



Limpiador Dental con Luz y Bomba de Agua X9

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Brazo con luz LED.
- Brazo desmontable de aluminio L3, autoclavable.
- Suministro de agua automático.
- Seguimiento automático de la frecuencia.
- No requiere consumibles.
- Entrada: 230V~ 50/60Hz 150mA 110V~ 50/60Hz 300mA.
- Potencia de salida: 3W a 20W.
- Tasa de flujo de agua 0~50ml/min.
- Peso de la unidad principal 2.5 kg.