

Analizador de Quimioluminiscencia

CL900i



Pruebas disponibles

Tiroides FT3 FT4 T3 T4 TSH Anti-Tg Anti-TPO Tg rT3** TRAB*	Óseo Metabólico PTH intacta** Calcitonina** Vitamina D total	Función Adrenal DHEA-S** Cortisol ACTH**	Hipertensión Angiotensina I* Angiotensina II* Renina Aldosterona	DS' Screening PAPP-A* β-HCG libre*	Enfermedades Infecciosas SARS COV2 IgG SARS COV2 IgM SARS COV2 Neut Ab's HIV Combo** SARS COV2 S-RBD IgG HBsAg** Anti-HBs** HBeAg Anti-HBe Anti-HBc Anti-HCV** Anti-TP (Sífilis) HBeAg cuantitativo* Anti-HBc IgM*	Marcadores Cardíacos CK-MB Mioglobina Troponina I BNP	Fibrosis Hepática LN** HA** PIIINP** CIV**
Hormona de crecimiento hGH* IGF-1*	Fertilidad β-HCG Total FSH LH Prolactina E2 E3 TESTO PROG Testosterona libre* 17-OH PROG* SHBG* AMH**	Diabetes Insulina Péptido-C	ToRCH Toxo IgG** Toxo IgM** Rubeola IgG** Rubeola IgM** CMV IgG** CMV IgM** HSV-1/2 IgG** HSV-1/2 IgM** HSV- 1 IgG** HSV-2 IgG**	Marcadores Tumorales CEA AFP CA125 CA15-3 CA19-9 FPSA TPSA NSE** CYFRA 21-1** CA72-4** PG I** PG II** SCCA** HE4** ProGRP** CA50** CA242**	Anemia Ferritina Vitamina B12 Folato RBC Folato**		
Inflamación PCT**							

Características

- 180 pruebas por hora
- Reactivos 2x50 y 2x100
- Sistema inteligente de lavado
- Más sensible, más confiable y más simple
- Capacidad de 50 muestras y 15 reactivos abordó
- Rentable a partir de 20 resultados de cada prueba por mes
- Principio de medición: Sistema ALP-AMPPD mejorado; tecnología patentada

Escanéame



EQAS® CE

PACAL RIQAS

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, MIAMI, PANAMÁ Y COSTA RICA.

443 233 0303

ventas@desego.com



desego.com



DESEGO