

Trinocular MIC 900FT



Características Generales:

- Objetivos anti hongos: 4x, 10x, 40x(s), 100x (s, oil)
- Oculares: WF10x
- Sistema óptico infinito
- Puntero LED brillo ajustable
- Iluminación LED ajustable
- Condensador (NA=1.25)
- Etapa mecánica de doble capa 140x140mm / 75x50mm
- Ajuste coaxial de enfoque fino
- Revolver: cuádruple
- Modo de fluorescencia de tipo de paso de banda b
- Fusible de 250V