



Microbiología:
Campana de Bioseguridad
Clase II A2

BBC 86

Características Generales:

- Pantalla LCD digital
- Panel de control ergonómico
- Acero inoxidable 304 con presión negativa
- Control remoto
- Enchufes impermeables al interior
- Lámpara UV de 253.7 nanómetros
- Dimensiones sin empaque: 700*650*1230 mm
Dimensiones con empaque: 860 * 800 * 1450 mm
- Modelo compacto: ahorra espacio
- Ventilador centrífugo de velocidad ajustable
- Filtro HEPA H14
- Ventana frontal motorizada
- Alarma sonora y visual
- Función de reserva de tiempo
- Función de memoria en caso de apagón
- Peso bruto 164 kg