

UD1

Unidad Dental Veterinaria

UD1 unidad dental veterinaria provee una variedad de funciones para veterinarios, tales como muelas, Pulido, corte y raspado y hace que el cuidado de la higiene oral animal sea fácil y eficiente. La unidad dental puede:


- ①. Acorta eficientemente el tiempo de tratamiento para reducir la presión laboral y aliviar enfermedades laborales.
- ②. Acorta el tiempo de tratamiento para reducir el riesgo de la anestesia.
- ③. Reduce el daño al hueso alveolar y la mucosa oral causado por la extracción violenta de dientes solo con instrumentos quirúrgicos y reduce el riesgo de dejar residuos.
- ④. Provee más programas de tratamiento dental flexibles.



Separación del agua y la electricidad para asegurar la seguridad del equipo y quien lo manipula.



360 ° pieza de mano, ligero que reduce la fatiga de mano eficientemente.



Pieza de mano de alta velocidad LED provee una visión brillante operativa.



Compresor sin aceite de alta calidad para evadir problemas de mantenimiento.



Tanque de aire de 20L gran capacidad para asegurar un balance de presión y suministro constante y duradero, reduce la frecuencia de recargar el aire.



Drena automáticamente la contaminación o el agua del tanque de aire, reduce los problemas de mantenimiento para el veterinario y reduce el riesgo de óxido.



Sujetador magnético para prevenir la pérdida de materiales dentales.



Toda la maquina pesa solo 46 Kg movimiento flexible con ruedas suaves



Salida de refrigerante del escalador



Pieza de mano de alta velocidad



Pulido de baja velocidad



Jeringa de 3 vías agua/aire



Sujetador magnético



Raspador ultrasónico vet (Opcional)

Solución integral dental veterinaria



Sistema de anestesia



Unidad dental



Rayos X dental

Configuration

Artículo	Especificaciones	
Dimensiones	Largo	60cm
	Ancho	48cm
	Alto	95-115cm
Compresor de aire	Peso	46KG
	Poder	2.6-2.9A, 220/230V, 50/60Hz
	Presión de salida	85psi
Pieza de mano de alta velocidad	Velocidad	330000-390000rpm
Pulidora de baja velocidad	Speed	5000-20000rpm
Tanque de aire	Capacity	20L
Nivel de ruido		≤65db

Included

Descripción	Cantidad	
Cuerpo	1pcs	
Pieza de mano alta velocidad	1pcs	
Pieza de mano baja velocidad	1pcs	
Jeringa de 3 vías aire/agua	1pcs	included
Pieza de mano de succión	1pcs	
Puntas de succión desechables	1Set (25pzs)	
Burs	1Set (Tapered fissure burs*5+Spherical burs*5)	
Cabeza de pulidora desechable	1Set (10pzs)	
Pasta pulidora	1Set (10pzs)	
Lubricante para pieza de mano	1bottle	optional
Veterinary Ultrasonic Scaler	1Set (6 Scaling Tips Included)	



**USTED MERECE
UNA UNIDAD
DENTAL
PROFESIONAL**



DESEGO