



Microbiología:
Mini Estufa de Incubación

EKMini

Características Generales:

- Pantalla digital LED para monitorear
- Panel de control ergonómico
- Capacidad de 6 litros
- Control de temperatura hasta 60°C
- Carcasas de acrílico ligeras
- Distribución de calor por convección de aire
- Modelo compacto: ahorra espacio
- Estabilidad: ± 0.2 °C a 37 °C; ± 0.3 °C a 60 °C.
- Temperatura de trabajo ambiente + 5 ~ 60 °C
- Dimensión de la cámara: L172xF193xA180mm
- Alimentación CA 110V 50/60 Hz (220V 50/60Hz disponible)
- Ventana frontal transparente
- Indicador de alarma visual