



#### ● Generador de Rayos X portátil

- / Potencia de salida 2.8 kW  
Fase simple 120VAC  
Max 120kV / Max 40mA
- / Potencia de salida 5 kW  
Fase simple 220VAC  
Max 120kV / Max 1000mA
- Consola de operación de membrana

#### ● Colimador

- Lámpara de colimador LED
- Apuntador láser integrado

#### ● Mesa

- Mesa con superficie flotante de 4 vías
- Diseñada para aplicación veterinaria

#### ● Diseño simple

- Diseño compacto
- Fácil de instalar
- Interfaz de detección sencilla

#### ● Conveniente

- Diseño compacto para movimiento

#### ● Doble modalidad de pie

- Mesa con superficie flotante de 4 posiciones

- Espacio para  
digitalizador/  
cassette