

Equipo de Fototerapia UV BU30



Cabina de tratamiento de cuerpo completo

Las lámparas se controlan por separado

Sistema de 2 pantallas

Apto para vitíligo, psoriasis, pitiriasis rosada, eczema y otras enfermedades de la piel

BU30

- Cabina de tratamiento de cuerpo completo
- Lámparas especiales Phillips 100W
- 2 pantallas: una táctil de 8", la otra es una separada para monitorear al paciente
- Las lámparas de las puertas se pueden controlar por separado de la unidad central
- Cortina ajustable a prueba de rayos ultravioleta, adecuada para todas las diferentes ubicaciones de lesión
- El control fija la dosis o tiempo para un tratamiento preciso
- Interruptor de seguridad y límite de dosis para un tratamiento seguro



■ Parámetros y requerimientos técnicos

Clasificación de seguridad	I
Voltaje	AC220V±10% 50Hz±2%
Potencia nominal	1000VA
Estructura	Cabina de cuerpo completo
Tamaño	2120mm X 580mm X 700mm (LxAnxAI)
Display	Pantalla LCD
Distancia de trabajo	20 cm
Lámparas	8 lámparas Phillips UVB 100W
Parámetros de lámparas	'TL'100W/01
Ancho de onda	(NB-UVB) 280~320nm, pico 311 nm, ±3nm
Vida de lámpara	800-1000 horas
Intensidad	0.6-20 mW/cm ²
Dosis	5 J/cm ²