

**QUIERES PROTEGER TU INVERSIÓN?
EL MANTENIMIENTO ANUAL ES TU MEJOR OPCIÓN!**



Constancia
del servicio
realizado



3Diff 1H+

3Diff 3H+

**DESCRIPCIÓN
DEL
SERVICIO**

- Cambio de kit de mangueras, empaques de jeringas y filtros.
- Reemplazo de bloque limpia punta.
- Limpieza de válvulas, copas y sus aperturas.
- Control de calidad y evaluación de repetibilidad*.



*No incluye reactivos