

**QUIERES PROTEGER TU INVERSIÓN?
EL MANTENIMIENTO ANUAL ES TU MEJOR OPCIÓN!**



Constancia
del servicio
realizado



**BCVet 2
BC H2**

**DESCRIPCIÓN
DEL
SERVICIO**

- Cambio de kit de mangueras.
- Cambio de empaques de jeringas y filtros.
- Limpieza de válvulas, copas y sus aperturas.
- Control de calidad y evaluación de repetibilidad.*



*No incluye reactivos