

QUIERES PROTEGER TU INVERSIÓN?

EL MANTENIMIENTO ANUAL ES TU MEJOR OPCIÓN!



Easy Kem Plus



Constancia
del servicio
realizado



Ekem

**DESCRIPCIÓN
DEL
SERVICIO**

- Cambio de lámpara, manguera peristáltica.
- Ajuste de ganancias del sistema óptico.
- Limpieza interna y externa de tarjetas, sensores y filtros.
- Control de calidad y evaluación de repetibilidad.
- Validación de técnicas.