

QUIERES PROTEGER TU INVERSIÓN?

EL MANTENIMIENTO ANUAL ES TU MEJOR OPCIÓN!



Constancia
del servicio
realizado



EasyKem Pro / ProVet

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

- Cambio de lámpara, manguera peristáltica y de desecho.
- Ajuste de ganancias del sistema óptico.
- Limpieza interna y externa de tarjetas y sensores.
- Control de calidad y evaluación de repetibilidad.
- Validación de técnicas.