

**QUIERES PROTEGER TU INVERSIÓN?**

**EL MANTENIMIENTO ANUAL ES TU MEJOR OPCIÓN!**



Constancia  
del servicio  
realizado



## FIB-1000 (1 canal)

### DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

- Limpieza general interna de tarjetas y ventiladores.
- Limpieza externa de pantalla, posillos de lectura e incubación.
- Revisión de muestras y resultados.
- Control de calidad y evaluación de repetibilidad\*.

\*No incluye reactivos