

**QUIERES PROTEGER TU INVERSIÓN?
EL MANTENIMIENTO ANUAL ES TU MEJOR OPCIÓN!**



Constancia
del servicio
realizado

VET Chroma

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

- Limpieza de periféricos, tarjetas y sensores ópticos.
- Lubricación de motor.
- Actualización de Software y System check.
- Revisión y limpieza de banda transportadora.
- Control de calidad y evaluación de repetibilidad.*
- Validación de técnicas.

*No incluye reactivos