

**QUIERES PROTEGER TU INVERSIÓN?  
EL MANTENIMIENTO ANUAL ES TU MEJOR OPCIÓN!**



Constancia  
del servicio  
realizado

## iChroma III

### DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

- Limpieza de tarjeta madre y de temperatura.
- Limpieza y desinfección de carrusel de cartuchos.
- Limpieza de ventiladores del incubador
- Control de calidad y evaluación de repetibilidad.\*
- Actualización de Software y System check.

\*No incluye reactivos