



Equipo básico:

Agitador Vortex

VM8

Características Generales:

- Cabezal de 26 mm para un tubo
- Control de velocidad variable
- Motor de alta calidad, más preciso
- Ideal para operación continua
- Hasta 2,800 RMP a 50 Hz
- Modo de activación manual
- Dimensiones sin empaque: 123*163*170 mm
- Diseño compacto, robusto y durable
- Órbita de 5 mm
- Mezcla eficiente y libre de vibraciones
- Mezcla rápida y silenciosa
- Función de reserva de tiempo
- Alimentación: AC 110V 60 Hz
- Peso bruto 3.7 kg