



Centrifuga 12 Tubos Spinplus SFUGE12 - Premium

Características Generales:

- Electromagnética (No utiliza carbones).
- Capacidad para 12 tubos de 2 a 15 ml.
- Controles de tiempo y velocidad digitales.
- Velocidad variable de 0 a 5000 rpm.
- Sistema de seguridad de apertura.
- Peso (con el rotor): 5.0kg
- Apertura automática de tapa al término de la centrifugación.
- Diseño ergonómico y moderno de alto impacto.
- Dimensiones (W*D*H): 33cm x 30cm x 22cm
- Botón de apertura de emergencia.
- Silenciosa y de centrifugado suave.