



## Centrifuga 12 tubos Smart+

### Características Generales:

- Pantalla LCD digital
- Cierre de seguridad de la tapa
- Apertura automática de la tapa tipo push
- Control Centrifugación de
- RPM y RCF conmutados en la pantalla
- Temporizador de 1 seg-999min
- Eléctrico: 100-2500V, 50-60 Hz 30W
- Multirotor para tubos y tiras
- Doble capacidad de mini centrifuga
- Velocidad ajustable de 1000 rpm a 7000 rpm
- Capacidad tubos de 12x1.5ml/2.0ml
- Capacidad tubos PCR de 32x0.2ml
- Capacidad 4 tiras XPR (8x0.2ml)
- Capacidad 4 tiras de PCR (12x0.2ml)
- Temperatura: 5°-40°C