



Bomba de Infusión Jeringa Veterinaria

s500VET



- El diseño compacto y liviano permite un fácil movimiento y transferencia.
- Identifica automáticamente varios tipos y tamaño de jeringas, desde 2ml hasta 60 ml
- El indicador de presión numérico y gráfico ayuda a los cuidadores a identificar la oclusión de antemano para prevenir riesgos potenciales
- Los caudales se entregan con una precisión de +/- 2 % tan solo 0,1 ml/h.
- Batería de larga duración: la duración de la batería es lo suficientemente duradera como para durar hasta 8 horas a 5ml/h.
- La protección avanzada contra la humedad (IP44) para la limpieza y desinfección da como resultado resultados optimizados. estabilidad y menores costos de reparación



Identifica automáticamente varios tipos y tamaños de jeringas, desde 2ml hasta 60ml.

Las teclas numéricas combinan un diseño de botones que facilita una programación rápida.

Los cuidadores pueden instalar o quitar las bombas fácilmente gracias al mango integrado y a la abrazadera de poste giratorio.

El diseño de manija oculta ayuda a ahorrar espacio.

Modelo	s500 VETERINARIO
Modo de infusión	Modo de frecuencia, modo de tiempo, modo de peso, modo intermitente, biblioteca de medicamentos
Jeringuilla aplicable	Sistema abierto. 2ml,5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50/60ml
Exactitud	±2%
Tasa de infusión	Jeringa de 2 ml: 0,1 - 150ml/h Jeringa de 5 ml: 0,1 - 150 ml/h Jeringa de 10 ml: 0,1 - 300ml/h Jeringa de 20 ml: 0,1 - 600 ml/h Jeringa de 30 ml: 0,1 - 900ml/h Jeringa de 50 (60) ml: 0,1 - 1800 ml/h
VTBI	(0-9999,99) ml
Volumen infundido	0-36000ml
Tasa KVO	0,1 ~ 10 ml/h, incremento: 0,1 ml/h
Tasa de BOLO	Jeringa de 2 ml: 0,1 - 150ml/h Jeringa de 5 ml: 0,1 - 150 ml/h Jeringa de 10 ml: 0,1 - 300ml/h Jeringa de 20 ml: 0,1 - 600 ml/h Jeringa de 30 ml: 0,1 - 900ml/h Jeringa de 50 (60) ml: 0,1 - 1800 ml/h
Presión de oclusión	13 niveles
Registro historico	50000
Alarma	Mango apagado, jeringa apagada, vacía, oclusión, batería agotada, batería baja, casi vacía, casi terminada (infusión casi terminada), terminada, uso de batería, falla de CA, no funciona
Características	Con KVO, bolo, detección antirretroceso, doble CPU, bloqueo de teclas, titulación, DPS, apilable, modo de espera
Funciones opcionales	Abrazadera de poste opcional para jaula para mascotas
Impermeable	IP44
El consumo de energía	35VA
Tamaño	240 * 135 * 138 mm (largo x ancho x alto)
Peso neto	1,8 kg
Fuente de alimentación	CA: 100-240 V 50/60 Hz.
Batería	DC7.2V (Batería recargable de polímero de litio, 2550mAh o 2550mAh×2) 8h a 5ml/h (1 batería) 16h a 5ml/h (2 baterías)
Ambiente de trabajo	Temperatura: 5 °C -40 °C, humedad relativa: 10% -95% (sin escarcha)
Presión atmosférica	86,0-106,0 kPa