

ANALIZADOR DE INMUNOENSAYO AFIAS 1



DESEGO[®]

DESEGO[®]

Procedimiento sencillo
con cartuchos todo en uno

Fácil de usar sin pipetear
gracias a su punta C patentada

Resultados de prueba
rápidos y fiables

Pequeño, compacto
y ligero

ESPECIFICACIONES

Control de Calidad/ Calibración

- 2 calibradores y 2 controles
- Controles internos y externos

Interfaz

- Pantalla táctil de 10,1"
- Impresora térmica integrada
- Puerto USB / Puerto USB OTG / Ranura para tarjeta SD Ethernet
- Compatible con LIS/HIS

Memoria

- 5000 resultados de pacientes
- 5000 resultados de control de calidad
- 500 chips de identificación
- 100 identificaciones de usuario

Analizador

- 180,6 x 320,6 x 206,4 mm
- 4,0 kg
- 100 - 240 V CA, 50-60 Hz
- Control de temperatura interna