

ANALIZADOR DE INMUNOENSAYO AFIAS 10



DESEGO[®]

DESEGO[®]

Muestra-respuesta desde
un tubo de sangre

LIS/HIS bidireccional

Prueba de emergencia
primero durante la operación

10 pruebas diferentes
en paralelo

ESPECIFICACIONES

**Controles internos
y externos**

- **Controles internos
y externos**

Interfaz

- Pantalla táctil de 10,1"
- Impresora térmica integrada
- Puerto USB / Ethernet
- Ranura para tarjeta SD / RS232
- Compatible con LIS/HIS

Memoria

- 10.000 pacientes y resultados
de control de calidad
- 100 chips de identificación
- 100 identificaciones de usuario

Analizador

- 1426 x 443 x 395 mm
- 20 kg
- 100-240 V CA, 50-60 Hz
- Control de temperatura interna