



Sistema de
Fluoroscopia
Digital Veterinario

XV40 DRF

XV40 DRF

Experimente un flujo de trabajo optimizado con esta nueva generación de sistemas de rayos X veterinarios. Esta unidad compacta integra una amplia gama de aplicaciones en una sola habitación, lo que maximiza la eficiencia para aumentar la productividad, mientras que la calidad de imagen superior proporciona un fácil acceso a una alta precisión diagnóstica y confianza sin compromiso.




Ayuda a diagnosticar una variedad de trastornos

- Pequeñas fracturas extraños
- Cuerpos
- Respiratorio o digestivo Anomalías del tracto
- Trastornos de la motilidad del estómago y los intestinos
- Estenosis esofágicas, masas y perforaciones
- Fugas de vejiga/ ruptura o enfermedad del tracto urinario




Una estación de trabajo de imagen inteligente permite un flujo de trabajo totalmente digital, Proporcionar a los usuarios más comodidad.



La interfaz intuitiva y fácil de usar optimiza el flujo de trabajo de exposición,

- Conmutación rápida de imágenes dinámicas/estáticas
- Múltiples APR disponibles
- Modo ABS inteligente
- Reducción de ruido en tiempo real
- Revisión dinámica de imágenes
- Herramientas procesionales incluyendo VHS, TTA, TPLO, etc.



Potente generador de alta frecuencia

El control inteligente con microprocesador mantiene una salida de rayos X precisa y estable.

Rayos X de alto rendimiento

Soportes de tubo de gran capacidad calorífica exposiciones continuas prolongadas.

Detector de gran tamaño

El detector dinámico de 17*17 proporciona un gran campo de visión para capturar más estructuras de tejido.