

# Catálogo 2025

# DESEGO<sup>®</sup>





**Morelia, CDMX, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Querétaro, Hermosillo  
Puebla, Panamá, Chiriquí, Costa Rica, Miami, Colombia**

### **MORELIA CORPORATIVO**

- 📞 Oficina: 443 233 0303
- 📞 Celular: 443 627 0552
- 📞 Soporte Técnico: 443 331 9302
- ✉️ [ventas@desego.com](mailto:ventas@desego.com)

### **CDMX**

- 📞 Gerencia: 55 1081 3762
- 📞 Ventas: 55 5564 1316
- 📞 Soporte Técnico: 55 7886 8665
- 📞 Atención a Clientes:  
55 5564 1098
- ✉️ [gerenciadf@desego.com](mailto:gerenciadf@desego.com)

### **GUADALAJARA**

- 📞 Gerencia: 333 576 6214
- 📞 Ventas: 333 1817 5008
- 📞 Soporte Técnico: 443 231 2324
- 📞 Atención a Clientes:  
333 377 8173
- ✉️ [gerenciagdl@desego.com](mailto:gerenciagdl@desego.com)

### **MONTERREY**

- 📞 Gerencia: 81 2063 0389
- 📞 Ventas: 81 2979 5792
- 📞 Soporte Técnico: 81 2939 1407
- 📞 Atención a Clientes:  
81 3625 4442
- ✉️ [gerenciamty@desego.com](mailto:gerenciamty@desego.com)



Conoce más de nosotros.



App Store



Google play

Descarga nuestra aplicación y obtén beneficios exclusivos:

# 2025

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA

📞 443 233 0303

✉️ [ventas@desego.com](mailto:ventas@desego.com)

🌐 [desego.com](http://desego.com)



**DESEGO**



**Morelia, CDMX, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Querétaro, Hermosillo  
Puebla, Panamá, Chiriquí, Costa Rica, Miami, Colombia**

### MÉRIDA

- ☎ Gerencia: 999 950 2291
- ☎ Ventas: 999 337 7689,  
999 700 1052
- ☎ Soporte Técnico: 999 304 8550
- ☎ Atención a Clientes: 999 385 3361

✉ gerenciamid@desego.com

### HERMOSILLO

- ☎ Gerencia: 662 166 1046
- ☎ Ventas: 662 166 1046
- ☎ Soporte Técnico: 662 513 6843
- ☎ Atención a Clientes:  
662 166 1046

✉ gerenciahmo@desego.com

### MIAMI, PANAMÁ, COSTA RICA, CO- LOMBIA

- ☎ Sucursal MIA: (305) 503 3157

- ☎ Gerencia PTY: +507 2098 480  
+2098401 / +507 6317 3445

✉ pty@desego.com

- ☎ Sucursal CR: +506 7119 9534

✉ ventascr@desego.com

- ☎ Gerencia Col: +57 3142216954

✉ gerenciaco@desego.com

### NUESTRAS MARCAS:



# 2025

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA

☎ 443 233 0303

✉ ventas@desego.com

🌐 desego.com



**DESEGO**

# Índice

5

Química Clínica

15

Hematología

20

Inmunoensayos

30

HPLC

34

Urianálisis

37

Orina

39

Electrolitos

42

Gasometría

44

Coagulación

46

Microelisa

48

Espermatobioscopía

50

Microscopios

60

Accesorios para  
Microscopio

65

Centrífugas

75

Equipo Básico

92

Micropipetas

98

Accesorios

101

Material de  
Laboratorio


2025



Q  
U  
I  
M  
I  
C  
A  
C  
L  
I  
N  
I  
C  
A



REGRESA AL ÍNDICE 



# Pruebas:

<b>Renal</b> UREA, CREA, UA	<b>Electrolyte</b> P, Ca, Mg, Fe	<b>Hepatic</b> TBA, PA, BIL-D, ALT, ALB, TP, ALP, GGT, AST, BIL-T, CHE	<b>Diabetes</b> HbA1C, Glu
<b>Lipid</b> HDL-C, TC, TG	<b>Inflammation</b> RF, CRP, ASO	<b>Pancreatitis</b> AMY, LIP	<b>Anemia</b> UIBC

## Próximas pruebas:

- Renal** RBP, TPUC, MALB,  $\beta$ 2-MG
- Electrolyte** CO<sub>2</sub>
- Hepatic** AFU
- Diabetes**  $\beta$ -HB, FUN
- Lipid** Apo-A1, Apo-B, Lp(a), GGT, LDL-C
- Inflammation** IgA, IgG, IgM, IgE, C4, C3
- Anemia** G6PD, TRF, FER



SKU: EQQCES430

# Analizador Automatizado ES430

VER VIDEO



**Fotometría Directa.**  
**420 pruebas por hora y función STAT.**  
**102 posiciones de muestra y 92 posiciones de reactivo con refrigeración.**  
**Pruebas líquidas: química clínica, electrolitos y turbidimetría.**  
**Estación de lavado inteligente de celdas.**  
**Muestra inteligente de HbA1c.**

**Hasta 420 pruebas por hora.**



**CLICK AQUÍ**

**2025**



# ES300w

Analizador de Química Automatizado

 **KONTROL**ab



# Analizador Automatizado ES300w

- Fotometría Directa
- Estación de lavado inteligente
- Nuevo software amigable
- 48 cubetas de reacción
- 30 posiciones de muestra
- 60 posiciones de reactivo

200 pruebas por hora.



SKU: EQQCES300W



[CLICK AQUÍ](#)

2025

# ES150w

Analizador de Química Automatizado

 **CONTROLab**



**DESEGO**<sup>®</sup>



# Analizador Automatizado ES150w

- Fotometría Directa
- Nuevo software amigable
- 48 cubetas de reacción
- 16 posiciones de muestra
- 48 posiciones de reactivo
- Totalmente automatizado

150 pruebas por hora.

SKU: EQQCES150W



[CLICK AQUÍ](#)

2025

# Analizador EasyKem Pro<sup>®</sup>


Pantalla táctil de 7 pulgadas.  
8 posiciones de incubación integradas.  
8 filtros y memoria para 300 canales.  
Fotometría: punto final, dos puntos, cinéticas y  
Bicromáticas.  
Almacena 30,000 resultados.  
Abierto a cualquier reactivo.



SKU: EQQCEKPRO

[CLICK AQUÍ](#)

2025



# Analizador de Química Seca Skyla HB1

3 simples pasos.  
Solo 200uL de sangre total.  
Hasta 15 parámetros en 15 min.  
Tecnología POC Walk-away.  
Calibración y QC integrado en cada disco.  
Compacto y libre de mantenimiento.

VER VIDEO



SKU: EQQCHB1

**Principales Bioquímicas, Electrolitos y más en la misma máquina**

Sistema compacto diseñado para realizar test de bioquímica en la propia clínica de manera rápida, fiable y precisa.

Es sencillo e intuitivo de manejar; ideal para clínica ambulante, laboratorios, compañías farmacéuticas y bioquímicas.



**CLICK AQUÍ**

**2025**

Version: HB1\_EN  
8\_JUL\_2015

## Perfiles Disponibles



Marker	Panel	General Biochemistry (12)	Basic Biochemistry (7)	Metabolic (13)	Metabolic II (6)	Liver (9)	Renal (10)	Lipid (4)	ER (13)	ER II (9)
ALB	Albumin	●	●	●		●	●			●
ALP	Alkaline Phosphatase	●				●				
ALT	Alanine Aminotransferase	●	●	●	●	●			●	●
AMY	Amylase								●	●
AST	Aspartate Aminotransferase	●		●	●	●			●	●
BUN	Blood Urea Nitrogen	●	●	●			●		●	●
CPK	Creatine Phosphokinase						●		●	
CREA	Creatinine	●	●	●			●		●	●
DBIL	Direct Bilirubin					●				
GGT	Gamma Glutamyl Transpeptidase	●			●	●				●
GLU	Glucose	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HDL	High Density Lipoprotein							●		
LIPA	Lipase								●	
TBIL	Total Bilirubin	●				●				●
TC	Total Cholesterol	●			●			●		
TG	Triglyceride				●			●		
TP	Total Protein	●	●	●		●				
UA	Uric Acid	●	●	●						
Ca	Calcium			●			●		●	
Cl	Chloride			●			●		●	
K	Potassium			●			●		●	
Na	Sodium			●			●		●	
PHOS	Phosphorus			●			●		●	
A/G ratio*		●	●	●		●				
eGFR*		●	●	●			●		●	●
GLOB*		●	●	●		●				
IBIL*						●				
LDL*								●		
VLDL*					●			●		

\*Calculated Value

# 2025

# HEMATOLOGÍA



REGRESA AL ÍNDICE 

# Analizador de Hematología BC700 SERIES

**Diferencial en 5 partes VSG + RET**

- Tecnología: SF Cube, PLT-H, VSG, RET
- 109 parámetros y 7 histogramas
- 80 pruebas por hora.
- Autocargador para 30 tubos.
- Pantalla táctil LED de 12.1 pulgadas.
- Almacena hasta 150.000 resultados.

**41 parámetros reportables**

.....

SKU: EQHM780



VER VIDEO



**BC 780**

**CLICK AQUÍ**



**BC 720**

**CLICK AQUÍ**

- Tecnología: SF Cube, PLT-H, VSG, RET
- 109 parámetros y 7 histogramas
- 80 pruebas por hora.
- Pantalla táctil LED de 12.1 pulgadas.
- Almacena hasta 150.000 resultados.

**41 parámetros reportables**

.....

SKU: EQHM720

# 2025





# Analizador de Hematología 3H+

VER VIDEO



Hasta 60 pruebas por hora.  
Pantalla touch a color de 10.4"  
Solamente 3 reactivos.  
Información de prueba detallada.  
Memoria de 400,000 resultados e histogramas.  
Volumen de sangre total 9Ql, lo hace ideal para estudios pediátricos.

21 parámetros

3CBC + DIFF 3 PARTES  
3 HISTOGRAMAS

SKU: EQHM3H+



CLICK AQUÍ

2025



# Analizador de Hematología 1H+

VER VIDEO



Hasta 30 pruebas por hora.  
Pantalla touch a color de 8.4"  
Solamente 3 reactivos.  
Memoria de 50,000 resultados e histogramas.  
Volumen de sangre total 9ul, lo hace ideal para estudios pediátricos

20 parámetros

3CBC + DIFF 3 PARTES  
3 HISTOGRAMAS

SKU: EQHM1H+



CLICK AQUÍ

2025



# SOMOS ANALIZAS



# Analizador de Inmunoensayos AFIAS SERIES

- Automatización completa desde la colocación del tubo de sangre.
- Prioridad para las pruebas de emergencia durante el funcionamiento.
- LIS/HIS bidireccional.
- Controles internos y externos.
- Impresora térmica integrada.
- 10,000 pacientes y resultados de control de calidad.

10 pruebas diferentes en paralelo.

.....

SKU: EQINAF4



**AFIAS 10**  
**CLICK AQUÍ**

- Sistema POCT automatizado con cartuchos “todo en uno”.
- Fácil de usar con C-tip patentadas (para sangre de la yema de los dedos)..
- 2 calibradores y 2 controles.
- Controles internos/externos
- 5,000 resultados de pacientes.
- 5,000 resultados QC.

6 pruebas diferentes en paralelo

.....



**AFIAS 6**  
**CLICK AQUÍ**

SKU: EQINAF3

**2025**

# Analizador de Inmunoensayos AFIAS SERIES

- Estación de puntas adicional para resultados más rápidos.
- Sistema compacto para múltiples pruebas.
- Interfaz de usuario fácil de usar.
- pantalla táctil de 7".
- Impresora térmica integrada.
- 5,000 resultados de pacientes.
- 5,000 resultados de control de calidad



**AFIAS 3**  
**CLICK AQUÍ**

3 pruebas en paralelo

SKU: EQINAF2



**AFIAS 1**  
**CLICK AQUÍ**

- Sistema POCT automatizado con cartuchos “todo en uno”.
- Fácil de usar con C-tip patentadas (para sangre de la yema de los dedos).
- Resultados de prueba rápidos con confiabilidad.
- 2 calibradores y 2 controles.
- Controles internos/externos.

Pequeño, compacto y ligero

SKU: EQINAF1

**2025**

# Analizador de Quimioluminiscencia CL900i

VER VIDEO



**AUTOMATIZADO DE QUIMIOLUMISCENCIA**  
.....

IDEAL PARA TU LABORATORIO

180 pruebas por hora  
Capacidad: 50 muestras y 15 reactivos  
Reactivos: 50 pruebas o 100 pruebas  
Libre de mantenimiento



SKU: EQINCL

**CLICK AQUÍ**

**2025**

# Analizador de Quimioluminiscencia

## CL900i



### Características

- 180 pruebas por hora
- Reactivos 2x50 y 2x100
- Sistema inteligente de lavado
- Más sensible, más confiable y más simple
- Capacidad de 50 muestras y 15 reactivos abordo
- Rentable a partir de 20 resultados de cada prueba por mes
- Principio de medición: Sistema ALP-AMPPD mejorado; tecnología patentada

### Escanéame



EQAS® CE

PACAL RIQAS

<b>Tiroides</b> FT3   FT4   T3   T4   TSH   Anti-TG   Anti-TPO   Tg   rT3**   TRAB*	<b>Óseo Metabólico</b> PTH intacta**   Calcitonina**   Vitamina D total	<b>Función Adrenal</b> DHEA-S**   Cortisol   ACTH**	<b>Hipertensión</b> Angiotensina I*   Angiotensina II*   Renina   Aldosterona	<b>DS' Screening</b> PAPP-A*   β-HCG libre*	<b>Enfermedades Infecciosas</b> SARS COV2 IgG   SARS COV2 IgM   SARS COV2 Neut Ab's   HIV Combo**   SARS COV2 S-RBD IgG   HBsAg**   Anti-HBs**   HBeAg   Anti-HBe     Anti-HBc   Anti-HCV**   Anti-TP (Sifilis)   HBeAg cuantitativo*   Anti-HBc IgM*	<b>Marcadores Cardíacos</b> CK-MB   Mioglobina   Troponina I   BNP	<b>Fibrosis Hepática</b> LN**   HA**   PIIINP**   CIV**
<b>Hormona de crecimiento</b> hGH*   IGF-1*	<b>Fertilidad</b> β-HCG Total   FSH   LH   Prolactina   E2   E3   TESTO   PROG   Testosterona libre*   17-OH PROG*   SHBG*   AMH**	<b>Diabetes</b> Insulina   Péptido-C	<b>ToRCH</b> Toxo IgG**   Toxo IgM**   Rubeola IgG**   Rubeola IgM**   CMV IgG**   CMV IgM**   HSV-1/2 IgG**   HSV-1/2 IgM**   HSV-1 IgG**   HSV-2 IgG**	<b>Marcadores Tumorales</b> CEA   AFP   CA125   CA15-3   CA19-9   FPSA   TPSA   NSE**   CYFRA 21-1**   CA72-4**   PG I**   PG II**   SCCA**   HE4**   ProGRP**   CA50**   CA242**	<b>Anemia</b> Ferritina   Vitamina B12   Folato   RBC Folato**		
<b>Inflamación</b> PCT**							

## An. Automatizado de Inmunoensayos

# AIA 360

### Rendimiento de 36 resultados por hora

- Reactivo en Copas de Unidad Unitaria – No requiere pre-mezcla o pre-medida
- Formato: Reactivo en seco
- Reactivos comunes en todos los sistemas Tosoh AIA (Sustrato, Lavado y Diluyente)
- 90 días estabilidad de calibración en la mayoría de las pruebas
- Códigos de barra para fácil manejo de identificación de pacientes e inventario
- 10 minutos de incubación para la mayoría de las pruebas
- Libre de Biotina



SKU: EQINAIA1

[CLICK AQUÍ](#)

2025

# Analizador de Inmunofluorescencia iChroma III

VER VIDEO



Simple, rápido y exacto.

Pantalla LCD de 7"

No necesita incubadora térmica adicional.

No necesita consumibles.

**12 pruebas disponibles  
al mismo tiempo**

**Más de 120 pruebas en  
una hora**

Almacenamiento del ID  
chip en el analizador



SKU: EQINICH5

**CLICK AQUÍ**

**2025**



# Analizador de Inmunofluorescencia iChroma II'

Resultados cuantitativos desde 3 min.  
Libre de calibración y Mantenimiento.  
Impresora Integrada,  
Portátil: Batería AA.  
Pantalla táctil 7 »

VER VIDEO



HbA1c, PSA, PCT  
y 45 pruebas mas

.....

LECTOR DE PRUEBAS MÁS  
COMPLETO DEL MUNDO

SKU: EQINiCh2

**#1 EN MÉXICO**  
INMUNOFLORESCENCIA POCT

**CLICK AQUÍ**

**2025**

PRUEBAS	TIEMPO	RANGO	MUESTRA
<b>Enzimas cardíacas</b>			
Troponina I*	12 m	0.1 - 50 ng/ml	B,S,P
Troponina T**	12 m	10 - 20,000 pg/mL	B,S,P
CK-MB*	12 m	3 - 100 ng/ml	B,S,P
Dímero D*	12 m	50 - 10,000 ng/ml	B,S,P
Mioglobina*	12 m	5 - 500 ng/ml	B,S,P
hsCRP*	3 m	0.1 - 10 ng/ml	B,S,P
NT-proBNP*	12 m	10-30,000 pg/ml	B,S,P
Cardiac Triple* (Tn-I, CK-MB, MIO)	12 m	0.01-15/3-100/ 5-500 ng/ml	B,S,P
ST2*	12 m	3.1 - 200.0 ng/mL	B,S,P
BNP**	12 m	5 - 5,000 pg/mL	B,P
<b>Diabetes</b>			
HbA1c**	12 m	4 - 15%	B
Microalbumina*	12 m	2 - 300 mg/L	Orina
Cistatina C*	10 m	0.1 - 7.5 mg/L	S,P
<b>Infección</b>			
CRP*	3 m	2.5 - 300 mg/L	B,S,P
PCT*	12 m	0.1 - 100 ng/mL	B,S,P
ASO*	12 m	25 - 800 IU/mL	S,P
HBsAg*	12 m	Cuali 0-300 COI	B,S,P
Anti- HBs*	15 m	Cuali 0-500 mIU/mL	B,S,P
Anti-HCV*	12 m	Cuali 0-300 COI	B,S,P
Rota/Adeno*	15 m	Cuali 0.9 - 1.1 COI	Heces
Dengue IgG/IgM*	12 m	Cuali 0.9 - 1.1 COI	B,S,P
Dengue NS1 Ag*	12 m	Cuali 0.9 - 1.1 COI	B,S,P
Zika IgG/IgM*	12 m	Cuali 0.90 - 1.1 COI	B,S,P
Tuberculosis*	15 m	TB Antígeno 8.0 - 8.0	P
Interleucina-6*	12 m	2 - 2,500 pg/mL	B,S,P
Toxo IgG / IgM*	12 m	Cuali IgG 5 - 15 IU/mL Cuali IgM 0.9 - 1.1	B,S,P
<b>Otros</b>			
Ferritina**	10 m	10-1,000 ng/mL	S,P
Vitamina D**	28 m	8-70 ng/mL	S,P

PRUEBAS	TIEMPO	RANGO	MUESTRA
<b>Marcador Tumoral</b>			
PSA*	15 m	0.5 - 100 ng/ml 0.1-100 ng/ml	B,S,P
AFP*	15 m	5 - 350 ng/ml	B,S,P
CEA*	12 m	1-500 ng/ml	S,P
Sangre Oculta H.*	10 m	25 - 1,000 ng/ml	Heces
<b>Hormonales</b>			
TSH*	12 m	0.1 -100 µIU/mL	S,P
T3**	16 m	0.77-7.70 nmol/L	S,P
T4**	16 m	10.23-300.00 nmol/L	S,P
FSH*	15 m	1 - 100 mIU/mL	S,P
Progesterona**	15 m	1.4-40 ng/mL	S,P
βhCG*	15 m	5-50,000 mIU/mL*	S,P
LH*	15 m	1 - 100 mIU/mL	S,P
PRL*	10 m	1 - 100 ng/mL	S,P
Testosterona*	15 m	1 - 10 ng/mL	B,S,P
Cortisol**	10 m	80 - 800 nmol/L	S,P
AMH**	12 m	0.02 - 10 ng/mL	S,P
<b>Gastrointestinal</b>			
H. PYLORI*	10 m	Cualitativa <1 - ≥1	Heces
Calprotectina*	12 m	8-200 IU/mL	Heces
<b>Respiratorias</b>			
Influenza A+B**	10 m	FluA: 1.4 x 10 <sup>3</sup> Pfu/mL FluB: 0.5 TCID <sub>50</sub> /mL	HN
COVID-19 Ab**	10 m	IgG/IgM 0.9 - 1.1	B,S,P
COVID-19 Ag**	12 m	Cualitativa 1 - 1	Nasal
COVID-19 nAb**	5 m	30 - 30	B,S,P
COVID-19 Ag/ Influenza**	20 m	1 - 1	Nasal
<b>Autoinmune</b>			
Anti-CCP**	12 m	25-1000 ng/ml 10-1000 mg/kg	B,S,P
IgE Total*	12 m	1.00 IU/ml - 1,000 IU/ml	B,S,P
RF IgM*	5 m	8-200 IU/mL	S,P

Próximamente: CA15-3, CYFRA 21-1, CA19-9, Sickle cell, HIV,  
S=Sueros / P=Plasma / B=Sangre Total / Vitamina D 25 (OH) D2/D3 H=Hisopo  
\*= Uso recomendado de iChamber \*\*= Uso obligatorio de iChamber

# Incubador iChamber

## Cámara de incubación

.....

Sistema de compensación de temperatura  
Pantalla LCD

Numero de muestras procesadas:

6 cartuchos (Max)  
Temperatura ajustable 20°C - 40°C  
Voltaje: DC 12V 5A  
Consumo de Energía: 60W



SKU: EQINiCh3

[CLICK AQUÍ](#)

2025

# HPLC





# Analizador de HbA1c HPLC G11



SKU: EQHPLCG11

VER VIDEO



Análisis de HbA1c por HPLC en 60 segundos (30 segundos en modo estándar)

**CLICK AQUÍ**

Facilidad de uso.  
Pantalla táctil a color .  
Temporizador de encendido/apagado .  
Calentamiento automatizado.  
Parada automatizada.  
Lavado automatizado.  
El cambio de columna y filtros se realiza en segundos.  
Trazabilidad del lote de reactivo y fecha de caducidad.  
Lector de códigos de barras de mano para reactivos.

**Sistema de alto rendimiento que garantiza un funcionamiento fluido y unos resultados fiables.**

Flexibilidad para adaptarse a las necesidades cambiantes de los laboratorios modernos al ofrecer la oportunidad única de actualización de cargador de 90 muestras a cargador de 290 muestras.

**2025**



## Analizador de HbA1c

# HPLC G8

Análisis de HbA1c por HPLC en 1.6 min

Determinación directa de estable HbA1c.  
 Menos de 2% Coeficiente de Variación (CV).  
 Formato compacto - 53.3 (A) x 51 (P) x 48.3 (Alto) cm.  
 Mantenimiento automático.  
 Operación simple con pantalla táctil.  
 Tamaños de tubos flexibles.



SKU: EQHPLCG8

[CLICK AQUÍ](#)

2025

## Analizador de HbA1c

# HPLC GX

Análisis de HbA1c por HPLC en 2.2 min

Determinación directa de estable HbA1c.  
 Menos de 2% Coeficiente de Variación (CV).  
 Formato compacto - 37 (A) x 52.5 (P) x 48.2 (Alto) cm.  
 Mantenimiento automático.  
 Operación simple con pantalla táctil.



SKU: EQHPLCGX

[CLICK AQUÍ](#)

2025

# U R I A N A L I S I S



REGRESA AL ÍNDICE 

## Analizador de Sedimento en Urianálisis con IA

# US+30

- 300 P/H para análisis químico.
- 80 P/H para análisis de sedimentos.
- 80 P/H para ambos.
- Tecnología IA.
- Tipo de muestra: Orina.
- Dimensiones 530 mm (largo) x 650 mm (ancho) x 695 mm (alto).
- Peso del instrumento: 63 kg.

## Tecnología

# IA



SKU: EQORUS1

[CLICK AQUÍ](#)

2025

# Analizador de Sedimento en Urianálisis con IA

# US+1

VER VIDEO



- 60 pruebas por hora (T/H) para prueba de Química Seca
- 30 pruebas por hora (T/H) para análisis de sedimentos
- 25 pruebas por hora (T/H) para ambos
- Principio: Química, sedimento y conductividad
- Volumen de muestra: 0.6 ml
- Tipo de muestra: Orina
- Almacenamiento de resultados:  $\geq 100,000$

## Tecnología

# IA



SKU: EQORUS

[CLICK AQUÍ](#)

2025

# ORINA



REGRESA AL ÍNDICE 

# Analizador de Orina UriPlus 6

550 pruebas por hora

- Semi-automático
- Disponible de 1 a 14 parámetros
- Sistema de control de temperatura integrado
- Batería de litio mejorada



[CLICK AQUÍ](#)

SKU: EQORU6

# Analizador de Orina UriPlus II

60 pruebas por hora.

- Diseño compacto.
- Pantalla sensible al tacto.
- Incluye impresora inalámbrica Térmica.
- Función almacenaje automático.
- 14 parámetros por prueba.



SKU: EQORUII-1

[CLICK AQUÍ](#)

2025

# SOFT-CONTROL



REGRESA AL ÍNDICE 

# Analizador Electrolitos PL4+ Autocargador

VER VIDEO



Ion Selectivo, con autocargador de muestra.  
Electrodos digitales y libres de mantenimiento.  
Resultados: Na, K, Cl, Ca++  
Expandible opcional: Li+  
Volumen de muestra: 120uL.  
Costo por prueba \$15 pesos\*  
Pantalla gráfica y táctil.  
Conexión a LIS y Control de Calidad.

SKU: EQELPL4+

[CLICK AQUÍ](#)



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Sodio	Potasio	Cloruro	Calcio
Rango de medición, Suero/Sangre	40-220 [mmol/L]	1-30 [mmol/L]	20-250 [mmol/L]	0,2-5 [mmol/L]
Rango de medición Orina	20-300 [mmol/L]	2-150 [mmol/L]	20-300 [mmol/L]	No aplicable
Resolución	0,1 [mmol/L]	0,01 [mmol/L]	0,1 [mmol/L]	0,01 [mmol/L]
Reproducibilidad en corridas de 20 Sueros	C.V. <=1%	C.V. <=1%	C.V. <=1%	
	S.D. <=1,6	S.D. <=0,08	S.D. <=1,25	S.D. <=0,05
Reproducibilidad en corridas de 20 Orinas	C.V. <=10%	C.V. <=5%	C.V. <=5%	No aplicable



# Analizador Electrolitos PL4'

VER VIDEO



Ion Selectivo, totalmente automatizado.  
Electrodos digitales y libres de mantenimiento.

Resultados: Na, K, Cl, Ca<sup>++</sup>

Expandible opcional: Li<sup>+</sup>

Volumen de muestra: 120uL

Costo por prueba \$19.5 pesos\*

Pantalla gráfica y táctil.

**CLICK AQUÍ**

SKU: EQELPL4

# Analizador Electrolitos PL3'

VER VIDEO



Ion Selectivo, semiautomatizado.  
Sin gasto fijo de reactivo.  
Electrodos digitales y libres de Mantenimiento.

Resultados: Na, K, Cl, Ca<sup>++</sup>

Expandible opcional: Li<sup>+</sup>

Volumen de muestra: 120uL.

Costo por prueba \$19.5 pesos\*

SKU: EQELPL3

**CLICK AQUÍ**

# 2025



# GASOMETRIA



REGRESA AL ÍNDICE 

# Analizador de Gasometría POCT i15

VER VIDEO



Hasta 15 parámetros en 2.5 min.  
 Cartuchos de un solo uso con pruebas múltiples.  
 Volumen de muestra requerido: 120uL  
 Pantalla Táctil de 7".  
 Modo de espera sin consumo de Reactivo.  
 Libre de mantenimiento.  
 Pequeño y portátil, pesa 4kg.

SKU: EQGSi15



[CLICK AQUÍ](#)

## VALORES CALCULADOS:

	pH	pCO <sub>2</sub>	pO <sub>2</sub>	Na	K	Cl	Ca	Hct	Glu	Lac
BG3	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████		
BG8	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████		
BG4	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████		████████
BG9	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
BG10	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
BC4	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████		



HCO<sub>2</sub>-act, HCO<sub>2</sub>-std, BE(efc), BE(B), BB(B), ctCO<sub>2</sub>, sO<sub>2</sub>(est), Ca<sup>++</sup>(7.4), AnGap, tHb(est), pO<sub>2</sub>(A-a), pO<sub>2</sub>(a/A), RI, pO<sub>2</sub>/FIO<sub>2</sub>, cH+(T), pH(T), pCO<sub>2</sub>(T), pO<sub>2</sub>(T), pO<sub>2</sub>(A-a)(T), pO<sub>2</sub>(a/A)(T), RI(T), pO<sub>2</sub>(T)/FIO<sub>2</sub>, CA<sup>++</sup>(7.4)

# NO-CALCULATOR



REGRESA AL ÍNDICE 

## Analizador de Coagulación 4 canales **FIB-2000**

4 canales simultáneos.  
Método de dispersión de luz.  
Determina: tiempos, factores y proteínas.  
Pantalla Touch Screen.  
Pipeta automática.

VER VIDEO



SKU: EQCGF2000

**CLICK AQUÍ**

# 2025



# MICROELISA



REGRESA AL ÍNDICE 

VER VIDEO



## Analizador de Microelisa Eliread

Incluye 4 filtros.  
Sistema de fibra óptica de 8 canales.  
Programación de 500 pruebas.  
Almacenaje de hasta 10,000 resultados.  
12 pruebas en una misma placa.  
Multi-formas en impresión de resultados.  
Pantalla Touch Screen.

SKU: EQMEEliread

[CLICK AQUÍ](#)

## Analizador de Microelisa Eliwash

Lavado de pocillos: plano, redondo y cónico.  
Sistema operativo compatible con Windows CE.  
Alta capacidad de memoria para guardar protocolos.  
Calibración automática, detección de fondo y último pozo.  
Monitoreo automático de vacío y presión.  
Ciclo automático de lavado.


[CLICK AQUÍ](#)

SKU: EQMEEliwash

2025



# ESPERMA



REGRESA AL ÍNDICE 

# Analizador de Espermatobioscopía SQA-iO<sup>1</sup>

VER VIDEO



Espermiogramas en tan solo 75 segundos.  
Cuenta millones de espermatozoides en una alícuota de muestra de 330 UI.  
Evalúa el porcentaje de movilidad progresiva de los espermatozoides.

Calcula el porcentaje de Formas  
Morfológicas normales.

Generar informes completos con  
gráfico circular para la  
diferenciación de la motilidad.

Parámetros de motilidad: total/  
progresivo/no progresivo/inmóvil



SKU: EQESIO



[CLICK AQUÍ](#)

2025

# SOMOS MICROSCOPIOS



REGRESA AL ÍNDICE 

# Microscopio Trinocular MIC 990T y Scopepad



SKU: EQMCMIC990T2

[CLICK AQUÍ](#)

2025

# Microscopio Trinocular con Epifluorescencia MIC990FT

Cabezal: Con ajuste interpupilar con distancia de 50mm - 75 mm.

Oculares WF10X /20mm.

Fuente de Poder: 120V/60Hz

Fototubo para utilizar cámara digital.

Iluminación simple de halógeno de 6V/20W.

Platina Mecánica con retenedor de laminillas removible de 190 x 140 mm.

5 Objetivos planacromáticos al infinito 4x, 10x, 20x, 40x(s,oil), 100x(s,oil).



SKU: EQMCMIC990FT

[CLICK AQUÍ](#)

2025

# Microscopio Invertido INV 2011'

Trinocular invertido



Óptica Planacromática al infinito.  
Anulación de fase pre-centrable.  
4 objetivos planacromáticos:  
4x/0.1 wd18mm, 10x/0.25 wd10mm, 20x/0.4 wd5.1mm, 40x/0.6 wd2.6mm.  
Condensador ELWD NA0.3 lwd72mm.  
Telescopio de centrado ø30mm.  
Filtro: diámetro de 45mm, azul, verde y cristal ground.  
Intensidad de luz ajustable.

SKU: EQMCINV

[CLICK AQUÍ](#)

2025

# Microscopio Doble Cabezal MIC204D

Binocular  
Objetivos acromáticos: 4x, 10x, 40x(s),  
100x(s,oil)  
Oculares WF10x  
Condensador (NA=1.25)  
Iluminación LED ajustable  
Puntero LED verde de brillo ajustable  
Ajuste coaxial de enfoque fino



SKU: EQMCMIC204D

[CLICK AQUÍ](#)

# Microscopio Trinocular MIC900 FT

Oculares WF10X/20mm  
Objetivos acromáticos: 4x, 10x, 40x, 100x  
Ajuste coaxial de enfoque fino  
Condensador (NA=1.25)  
Iluminación LED ajustable  
Módulo de paso de banda Tipo B y tipo G  
Modulo de iluminación UV de paso largo



SKU: EQMCMIC900FT

[CLICK AQUÍ](#)

# 2025



## Microscopio Trinocular MIC 990T

5 objetivos: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x  
Óptica Planacromática al infinito.  
Condensador tipo ABBE N.A.=1.25 con  
diafragma de iris.  
Revolver quintuple con tope tipo click.  
Sistema de iluminación tipo Köhler.  
Ajuste de brillo luz y diafragma.

SKU: EQMCMIC990T

[CLICK AQUÍ](#)

## Microscopio Trinocular MIC900 T

Oculares WF10X/20mm.  
Objetivos acromáticos: 4x, 10x, 40x, 100x  
Ajuste coaxial de enfoque fino.  
Condensador (NA=1.25).  
Iluminación LED ajustable.

SKU: EQMCMIC900T

[CLICK AQUÍ](#)



2025



SKU: EQMCMIC990

## Microscopio Binocular MIC990

Binocular.

5 objetivos: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x

Óptica planacromática al infinito.

Condensador tipo ABBE N.A.=1.25.

Revolver quíntuple con tope tipo click.

Sistema de iluminación tipo Köhler.

Ajuste de brillo luz y diafragma.

[CLICK AQUÍ](#)

## Microscopio MIC900

Binocular.

Oculares WF10x.

Ocular ajustable WF10X/22mm.

Objetivos acromáticos: 4x, 10x, 40x, 100x.

Ajuste coaxial de enfoque fino.

Condensador (NA=1.25).

Iluminación LED ajustable.

SKU: EQMCMIC900



[CLICK AQUÍ](#)

2025

# Microscopio Binocular MIC-890

Sistema de iluminación LED.  
Binocular.  
4 objetivos: 4x, 10x, 40x, 100x.  
Óptica planacromática al infinito.  
Condensador tipo ABBE N.A.=1.25.  
Ajuste de brillo luz y diafragma.

SKU: EQMCMIC890



[CLICK AQUÍ](#)

2025



SKU: EQMCMIC440T

## Microscopio Trinocular MIC440T

Trinocular  
Objetivos acromáticos: 4x, 10x, 40x (s), 100x(s,oil)  
Oculares: WF10x  
Condensador (NA=1.25)  
Intensidad de luz ajustable

[CLICK AQUÍ](#)

## Microscopio Binocular MIC440

Binocular  
Objetivos acromáticos: 4x, 10x, 40x(s), 100x(s,oil)  
Oculares: WF10x  
Condensador (NA=1.25)  
Intensidad de luz ajustable



SKU: EQMCMIC440

[CLICK AQUÍ](#)

2025



## Microscopio Monocular MIC141'

Monocular  
4 objetivos: 4x, 10x, 40x y 100x (oil)  
Intensidad de luz ajustable

SKU: EQMCMIC141

[CLICK AQUÍ](#)

## Microscopio Monocular MIC131'

Monocular  
3 objetivos: 4x, 10x y 40x  
Intensidad de luz ajustable


SKU: EQMCMIC131

[CLICK AQUÍ](#)



2025

# SOMOS ACCIA SOMOS M-CRM



REGRESA AL ÍNDICE 

# Pantalla de Retina para Microscopio ScopePad LX97

Pantalla LCD touch ScopePad Retina HD a color para análisis de imágenes microscópicas.

Display de 9.7 pulgadas.

Sistema de operación Android

Resolución máxima: (2048\*1536).

Soporta transmisión Bluetooth y WiFi.

Control de Cámara sin necesidad de PC,  
sistema touch.

Puerto HDMI, USB y ranura para tarjeta de memoria.



SKU: EQMCScopePad

[CLICK AQUÍ](#)

2025

# USB Cámara Digital OPT 14mp

Cámara digital para Microscopio  
Puerto: Fototubo o tubo ocular  
Formatos: BMP, Tiff, jpg, Pict, AVI, etc.  
Interfase: USB  
Incluye Software

SKU: EQMCOPT5



[CLICK AQUÍ](#)

# USB Cámara Digital OPT-10mp

Cámara digital para Microscopio  
Puerto: Fototubo o tubo ocular  
Formatos: BMP, Tiff, jpg, Pict, AVI, etc.  
Interfase: USB  
Incluye Software

SKU: EQMCOPT4



[CLICK AQUÍ](#)

2025

## Campo Oscuro M8-CO`

Juego de Campo Oscuro M8-CO  
Para uso con el Microscopio  
Binocular MIC-880

SKU: ACMCMIC8802



## Campo Oscuro M9-CO`

Juego de Campo Oscuro M9-CO  
Para uso con el Microscopio  
Binocular MIC-990

SKU: ACMCMIC9902



2025



## Contraste de Fase

Contraste de Fase  
Para uso con el Microscopio Binocular  
MIC-990

SKU: ACMCMIC9904

## Sistema de Polarización

Sistema de Polarización  
Para uso con la series de microscopio  
MIC990



SKU: ACMCMIC9903



SKU: ACMCMIC9901

## Platina Térmica PT990

Platina térmica PT990  
Para microscopios series MIC990 e  
INV2011

# 2025

# SAGUFT-R-TZMC



REGRESA AL ÍNDICE 



## Centrífuga de 48 Tubos High Performance Hplus

[CLICK AQUÍ](#)

SKU: EQEBCNF10

## Centrífuga de 16 Tubos con cabezal horizontal M600D SUPER F PREMIUM

Rotor Oscilante.  
Capacidad para 16 tubos de 15 ml.  
Interior de acero inoxidable.  
Centrífuga de enfriamiento por aire.  
Temperatura Ambiente: 5°C-40°C.  
Rango de potencia: AC230V 50 Hz/60 Hz.  
Accesorios Opcionales.



SKU: EQEBCNF9

[CLICK AQUÍ](#)

# 2025



## NextSpin 24`

Centrífuga de baja velocidad  
24 tubos

Max. velocidad: 4000rpm

Max. fuerza de centrifugado: 3074rcf

Peso ( con el rotor ) : 5.0kg

Dimensiones ( W×D×H ) :

35mm×40mm×32mm

SKU: EQEBCNF8

[CLICK AQUÍ](#)

## SFUGE 8`

Centrífuga de baja velocidad  
8 tubos

Max. velocidad: 4000rpm

Max. fuerza de centrifugado: 3074rcf

Peso ( con el rotor ) : 5.0kg

Dimensiones ( W×D×H ) :

35mm×40mm×32mm



SKU: EQEBCNF4

[CLICK AQUÍ](#)

# 2025



## Spinplus SFUGE-6

Electromagnética (No utiliza carbones)

Capacidad para 6 tubos.

Max. velocidad: 4000rpm

Max. fuerza de centrifugado: 3074rcf

Peso ( con el rotor ) : 5.0kg

Dimensiones ( W×D×H ) : 35mm×40mm×32mm

[CLICK AQUÍ](#)

SKU: EQEBCNF2

## CK 24

Electromagnética

24 tubos de 2 a 15ml

Velocidad variable 0 a 3700 rpm

Cámara interna de acero inoxidable

Fuerza G de 0 a 1,700 g

[CLICK AQUÍ](#)

SKU: EQEBCNF7



# 2025



SKU: EQEBCNF6

## CK 18'

Electromagnética  
18 tubos de 2 a 15ml  
Velocidad variable 0 a 3700 rpm  
Cámara interna de acero inoxidable  
Fuerza G de 0 a 1,700 g

[CLICK AQUÍ](#)

## CK 12'

Electromagnética  
12 tubos de 2 a 15ml  
Velocidad variable 0 a 3700 rpm  
Cámara interna de acero inoxidable  
Fuerza G de 0 a 1,700 g



[CLICK AQUÍ](#)

SKU: EQEBCNF5

# 2025

## CK 8V



Electromagnética  
8 tubos de 2 a 15 ml  
Velocidad Variable 200 a 3000 rpm  
Silenciosa y de centrifugado suave

Rotor inclinado a 45°  
Timer: de 1 a 30 minutos  
Tapa de Seguridad (apagado automático cuando se abre)  
Silenciosa y de centrifugado suave  
Indicador de encendido  
Uso óptimo de su espacio: ocupa sólo un área de 28×28 cm  
Opera a 120V/60Hz.



[CLICK AQUÍ](#)

SKU: EQEBCNF3

# 2025

## Mini Centrífuga MCV 8'

Velocidad variable de: 4,000rpm-  
7,200rpm.  
Rotor de diseño simple para su  
reemplazo sin requerir herramientas.  
Funcionamiento sorprendentemente  
silencioso.



[CLICK AQUÍ](#)

SKU: EQEBCNF12

## Mini Centrífuga velocidad fija MFUGE PREMIUM'



Bajo ruido en funcionamiento  
Velocidad: 7,200rpm (320%)  
Bajas vibraciones  
Capacidad máx: 1.5(2)mlX8  
Se detiene rápidamente  
Rotación Espacial de 360 ° forma  
de arco  
Capacidad máx: 1.5(2)mlX8

[CLICK AQUÍ](#)

SKU: EQEBCNF11

# 2025

# MiniCentrífuga de alta velocidad **HFUGE PREMIUM**

SKU: EQEBCNF13



**Rotor Metálico.**

**Gira hasta 14.500 rpm ,14,100 x g.**

**Tiempo de aceleración a velocidad máx: 13s.**

**Tiempo de frenado de velocidad máx: 12s.**

**Dimensiones en cm (WxDxH): 22.5x24x12.**

**Peso (incluido el rotor ): 4.3kg.**

**Funcionamiento muy silencioso.**

**Pantalla digital de tiempo y velocidad clara y fácil de usar.**

**CLICK AQUÍ**

**2025**

## Centrifuga F 12 tubos Spinplus **SFUGE12 - PREMIUM**

Electromagnética (No utiliza carbones).  
Capacidad para 12 tubos.  
Max. velocidad: 5000rpm.  
Max. fuerza de centrifugado: 3074rcf.  
Peso ( con el rotor ) : 5.0kg.  
Dimensiones ( WxDxH ) : 33cm x 30cm x 22cm.



SKU: EQEBCNF21

[CLICK AQUÍ](#)



## Smart+

Tubos de 12X1,5 ml/2,0 ml.  
Tubos PCR de 32x0,2 ml.  
4 tiras XPR (8X0,2 ml).  
4 tiras PCR (12X0,2 ml).

SKU: EQEBCNF19

[CLICK AQUÍ](#)

# 2025

# Centrifuga de Hematocrito - Microcentrífuga HCT+

SKU: EQEBCNF20



Capacidad del rotor de hematocrito: 24 capilares.

Pantalla LCD.

Control preciso de velocidad y tiempo por separado.

Velocidad máx. 12000rpm, RCF máx. 13680 x g.

Dimensiones: 364x280x213 mm.

Peso bruto 10 kg.

[CLICK AQUÍ](#)

2025

# OCC-S-BAS-POP-QUE



REGRESA AL ÍNDICE 

# Baño Maria Digital DK98IV

Rango de temperatura: 0 ~ 400.0 °C;  
Rango de tiempo: 0 ~ 9999 minutos u horas;  
Tamaño exterior: 400 x 260 x 190 mm;  
Tamaño de la cámara interior: 280 x 220 x150 mm;  
Potencia: 220V310%. Corriente alterna;



SKU: EQEBBK4

[CLICK AQUÍ](#)

2025



SKU: EQEBBAL1

## Balanza Digital 303D`

Capacidad: Máxima 3000g Mínima 20g  
Sensibilidad: 0.1 g  
Plato de acero inoxidable: 13.5 x 13 cms  
Diseño mejorado

[CLICK AQUÍ](#)


## Balanza Triple Barra 750S`

Capacidad: 2610 g  
Sensibilidad: 0.1 g  
Plato de acero inoxidable: 15.2 cms  
Incluye pesas  
Diseño tradicional



SKU: EQEBBAL2

[CLICK AQUÍ](#)



SKU: EQEBCNF17

## Lector Manual Hematocrito LectorA`

Base de Aluminio  
Manual

[CLICK AQUÍ](#)

2025

## Baño María Analógico BK 49



Capacidad: 0.5 lt. (49 tubos)  
Cámara de acero inoxidable de 15.5 x 15.5 x 11 cm.  
Rango de Temperatura: de 5°C a 100°C  
Exactitud: +-1°C para altas temperaturas  
Gradilla metálica y tapa  
Control de temperatura (ambiente a 60°C)

SKU: EQEBBK1

**CLICK AQUÍ**

## Baño María Digital BK 49D

Capacidad: 0.5 lts. (49 tubos)  
Cámara de acero inoxidable de 15.5 x 15.5 x 11 cm.  
Rango de Temperatura: de 5°C a 100°C  
Exactitud: +-1°C para altas temperaturas  
Control de temperatura (ambiente a 60°C)  
Control digital de temperatura.



SKU: EQEBBK2

**CLICK AQUÍ**

**2025**

Baño Seco

# 1 Block DBI33

Capacidad: 24 tubos de 12 mm  
Control Digital de Temperatura  
Timer Digital (hasta 999 minutos)  
Rango de Temperatura: 35 °C a 70 °C



SKU: EQEBBK3

[CLICK AQUÍ](#)

2025

# Contador Digital DC22'

8 teclas  
 Contador hasta 999999  
 Cronómetro integrado  
 Diseño ergonómico  
 Alarma digital audible de conteo a 100  
 Despliegue de conteo general y de porcentajes



SKU: EQEBCONT2

**CLICK AQUÍ**

# Contador Mecánico RBC 01'

8 teclas  
 Contador hasta 999  
 Sistema de funcionamiento metálico  
 Cubierta plástica alta duración




SKU: EQEBCONT1

**CLICK AQUÍ**

**2025**

# Contador Digital DC 23'

- 8 teclas
- Contador hasta 999 en cada célula
- Modo creciente y decreciente
- Cronómetro integrado
- Diseño ergonómico
- Alarma digital audible de conteo a 100
- Despliegue de conteo general y de porcentajes



**CLICK AQUÍ**

SKU: EQEBCONT3

# Contador Digital DC'

- Cantidad máxima de categorías: 10 grupos.
- Capacidad de conteo de cada grupo: 0~99.
- Dimensiones externas: 220×166×78 mm.
- Voltaje: CA 100 V~240 V (50 Hz/60 Hz).
- Consumo de energía: 5W.
- Peso: 600g.



**CLICK AQUÍ**

SKU: EQEBCONT4

**2025**



## Estufa Incubación EK 36'

Capacidad: cámara interna 36X36X41.50 cm.  
 Estabilidad:  $\pm 0.5$  °C  
 Rango: 5°C a 60°C  
 2 entrepaños  
 Control de temperatura: termostato  
 Indicador de encendido  
 Cámara interna de Acero Inoxidable

SKU: EQEBMCB3

[CLICK AQUÍ](#)

## Estufa Incubación EK 25'

Capacidad: cámara interna  
 25x25x25 cm  
 Estabilidad:  $\pm 0.5$  °C  
 Rango: 5°C a 60°C  
 2 entrepaños  
 Control de temperatura digital  
 Indicador de encendido  
 Cámara interna de Acero  
 Inoxidable



SKU: EQEBMCB2

[CLICK AQUÍ](#)

2025

# Horno Secado HK 25

Capacidad: cámara interna 26x26x26 cm  
Estabilidad: 3 0.5 °C  
Rango: 5°C a 240°C  
2 entrepaños



[CLICK AQUÍ](#)

SKU: EQEBMCB4



# Horno Secado HK 36

Capacidad: cámara interna 26x26x26 cm  
Estabilidad: 3 0.5 °C  
Rango: 5°C a 240°C  
2 entrepaños

SKU: EQEBMCB5

[CLICK AQUÍ](#)

2025

# Campana de Bioseguridad Clase II A2'

- Pantalla LCD digital de fácil operación
- Zona de trabajo de acero inoxidable 304
- Control remoto para operación conveniente
- Enchufes impermeables al interior
- Lámpara UV de 253.7 nanómetros
- Filtro HEPA H14
- Ventilador centrífugo de velocidad ajustable
- Alarma sonora y visual



SKU: EQEBMEZ14

**CLICK AQUÍ**



# Campana Flujo Laminar FK 1S'

- Ventilación vertical
- Cantidad de aire ajustable
- Sistema de ventilador
- Mesa de acero inoxidable de alta calidad
- Área de trabajo: 880x700x500mm
- Tamaño externo: 1040x790x1610mm

SKU: EQEBMCB7

**CLICK AQUÍ**

**2025**



## Mini Campana Flujo Laminar FK 1S'

Ventilación horizontal o vertical.  
Velocidad del viento ajustable.  
Regulador de voltaje.  
Mesa de acero inoxidable de alta  
calidad.  
Radiación ultravioleta.

SKU: EQEBMCB6

[CLICK AQUÍ](#)

## Mechero eléctrico BACTI-CINERATOR STERILIZER MB3'

Fuente de alimentación 220 V ~ 60Hz  
Poder 170W  
La temperatura más alta en el núcleo 825°  
C 3 50°C  
El mayor diámetro posible del artículo a  
esterilizar.  $\varnothing$ 14mm  
Longitud del área de calentamiento  
150mm



[CLICK AQUÍ](#)

SKU: EQEBMCB8

2025



## Autoclave Eléctrica AE+`

Capacidad: 22 lts.  
Aluminio reforzado  
Válvulas de seguridad dual: puede usar su propio sistema eléctrico o trabajarse con otra fuente de calor externa  
Indicador de presión: indica las presiones y temperatura dentro del autoclave

**CLICK AQUÍ**

SKU: EQEBMCB1

## Incinerador Agujas ND55`

Alcanza + de 1000 grados C  
Con cortador de puntas  
Incinera en segundos  
Cubierta plástica



**CLICK AQUÍ**

SKU: EQTMND55

# 2025



## Timer 4 tiempos TK 4'

Capacidad de 4 tiempos.  
Función de cronómetro independiente.  
2 alarmas programables.  
Cuenta con imán en la base.

[CLICK AQUÍ](#)

SKU: EQEBEB1

## Lanceta Láser'

Dispositivo láser que crea un pequeño agujero en el dedo para muestras de sangre capilares sin necesidad de aguja.

Aplicaciones:

Monitoreo de glucosa

Hemoglobina glicada (HBA1C)

Punto de pruebas de atención (POCT)

Obtención de varias muestras de sangre



SKU: EQTMHRay

[CLICK AQUÍ](#)

2025

## Mezclador de Pipetas PSK 6'

Capacidad: 6 pipetas  
Mezclado continuo o mezclado por tiempo  
(0 a 15 minutos)  
Contenedor de pipetas de Acero Inoxidable  
Indicador de encendido  
Diseño de Alta Duración



SKU: EQEBMEZ1

[CLICK AQUÍ](#)

## Mezclador Plaquetas RPK 48'

Mantiene las Plaquetas en estado óptimo.  
Diseño de alta duración.  
Oscilación controlada de 70 rpm.  
Gran capacidad, soporta hasta 42 unidades.  
Manejo fácil de las unidades al colocarlas en 7 charolas deslizables de acero inoxidable.  
Uso óptimo de su espacio: ocupa sólo un área de 46×35 cm.  
Opera a 120V/60Hz.



SKU: EQEBMEZ12

[CLICK AQUÍ](#)

2025

# Mezclador Tubos BM-15'

Plataforma tipo Cama  
Sistema con movimiento arriba-abajo  
Capacidad 15 tubos  
Ángulo de 1-48 grados  
Velocidad Operación 24 rpm



SKU: EQEBMEZ7


[CLICK AQUÍ](#)

2025

## Mini Vortex

# MiniV

Mezclador para 1 tubo  
Velocidad ajustable  
Hasta 3200 RPM



[CLICK AQUÍ](#)

SKU: EQEBMEZ2



## Agitador Vortex

# VM8

[CLICK AQUÍ](#)

SKU: EQEBMEZ15

# 2025



## Rotos Placas RK 30'

Plataforma 30×30 cm.  
Tiempo de 0 a 120 min.  
Velocidad Variable 0 a 180 rpm.  
Modos de trabajo: continuo o timer.

SKU: EQEBMEZ10

[CLICK AQUÍ](#)

## Rotor Placas RK 23'

Plataforma 23×23 cm.  
Tiempo de 0 a 30 min.  
Velocidad Variable 0 a 240 rpm.  
Modos de trabajo: continuo o timer.



[CLICK AQUÍ](#)

SKU: EQEBMEZ9

# 2025

# SATMP-DORC-M



REGRESA AL ÍNDICE 

# Kit 4 Pipetas Autoclavable V. VAR'



SKU: EQEBPIP24

- Pipeta autoclavable V. VAR (0.5-10uL) (8011180) 10H
- Pipeta Autoclavable V. VAR (10-100uL) (8011182) 100H
- Pipeta Autoclavable de volumen variable (20-200uL) 200H
- Pipeta Autoclavable V. VAR (100-1000uL) (8011184) 1000H

[CLICK AQUÍ](#)

2025



## Micropipeta Fija Autoclavable`

Volúmenes:

- 5uL
- 10uL
- 50uL
- 100uL
- 1000uL

[CLICK AQUÍ](#)

## Micropipeta Variable Autoclavable`

Volúmenes:

- 0.5uL— 10uL
- 5uL— 50uL
- 10uL— 100uL
- 100uL— 1000uL
- 500uL— 5000uL

[CLICK AQUÍ](#)



2025



## Portapipetas p/6 N6'

Portapipetas de acrílico.  
Sostiene 6 pipetas.  
Contenido: 1 pza

SKU: EQEBPIP13

[CLICK AQUÍ](#)

## Portapiptas p/5 N5'

Portapipetas de acrílico.  
Sostiene 5 pipetas.  
Contenido: 1 pza.




SKU: EQEBPIP12

[CLICK AQUÍ](#)

# 2025

# Puntas de 1000uL azules TIP1000`

Bolsa de Puntas de 1000ul  
para Pipetas  
Contenido: 500 pzas.



SKU: CNEBPIP3

[CLICK AQUÍ](#)



# Puntas de 5000uL blancas TIP5000`

Bolsa de Puntas de  
5000ul para Pipetas.  
Contenido: 100 pzas.

SKU: CNEBPIP4

[CLICK AQUÍ](#)

# 2025



## Puntas de 200ul amarillas TIP200`

Bolsa de Puntas de 200ul  
para Pipetas.  
Contenido: 1000 pzas.

SKU: CNEBPIP2

[CLICK AQUÍ](#)

## Puntas de 510ul blancas TIP5`

Bolsa de Puntas de 5-10ul para  
pipetas  
Contenido: 1000 pzas.



[CLICK AQUÍ](#)

SKU: CNEBPIP1

2025

# ACCESORIOS



REGRESA AL ÍNDICE 

## No Break «On line» 1600 Watts

Fuente de Respaldo 2kVA/ 1500W  
Factor cresta 3;1.  
Sistema de entrada: Monofásico y tierra a tierra.  
Input máx.: 8.5A.  
Output: 8.5A f.p.  $\geq 0.99$ .  
Tamaño: 425 x 190 x 328 mm.  
Peso: 22.5 kg.



[CLICK AQUÍ](#)

SKU: ACVRVR46

## No Break «On line» 900 Watts

Fuente de Respaldo: 1KVA/900W  
Factor cresta: 3;1.  
Sistema de entrada: Monofásico y tierra a tierra.  
Input máx: 6.5A.  
Output: 6.5A f.p. 0.9.  
Tamaño: 350\*144\*236 mm.  
Peso: 11.5 kg.



SKU: ACVRVR1

[CLICK AQUÍ](#)

2025



## Regulador de Voltaje 4000 Watts (p/Rayos X)

Ideal para equipo de Rayos X

SKU: ACVRR47

[CLICK AQUÍ](#)



## Regulador Voltaje 1000 Watts

SKU: ACVRR2

[CLICK AQUÍ](#)

2025

# MATERIAL DE LABORATORIO






SKU: ACEBEB3

## Gradilla 21 Tubos

Capacidad para 21 tubos.  
20 a 24 mm de diámetro.  
Color blanco.  
Fácilmente lavables.  
Ligera.  
Material de plástico de alta duración.

[CLICK AQUÍ](#)



SKU: ACEBEB4

## Gradilla 21 Tubos

Capacidad para 21 tubos.  
20 a 24 mm de diámetro.  
Color blanco.  
Fácilmente lavables.  
Ligera.  
Material de plástico de alta duración.

[CLICK AQUÍ](#)



SKU: ACEBEB2

## Gradilla 44 Tubos

Capacidad para 44 tubos.  
15 a 18 mm de diámetro.  
Color azul.  
Fácilmente lavables.  
Ligera.  
Material de plástico de alta duración.

[CLICK AQUÍ](#)

2025





**Morelia, CDMX, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Querétaro, Hermosillo  
Puebla, Panamá, Chiriquí, Costa Rica, Miami, Colombia**

### **MORELIA CORPORATIVO**

- 📞 Oficina: 443 233 0303
- 📞 Celular: 443 627 0552
- 📞 Soporte Técnico: 443 331 9302
- ✉️ [ventas@desego.com](mailto:ventas@desego.com)

### **GUADALAJARA**

- 📞 Gerencia: 333 576 6214
- 📞 Ventas: 333 1817 5008
- 📞 Soporte Técnico: 443 231 2324
- 📞 Atención a Clientes:  
333 377 8173
- ✉️ [gerenciagdl@desego.com](mailto:gerenciagdl@desego.com)

### **CDMX**

- 📞 Gerencia: 55 1081 3762
- 📞 Ventas: 55 5564 1316
- 📞 Soporte Técnico: 55 7886 8665
- 📞 Atención a Clientes:  
55 5564 1098
- ✉️ [gerenciacdmx@desego.com](mailto:gerenciacdmx@desego.com)

### **MONTERREY**

- 📞 Gerencia: 81 2063 0389
- 📞 Ventas: 81 2979 5792
- 📞 Soporte Técnico: 81 2939 1407
- 📞 Atención a Clientes:  
81 3625 4442
- ✉️ [gerenciamty@desego.com](mailto:gerenciamty@desego.com)



Conoce más de nosotros.



App Store



Google play

Descarga nuestra aplicación y obtén beneficios exclusivos:

# 2025

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA

📞 443 233 0303

✉️ [ventas@desego.com](mailto:ventas@desego.com)

🌐 [desego.com](http://desego.com)



**DESEGO**



**Morelia, CDMX, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Querétaro, Hermosillo  
Puebla, Panamá, Chiriquí, Costa Rica, Miami, Colombia**

**MÉRIDA**

- 📞 Gerencia: 999 950 2291
- 📞 Ventas: 999 337 7689,  
999 700 1052
- 📞 Soporte Técnico: 999 304 8550
- 📞 Atención a Clientes:  
999 385 3361

✉️ [gerenciamid@desego.com](mailto:gerenciamid@desego.com)

**QUERÉTARO**

- 📞 Sucursal: 442 258 8629

✉️ [ventasqro@desego.com](mailto:ventasqro@desego.com)

**PUEBLA**

- 📞 Sucursal: 222 754 5157

✉️ [ventaspue@desego.com](mailto:ventaspue@desego.com)

**NUESTRAS MARCAS:** 



**2025**

**HERMOSILLO**

- 📞 Gerencia: 662 166 1046
- 📞 Ventas: 662 166 1046
- 📞 Soporte Técnico: 662 513 6843
- 📞 Atención a Clientes:  
662 166 1046

✉️ [gerenciahmo@desego.com](mailto:gerenciahmo@desego.com)

**MIAMI, PANAMÁ,  
COSTA RICA, COLOMBIA**

- 📞 Sucursal MIA: (305) 503 3157

📞 Gerencia PTY: +507 2098 480  
+2098401 / +507 6317 3445  
✉️ [gerencipty@desego.com](mailto:gerencipty@desego.com)

📞 Sucursal CR: +506 7119 9534  
✉️ [ventascr@desego.com](mailto:ventascr@desego.com)

📞 Sucursal COL: +57 314 2216954  
✉️ [gerenciaco@desego.com](mailto:gerenciaco@desego.com)