

Coagulómetro semi automático FIB10

Características principales:

-  Canal único semiautomatizado
-  Pruebas en mecánica
PT, aPTT, TT, FIB, LA, Factor
assay, APCR, etc*
-  Pruebas de rutina a especiales
a gusto
-  Pantalla táctil capacitiva de
3.5 pulgadas



Especificaciones Técnicas

Tipo:	Sistema de hemostasia de un solo canal	Rango de medición:	4.5 - 999 s (mecánico)
Número de canales de medición:	1	Temperatura de trabajo:	5-26 °C
Pantalla:	Pantalla táctil capacitiva de 3.5 pulgadas	Bloque de medición de temperatura:	37.0 °C (30.1 °C)
Memoria:	500 resultados de pruebas	Requisitos de alimentación:	Voltaje de entrada: 100 V a 300 V AC Voltaje de salida: 12 V DC, 2A35%
Archivos de control de calidad:	Archivos de control de calidad dedicados de 2 niveles con recuperación de memoria	Humedad relativa:	≤ 90%
Principio de medición:	Mecánico (método de balón)	Presión atmosférica:	86 kPa-106kPa
Pruebas (mecánicas):	TP, TTP, TT, FIB, LA, ensayo de factor, aPCR, etc.*	RS 232:	Unidireccional
Estación de precalentamiento de cubetas:	4	Dimensiones:	218 x 125 x 93 mm (largo-ancho-alto)
Precalentamiento de reactivo:	2	Peso:	1200 g