


Digitalizador INALÁMBRICO Rayos X 17x17

DIGIX P



Una nueva generación de detectores de panel plano estático inalámbrico de alta resolución 17x17 pulgadas. Es un CSI de deposición directa con un tamaño de píxel de 139. Su función AED más fiable, mayor calidad de imagen y batería de larga duración lo convierte en una excelente opción para aplicaciones de radiología digital de alta gama

16bit

Calidad de imagen
excepcional de 16bits



CSI de deposición
directa

139_{μm}

Excelente paso de
píxeles de 139_{μm}



Batería de larga
duración

AED

Control total
del AED



Mejor imagen,
menor dosis



Unión automática
de imágenes

**WIFI**

Con cable e
inalámbrico

Características

Depósito directo CSI	Depósito directo CSI para una obtención de imágenes más sencilla y una amplia compatibilidad de sistemas.
16 bits	Excelente calidad de imagen y el más alto nivel de detalle.
Control total del DEA	Detección automática de exposición estable y fiable para una amplia compatibilidad de sistemas.
Batería de larga duración	Diseño de batería de gran capacidad, puede funcionar en espera durante 8 horas. Se pueden seleccionar varias baterías y la batería se puede reemplazar en 15 segundos.
Mejor imagen, menor dosis	Mejores detalles de imagen logrados con una dosis menor.
Unión automática de imágenes	El software tiene la función de unión automática de imágenes.

Aplicación

Veterinaria

Atención médica móvil

Imágenes



Versátil

