


Kit Maxilofacial de titanio Veterinario



Completo para animales pequeños y tortugas
El sistema ortopédico está diseñado para la fijación interna de fracturas en las regiones maxilofaciales y craneales de las mascotas, así como para la fijación del caparazón de tortuga.

Este kit incluye tornillos cónicos de 1,5 mm y 2,0 mm, disponibles en configuraciones rectas y en forma de T, combinados con placas óseas para proporcionar soluciones de fijación versátiles y fiables.

Nombre del producto	Cant.	Observaciones
Mango de cambio maxilofacial	1	Se utiliza para cambiar rápidamente diferentes tamaños de brocas y machos de roscar, mejorando la eficiencia quirúrgica.
Cabeza de destornillador cruzado maxilofacial	2	Se utiliza para apretar o aflojar tornillos con ranura cruzada, comúnmente utilizado para fijar implantes maxilofaciales.
Taladro Maxilofacial Limitado 1.0-5mm	1	Se utiliza para perforar agujeros en la mandíbula, rango de diámetro del orificio de 1,0 a 5 mm.
Taladro Maxilofacial Limitado 1.0-7mm	1	Se utiliza para perforar agujeros en la mandíbula, rango de diámetro del orificio de 1,0 a 7 mm.
Taladro Maxilofacial Limitado 1.0-9mm	1	Se utiliza para perforar agujeros en la mandíbula, rango de diámetro del orificio 1.0-9 mm.
Taladro Maxilofacial Limitado 1.0-11mm	1	Se utiliza para perforar agujeros en la mandíbula, rango de diámetro del orificio 1.0-11 mm.
Taladro Maxilofacial Limitado 1.4-6mm	1	Se utiliza para perforar agujeros en la mandíbula, rango de diámetro del orificio de 1,4 a 6 mm.
Taladro Maxilofacial Limitado 1.4-8mm	1	Se utiliza para perforar agujeros en la mandíbula, rango de diámetro del orificio de 1,4 a 8 mm.
Taladro Maxilofacial Limitada 1.4-10mm	1	Se utiliza para perforar agujeros en la mandíbula, rango de diámetro del orificio 1.4-10 mm.
Taladro Maxilofacial Limitado 1.4-12mm	1	Se utiliza para perforar agujeros en la mandíbula, rango de diámetro del orificio 1.4-12 mm.
Grifo Maxilofacial Limitado 1.5-5mm	1	Se utiliza para roscar en la mandíbula, tamaño de grifo 1,5-5 mm.
Grifo Maxilofacial Limitado 1.5-7mm	1	Se utiliza para roscar en la mandíbula, tamaño de grifo 1,5-7 mm.
Grifo Maxilofacial Limitado 1.5-9mm	1	Se utiliza para enhebrar en la mandíbula, tamaño de grifo 1,5-9 mm.
Grifo Maxilofacial Limitado 1.5-11mm	1	Se utiliza para roscar en la mandíbula, tamaño de grifo 1,5-11 mm.
Grifo Maxilofacial Limitado 2.0-6mm	1	Se utiliza para roscar en la mandíbula, tamaño de grifo 2.0-6 mm.
Grifo Maxilofacial Limitado 2.0-8mm	1	Se utiliza para enhebrar en la mandíbula, tamaño de grifo 2.0-8 mm.
Grifo Maxilofacial Limitado 2.0-10mm	1	Se utiliza para roscar en la mandíbula, tamaño de grifo 2.0-10 mm.
Grifo Maxilofacial Limitado 2.0-12mm	1	Se utiliza para enhebrar en la mandíbula, tamaño de grifo 2.0-12 mm.
Placa Maxilofacial de Titanio 1.5 Recta	2	Se utiliza para reparar fracturas de mandíbula, diseño recto adecuado para fracturas lineales.
Placa Maxilofacial de Titanio 1,5 T	2	
Placa Maxilofacial de Titanio 2.0 Recta	2	
Placa Maxilofacial de Titanio 2.0T	2	Se utiliza para reparar fracturas de mandíbula, diseño en forma de T adecuado para fracturas en forma de T.
Malla Maxilofacial de Titanio 1.5	1	Utilizada para reparar defectos de la mandíbula, la malla de titanio puede integrarse con el tejido óseo.
Malla Maxilofacial de Titanio 2.0	1	Utilizada para reparar defectos de la mandíbula, la malla de titanio puede integrarse con el tejido óseo.
Tornillo Maxilofacial 1505	5	Se utiliza para fijar placas de titanio, tamaño 1505.
Tornillo Maxilofacial 1507	5	Se utiliza para fijar placas de titanio, tamaño 1507.
Tornillo Maxilofacial 1509	5	Se utiliza para fijar placas de titanio, tamaño 1509.
Tornillo Maxilofacial 1511	5	Se utiliza para fijar placas de titanio, tamaño 1511.
Tornillo Maxilofacial 2006	5	Se utiliza para fijar placas de titanio, tamaño 2006.
Tornillo Maxilofacial 2008	5	Se utiliza para fijar placas de titanio, tamaño 2008.
Tornillo Maxilofacial 2010	5	Se utiliza para fijar placas de titanio, tamaño 2010.
Tornillo Maxilofacial 2012	5	Se utiliza para fijar placas de titanio, tamaño 2012.
Kit de sistema maxilofacial	1	Contiene varias herramientas y accesorios necesarios para la cirugía maxilofacial.