

SISTEMA ELECTROQUIRÚRGICO ECO-800BI (ULTIMATE)



SE PUEDE UTILIZAR PARA CIRUGÍAS
EN ANIMALES GRANDES.

ES ADECUADO PARA PROCEDIMIENTOS EN
ANIMALES PEQUEÑOS.

AYUDA A REDUCIR
EL SANGRADO INTRAOPERATORIO.

SE PUEDE APLICAR A PROCEDIMIENTOS
MÍNIMAMENTE INVASIVOS.

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, OAXACA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA

☎ 443 233 0303 ✉ ventas@desego.com



desego.com



DESEGO

FRECUENCIA DE SALIDA:

300/512KHZ

CORTE ALTO:

350 W

CORTE PURO:

300 W

CORTE MIXTO 1:

250 W

CORTE MIXTO 2:

200 W

CORTE MIXTO 3:

120 W

COAGULACIÓN SUAVE:

150 W

COAGULACIÓN FORZADA:

120 W

COAGULACIÓN POR PULVERIZACIÓN:

100 W

COAGULACIÓN BIPOLAR 1:

80 W

COAGULACIÓN BIPOLAR 2:

80 W

COAGULACIÓN BIPOLAR 3:

80 W

MODOS DE CORTE



MODOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR

