

SISTEMA ELECTROQUIRÚRGICO ECO-800BI (BASIC)



SE PUEDE UTILIZAR PARA CIRUGÍAS
EN ANIMALES GRANDES.

ES ADECUADO PARA PROCEDIMIENTOS EN
ANIMALES PEQUEÑOS.

AYUDA A REDUCIR
EL SANGRADO INTRAOPERATORIO.

SE PUEDE APLICAR A PROCEDIMIENTOS
MÍNIMAMENTE INVASIVOS.

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, OAXACA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA

☎ 443 233 0303 ✉ ventas@desego.com 🌐 desego.com 🇪🇸 🇫🇷 🇲🇽 🇷🇺 🇺🇸 **DESEGO**®

FRECUENCIA DE SALIDA:

300/512KHZ

CORTE PURO:

150 W

CORTE MIXTO 1:

150 W

CORTE MIXTO 2:

120 W

COAGULACIÓN SUAVE:

120 W

COAGULACIÓN FORZADA:

120 W

COAGULACIÓN POR PULVERIZACIÓN:

100 W

COAGULACIÓN BIPOLAR 1:

80 W

MODOS DE CORTE



MODOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR

