



ANALIZADOR DE ESPERMATOBIOSCOPIA SQA-VU

El nuevo sistema de visualización SQA-VU funciona únicamente con el analizador de calidad espermática SQA-iO para visualizar muestras de espermatozoides y capturar videos de motilidad e imágenes de morfología para su evaluación manual e integración en el informe de la prueba y el archivo de pacientes SQA-iO.

Gracias a sus intuitivas pantallas de conteo y a la interfaz de captura de imágenes y videos, se puede evaluar fácilmente la concentración, la motilidad y la morfología de la muestra para su confirmación automatizada.

Compartimiento de visualización:

- Sistema de iluminación LED blanca con intensidad luminosa de 35000 mcd.
- Objetivo: Estándar, x20, corrección de aberraciones cromáticas.
- Manilla de enfoque.
- CCD digital.
- Manilla de desplazamiento del campo de visión.

Resolución de video/imagen:

- Video: Grabación de videos de alta resolución de 1280 x 960 píxeles y de 40 FPS.
- Imagen: 2560 x 1920 píxeles