

BOMBA DE INFUSIÓN JERINGA VETERINARIA V11S



EL ENTORNO DE TRABAJO ESPERADO
ES EN CLÍNICAS Y HOSPITALES VETERINARIOS
LA BOMBA DE JERINGA SE UTILIZA
JUNTO CON LA JERINGA
PARA CONTROLAR LA DOSIS DE LÍQUIDO
INFUNDIDO EN EL CUERPO DEL ANIMAL.

DESEGO[®]

Parámetros Básicos	
Pantalla	Pantalla táctil LCD en color de 3,5 pulgadas
Tipos de jeringas	2ml/ 50/60 ml Sistema abierto, reconocimiento automático de los tamaños de jeringa tras la calibración
Modo de infusión	Modo mL/h, modo peso corporal, modo dosis, modo carga-dosis, modo secuencia, modo superficie corporal, modo intermitente, modo rampa ascendente/descendente, modo TIVA, modo cascada, modo micro
Precisión	
Rango de caudal	0,01-2300 mL/h (incremento mínimo 0,01 mL/h)
VTBI	0,01-9999,99 ml
KVO	0,01-10 ml/h, ajustable de 1 a 120 min
Velocidad de bolo	0,1-2300 ml/h (bolo automático y manual disponible)
Nivel de oclusión	12 niveles seleccionables (75 mmHg - 1050 mmHg)
Interfaz	USB tipo C
Inalámbrico	Wifi (opcional)
Tipo de alarma	VTBI completado, KVO finalizado, comprobar jeringa, jeringa vacía, oclusión del flujo, batería vacía, límites de dosis de medicamento superados, movimiento de la jeringa, error del sistema, jeringa casi vacía, fin del tiempo de espera, VTBI casi finalizado, batería casi vacía, sin suministro de energía, alarma de recordatorio, interrupciones en cascada, etc.
Características especiales	
Titulación	Cambie el caudal sin detener la infusión.
Armario para baterías	Independiente
Última terapia	Las últimas terapias se pueden almacenar y utilizar para una infusión rápida.
Biblioteca de medicamentos	No menos de 5000 medicamentos, biblioteca de medicamentos editable con color.
Anti-Bolo	Automatice la presión de la línea de goteo para reducir el impacto del bolo tras la oclusión.
Purga	Elimine las burbujas de aire.
Bloqueo de pantalla	Evite errores de funcionamiento.
Modo de espera	En espera.
Modo Relá	Las diferentes bombas funcionan en secuencia a través de la esta de trabajo de infusión.
Modo Micro	Limite la velocidad máxima de infusión al doble para garantizar la seguridad del paciente.
DPS	Visualización real de la presión en modo gráfico y numérico.
Brillo	Ajustable.
Volumen de la alarma	Ajustable.
Modo nocturno	Soporte de datos. Modo nocturno y modo automático.
Registro histórico	Más de 5000 entradas
CPU	Diseño de tres CPU
Apilable	Compatible
Estación de acoplamiento	Compatible
Fuente de alimentación	
Alimentación CA	100v-240V, 50/60Hz, 0.35A-0.1A
Alimentación CC externa	12-16V
Tipo de Batería	Batería de Litio, 1.1-IV, 2600mh
Batería	Más de 12 horas de operación
	Menos de 4 horas para una carga completa
Otros	
Clasificación	Clase I, CF
Resistente al agua	IP43
Dimensiones	<264(w)*162)D*82(H)mm (sin abrazadera de sujeción) without fastening clamp
Peso	Aprox. 2,0 kg (sin abrazadera de sujeción))

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA