

Catálogo 2026

DESEGO[®]





**Morelia, CDMX, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Querétaro, Hermosillo
Puebla, Panamá, Chiriquí, Costa Rica, Miami, Colombia**

MORELIA CORPORATIVO

Oficina: **443 233 0303**
Celular: **443 627 0552**
Soporte Técnico: **443 331 9302**

ventas@desego.com

CDMX

Gerencia: **55 1081 3762**
Ventas: **55 5564 1316**
Soporte Técnico: **55 7886 8665**
Atención a Clientes:
55 5564 1098

gerenciadf@desego.com

GUADALAJARA

Gerencia: **333 576 6214**
Ventas: **333 1817 5008**
Soporte Técnico: **443 231 2324**
Atención a Clientes:
333 377 8173

gerenciagd@desego.com

MONTERREY

Gerencia: **81 2063 0389**
Ventas: **81 2979 5792**
Soporte Técnico: **81 2939 1407**
Atención a Clientes:
81 3625 4442

gerenciamty@desego.com

Conoce más de nosotros.

app store

playstore

Descarga nuestra aplicación y obtén beneficios exclusivos:

2026

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA



443 233 0303



ventas@desego.com



desego.com



DESEGO



**Morelia, CDMX, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Querétaro, Hermosillo
Puebla, Panamá, Chiriquí, Costa Rica, Miami, Colombia**

MÉRIDA

Gerencia: 999 950 2291
Ventas: 999 337 7689,
1 999 700 1052
Soporte Técnico: 999 304 8550
Atención a Clientes: 999 385
3361

QUERÉTARO

Sucursal: 442 258 8629
ventasqro@desego.com

PUEBLA

Sucursal: 222 754 5157
ventaspue@desego.com

HERMOSILLO

Gerencia: 662 166 1046
Ventas: 662 166 1046
Soporte Técnico: 662 513 6843
Atención a Clientes: 662 166
✉ 1046 gerenciahmo@desego.com

MIAMI, PANAMÁ, COSTA RICA, COLOMBIA

Sucursal MIA: (305) 503 3157

Gerencia PTY: +507 2098 480
✉ +2098401 / +507 6317 3445
pty@desego.com

✉ Sucursal CR: +506 7119 9534
ventascr@desego.com

✉ Gerencia Col: +57 3142216954
gerenciaco@desego.com

NUESTRAS MARCAS:



2026

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA



443 233 0303



ventas@desego.com



desego.com



DESEGO

Índice

5

15

22

33

37

40

42

45

47

50

52

55

65

70

80

97

103

106

2025

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA



443 233 0303



ventas@desego.com



desego.com




DESEGO®

QUÍMICA CLÍNICA



[REGRESAR AL ÍNDICE](#)



Pruebas:

Renal

UREA, CREA, UA

Electrolyte

P, Ca, Mg, Fe

Hepatic

TBA, PA, BIL-D, ALT, ALB, TP, ALP, GGT, AST, BIL-T, CHE

Diabetes

HbA1C, Glu

Lipid

HDL-C, TC, TG

Inflammation

RF, CRP, ASO

Pancreatitis

AMY, LIP

Anemia

UIBC

Próximas pruebas:

Renal RBP, TPUC, MALB, β 2-MG

Electrolyte CO₂

Hepatic AFU

Diabetes β -HB, FUN

Lipid Apo-A1, Apo-B, Lp(a), GGT, LDL-C

Inflammation IgA, IgG, IgM, IgE, C4, C3

Anemia G6PD, TRF, FER

QUÍMICA CLÍNICA



SKU: EQQCES430

Analizador Automatizado ES430


VER VIDEO



Fotometría Directa.

- **420 pruebas por hora y función STAT.**
- **102 posiciones de muestra y 92 posiciones de reactivo con refrigeración.**
- **Pruebas líquidas: química clínica, electrolitos y turbidimetría.**
- **Estación de lavado inteligente de celdas.**
- **Muestra inteligente de HbA1c.**

Hasta 420 pruebas por hora.



2026

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA



443 233 0303



ventas@desego.com



desego.com



DESEGO

ES300w

Analizador de Química Automatizado



QUÍMICA CLÍNICA



Analizador Automatizado ES300w

- Fotometría Directa
- Estación de lavado inteligente
- Nuevo software amigable
- 48 cubetas de reacción
- 30 posiciones de muestra
- 60 posiciones de reactivos

SKU: EQQCES300



2025

ES150w

Analizador de Química Automatizado



DESEGO[®]

QUÍMICA CLÍNICA

Analizador Automatizado ES150w



- Fotometría Directa
- Nuevo software amigable
- 48 cubetas de reacción
- 16 posiciones de muestra
- 48 posiciones de reactivo
- Totalmente automatizado
- 150 pruebas por hora.

SKU: EQQCES150W



2026

Analizador EasyKem Pro[®]

- Pantalla táctil de 7 pulgadas
- 8 posiciones de incubación integradas
- 8 filtros y memoria para 300 canales
- Fotometría: punto final, dos puntos, cinéticas y bicromáticas
- Almacena 30,000 resultados
- Abierto a cualquier reactivo



SKU: EQQCEKPRO

2026

QUÍMICA CLÍNICA



SKU: EQQCHB1

Analizador de Química Seca Skylar HB1

- 3 simples pasos
- Solo 200uL de sangre total
- Hasta 15 parámetros en 15 min.
- Tecnología POC Walk-away
- Calibración y QC integrado en cada disco
- Compacto y libre de mantenimiento

Principales Bioquímicas, Electrolitos y más en la misma máquina

Sistema compacto diseñado para realizar test de bioquímica en la propia clínica de manera rápida, fiable y precisa.

Es sencillo e intuitivo de manejar; ideal para clínica ambulatoria, laboratorios, compañías farmacéuticas y bioquímicas.



2026

Perfiles Disponibles



Marker	Panel	General Biochemistry (12)	Basic Biochemistry (7)	Metabolic (13)	Metabolic II (6)	Liver (9)	Renal (10)	Lipid (4)	ER (13)	ER II (9)
ALB	Albumin	•	•	•		•	•			•
ALP	Alkaline Phosphatase	•				•				
ALT	Alanine Aminotransferase	•	•	•	•	•			•	•
AMY	Amylase								•	•
AST	Aspartate Aminotransferase	•		•	•	•			•	•
BUN	Blood Urea Nitrogen	•	•	•			•		•	•
CPK	Creatine Phosphokinase						•		•	
CREA	Creatinine	•	•	•			•		•	•
DBIL	Direct Bilirubin					•				
GGT	Gamma Glutamyl Transpeptidase	•			•	•				•
GLU	Glucose	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HDL	High Density Lipoprotein							•		
LIPA	Lipase								•	
TBIL	Total Bilirubin	•				•				•
TC	Total Cholesterol	•			•			•		
TG	Triglyceride				•			•		
TP	Total Protein	•	•	•		•				
UA	Uric Acid	•	•	•						
Ca	Calcium			•			•		•	
Cl	Chloride			•			•		•	
K	Potassium			•			•		•	
Na	Sodium			•			•		•	
PHOS	Phosphorus			•			•		•	
A/G ratio*		•	•	•		•				
eGFR*		•	•	•			•		•	•
GLOB*		•	•	•		•				
IBIL*						•				
LDL*								•		
VLDL*					•			•		

*Calculated Value

2026

HEMATOLOGÍA



HEMATOLOGÍA

Analizador de Hematología BC700 SERIES

Diferencial en 5 partes VSG + RET

- Tecnología: SF Cube, PLT-H, VSG, RET
- 109 parámetros y 7 histogramas
- 80 pruebas por hora.
- Autocargador para 30 tubos.
- Pantalla táctil LED de 12.1 pulgadas.
- Almacena hasta 150.000 resultados.

41 parámetros reportables

SKU: EQHM780



VER VIDEO

BC 780

- Tecnología: SF Cube, PLT-H, VSG, RET
- 109 parámetros y 7 histogramas
- 80 pruebas por hora.
- Pantalla táctil LED de 12.1 pulgadas.
- Almacena hasta 150.000 resultados.

41 parámetros relevantes

SKU: EQHM720



BC 720

2026

Analizador de Hematología

5H+

VER VIDEO

VER VIDEO



- Costo por prueba \$25 pesos* +IVA
- Almacena hasta 20,000 resultados.
- 40 pruebas por hora.
- Pantalla táctil TFT de 10.4 pulgadas.

Principio de lectura:

Citometría. Mediciones ópticas.



23 parámetros

Diferencial en 5 partes

SKU: EQHM5H+

2026

HEMATOLOGÍA

Analizador de Hematología

3H+

- CBC + Diff 3 partes, 21 parámetros y 3 histogramas.
- Hasta 60 pruebas por hora.
- Pantalla touch a color de 10.4"
- Solamente 3 reactivos.
- Información de prueba detallada.
- Memoria de 400,000 resultados e histogramas.
- Volumen de sangre total 9ul, lo hace ideal para estudios pediátricos.

Citometría.

Mediciones ópticas

3CBC + DIFF 3 PARTES
3 HISTOGRAMAS

SKU: EQHM5H+

VER VIDEO



2026

HEMATOLOGÍA

Analizador de Hematología 1H+

- CBC + Diff 3 partes, 20 parámetros y 3 histogramas.
- Hasta 30 pruebas por hora.
- Pantalla touch a color de 8.4"
- Solamente 3 reactivos.
- Memoria de 50,000 resultados e histogramas.
- Volumen de sangre total 9ul, lo hace ideal para estudios pediátricos.

20 parámetros

3CBC + DIFF 3 PARTES
3 HISTOGRAMAS

SKU: EQHM1H+

VER VIDEO



2025

Hematología

Analizador de Hematología AI Human

- Impulsado con tecnología de inteligencia artificial (IA)
- Diferencial en 7 partes
- Principio de lectura:
- Morfología celular para hemograma completo
- HGB: Colorimetría fotoeléctrica
- 10 muestras por hora
- Pantalla táctil de 10.1 pulgadas



SKU: EQHMAIH

2026

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA



443 233 0303



ventas@desego.com



desego.com



DESEGO

Hemateología

Analizador de Hematología 4H+

- Diferencial en 3 partes
- Principio de lectura:
- Método de impedancia directa para el conteo de WBC, RBC y PLT
- Reactivo Lisante libre de cianuro para la prueba de hemoglobina
- 21 parámetros reportables
- 2 parámetros RUO
- 3 Histogramas
- 60 pruebas por hora
- Almacena hasta 10,000 resultados



SKU: EQHM4H+

2026

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA



443 233 0303



ventas@desego.com



desego.com



DESEGO

SOY ANALIZADOR



INMUNOENSAYOS

Analizador de Inmunoensayos AFIAS SERIES'

- Automatización completa desde la colocación del tubo de sangre.
- Prioridad para las pruebas de emergencia durante el funcionamiento.
- LIS/HIS bidireccional.
- Controles internos y externos.
- Impresora térmica integrada.
- 10,000 pacientes y resultados de control de calidad.

10 pruebas diferentes en paralelo.

SKU: EQINAF4



AFIAS 10

Automatización completa desde la colocación del tubo de sangre.

10 pruebas diferentes en paralelo.

Prioridad para las pruebas de emergencia durante el funcionamiento.

LIS/HIS bidireccional.

Controles internos y externos.

Pantalla táctil de 10.1".

Impresora térmica integrada.

10,000 pacientes y resultados de control de calidad.

6 Pruebas diferentes en paralelo.

SKU: EQINAF3



AFIAS 6

2026

Analizador de Inmunoensayos AFIAS SERIES

- Estación de puntas adicional para resultados más rápidos.
- Sistema compacto para múltiples pruebas.
- Interfaz de usuario fácil de usar.
- pantalla táctil de 7".
- Impresora térmica integrada.
- 5,000 resultados de pacientes.
- 5,000 resultados de control de calidad

3 pruebas en paralelo



AFIAS 3

SKU: EQINAF2



AFIAS 1

- Sistema POCT automatizado con cartuchos "todo en uno".
- Fácil de usar con C-tip patentadas (para sangre de la yema de los dedos).
- Resultados de prueba rápidos con confiabilidad.
- 2 calibradores y 2 controles.
- Controles internos/externos.

Pequeño, compacto y ligero.

SKU: EQINAF1

2026

INMUNOENSAYOS

Analizador de Quimiluminiscencia CL900i

VER VIDEO

**AUTOMATIZADO DE
QUIMIOLUMISCENCIA**

IDEAL PARA TU
LABORATORIO

180 pruebas por hora

Capacidad: 50 muestras y 15 reactivos

Reactivos: 50 pruebas o 100 pruebas

Libre de mantenimiento



SKU: EQINCL

2026

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA



443 233 0303



ventas@desego.com



desego.com



DESEGO

Analizador de Quimioluminiscencia CL900i

DESEGO®



Características

- 180 pruebas por hora
- Reactivos 2x50 y 2x100
- Sistema inteligente de lavado
- Más sensible, más confiable y más simple
- Capacidad de 50 muestras y 15 reactivos abordo
- Rentable a partir de 20 resultados de cada prueba por mes
- Principio de medición: Sistema ALP-AMPPD mejorado; tecnología patentada

Escanéame



EQAS® CE



RIQAS

Tiroides FT3 FT4 T3 T4 TSH Anti-TG Anti-TPO Tg rT3** TRAB*	Óseo Metabólico PTH intacta** Calcitonina** Vitamina D total	Función Adrenal DHEA-S** Cortisol ACTH**	Hipertensión Angiotensina I* Angiotensina II* Renina Aldosterona	DS' Screening PAPP-A* β-HCG libre*	Enfermedades Infecciosas SARS COV2 IgG SARS COV2 IgM SARS COV2 Neut Ab's HIV Combo** SARS COV2 S-RBD IgG HBsAg** Anti-HBs** HBeAg Anti-HBe Anti-HBc Anti-HCV** Anti-TP (Sífilis) HBeAg cuantitativo* Anti-HBc IgM*	Marcadores Cardíacos CK-MB Mioglobina Troponina I BNP	Fibrosis Hepática LN** HA** PIIINP** CIV**
Hormona de crecimiento hGH* IGF-1*	Fertilidad β-HCG Total FSH LH Prolactina E2 E3 TESTO PROG Testosterona libre* 17-OH PROG* SHBG* AMH**	Diabetes Insulina Péptido-C	ToRCH Toxo IgG** Toxo IgM** Rubéola IgG** Rubéola IgM** CMV IgG** CMV IgM** HSV-1/2 IgG** HSV-1/2 IgM** HSV-1 IgG** HSV-2 IgG**	Marcadores Tumoriales CEA AFP CA125 CA15-3 CA19-9 FPSA TPSA NSE** CYFRA 21-1** CA72-4** PG I** PG II** SCCA** HE4** ProGRP** CA50** CA242**	Anemia Ferritina Vitamina B12 Folato RBC Folato**		
Inflamación PCT**							

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA

443 233 0303 | ventas@desego.com | desego.com



DESEGO®

INMUNOENSAYOS

An. Automatizado de Inmunoensayos

AIA 360

Rendimiento de 36 resultados por hora

- Reactivo en Copas de Unidad Unitaria – No requiere pre-mezcla o pre-medida
- Formato: Reactivo en seco
- Reactivos comunes en todos los sistemas Tosoh AIA (Sustrato, Lavado y Diluyente)
- 90 días estabilidad de calibración en la mayoría de las pruebas
- Códigos de barra para fácil manejo de identificación de pacientes e inventario
- 10 minutos de incubación para la mayoría de las pruebas
- Libre de Biotina



SKU: EQINAIA1

2026

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA



443 233 0303



ventas@desego.com



desego.com



DESEGO

INMUNOENSAYOS

Analizador de Inmunoensayos AIA-2000

- Reactivo en Copas de Unidad Unitaria No requiere pre-mezcla o pre-medida
- Formato: Reactivo en seco
- Reactivos comunes en todos los sistemas Tosoh AIA (Sustrato, Lavado y Diluyente)
- 90 días estabilidad de calibración en la mayoría de las pruebas
- Códigos de barra para fácil manejo de identificación de pacientes e inventario
- 10 minutos de incubación para la mayoría de las pruebas
- Libre de Biotina
- Rendimiento de 36 resultados por hora

SKU: EQINAIA2-1



2026

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA



443 233 0303



ventas@desego.com



desego.com



DESEGO

INMUNOENSAYOS

Analizador de Inmunofluorescencia iChroma III

Simple, rápido y exacto.

Pantalla LCD de 7"

No necesita incubadora térmica adicional.

No necesita consumibles.

VER VIDEO

**12 pruebas disponibles
al mismo tiempo**

**Más de 120 pruebas en
una hora**

**Almacenamiento del ID
chip en el analizador**

SKU: EQINICH5



2026

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA



443 233 0303



ventas@desego.com



desego.com



DESEGO

INMUNOENSAYOS

Analizador de Inmunofluorescencia iChroma II'

Resultados cuantitativos desde 3 min.
Libre de calibración y Mantenimiento.
Impresora Integrada,

Portátil: Batería AA.
Pantalla táctil 7 »

VER VIDEO



HbA1c, PSA, PCT
y 45 pruebas mas

.....

LECTOR DE PRUEBAS MÁS
COMPLETO DEL MUNDO

SKU: EQINICH2

#1 EN MÉXICO

INMUNOFLORESCENCIA POCT

2026

PRUEBAS	TIEMPO	RANGO	MUESTRA
Enzimas cardíacas			
Troponina I*	12 m	0.1 - 50 ng/ml	B,S,P
Troponina T**	12 m	10 - 20,000 pg/mL	B,S,P
CK-MB*	12 m	3 - 100 ng/ml	B,S,P
Dímero D*	12 m	50 - 10,000 ng/ml	B,S,P
Mioglobina*	12 m	5 - 500 ng/ml	B,S,P
hsCRP*	3 m	0.1 - 10 ng/ml	B,S,P
NT-proBNP*	12 m	10-30,000 pg/ml	B,S,P
Cardiac Triple* (Tn-I, CK-MB, MIO)	12 m	0.01-15/3-100/ 5-500 ng/ml	B,S,P
ST2*	12 m	3.1 - 200.0 ng/mL	B,S,P
BNP**	12 m	5 - 5,000 pg/mL	B,P
Diabetes			
HbA1c**	12 m	4 - 15%	B
Microalbumina*	12 m	2 - 300 mg/L	Orina
Cistatina C*	10 m	0.1 - 7.5 mg/L	S,P
Infección			
CRP*	3 m	2.5 - 300 mg/L	B,S,P
PCT*	12 m	0.1 - 100 ng/mL	B,S,P
ASO*	12 m	25 - 800 IU/mL	S,P
HBsAg*	12 m	Cuali 0-300 COI	B,S,P
Anti- HBs*	15 m	Cuali 0-500 mIU/mL	B,S,P
Anti-HCV*	12 m	Cuali 0-300 COI	B,S,P
Rota/Adeno*	15 m	Cuali 0.9 - 1.1 COI	Heces
Dengue IgG/IgM*	12 m	Cuali 0.9 - 1.1 COI	B,S,P
Dengue NS1 Ag*	12 m	Cuali 0.9 - 1.1 COI	B,S,P
Zika IgG/IgM*	12 m	Cuali 0.90 - 1.1 COI	B,S,P
Tuberculosis*	15 m	TB Antígeno 8.0 - 8.0	P
Interleucina-6*	12 m	2 - 2,500 pg/mL	B,S,P
Toxo IgG / IgM*	12 m	Cuali IgG 5 - 15 IU/mL Cuali IgM 0.9 - 1.1	B,S,P
Otros			
Ferritina**	10 m	10-1,000 ng/mL	S,P
Vitamina D**	28 m	8-70 ng/mL	S,P

PRUEBAS	TIEMPO	RANGO	MUESTRA
Marcador Tumoral			
PSA*	15 m	0.5 - 100 ng/ml 0.1-100 ng/ml	B,S,P
AFP*	15 m	5 - 350 ng/ml	B,S,P
CEA*	12 m	1-500 ng/ml	S,P
Sangre Oculta H.*	10 m	25 - 1,000 ng/ml	Heces
Hormonales			
TSH*	12 m	0.1 -100 µIU/mL	S,P
T3**	16 m	0.77-7.70 nmol/L	S,P
T4**	16 m	10.23-300.00 nmol/L	S,P
FSH*	15 m	1 - 100 mIU/mL	S,P
Progesterona**	15 m	1.4-40 ng/mL	S,P
βhCG*	15 m	5-50,000 mIU/mL*	S,P
LH*	15 m	1 - 100 mIU/mL	S,P
PRL*	10 m	1 - 100 ng/mL	S,P
Testosterona*	15 m	1 - 10 ng/mL	B,S,P
Cortisol**	10 m	80 - 800 nmol/L	S,P
AMH**	12 m	0.02 - 10 ng/mL	S,P
Gastrointestinal			
H. PYLORI*	10 m	Cualitativa <1 - ≥1	Heces
Calprotectina*	12 m	8-200 IU/mL	Heces
Respiratorias			
Influenza A+B**	10 m	FluA: 1.4 x 10 ³ Pfu/mL FluB: 0.5 TCID ₅₀ /mL	HN
COVID-19 Ab**	10 m	IgG/IgM 0.9 - 1.1	B,S,P
COVID-19 Ag**	12 m	Cualitativa 1 - 1	Nasal
COVID-19 nAb**	5 m	30 - 30	B,S,P
COVID-19 Ag/ Influenza**	20 m	1 - 1	Nasal
Autoinmune			
Anti-CCP**	12 m	25-1000 ng/ml 10-1000 mg/kg	B,S,P
IgE Total*	12 m	1.00 IU/ml - 1,000 IU/ml	B,S,P
RF IgM*	5 m	8-200 IU/mL	S,P

Próximamente: CA15-3, CYFRA 21-1, CA19-9, Sickle cell, HIV,

S=Sero / P=Plasma / B=Sangre Total / Vitamina D 25 (OH) D2/D3 H=Hisopo

*= Uso recomendado de iChamber **= Uso obligatorio de iChamber

INMUNOENSAYOS

Incubador iChamber[®]

Cámara de incubación

.....

Sistema de compensación de temperatura
Pantalla LCD

Numero de muestras procesadas:

6 cártuchos (Máx)
Temperatura ajustable 20°C a 40°C
Voltaje: DC 12V 5A
Consumo de Energía: 60W



SKU: EQINICH3

2026

HPLC





HPLC



Analizador de HbA1c HPLC G11

- Análisis de HbA1c por HPLC
- Primera muestra por corrida 2 min, muestras siguientes 1 min
- Determinación directa de estable HbA1c
- Menos de 2% Coeficiente de Variación (CV)
- Formato compacto - 53.0 (ancho) x 51.5 (profundidad) x 48.2 (alto) cm
- Mantenimiento automático
- Operación simple con pantalla tácti

SKU: EQHPLCG11

VER VIDEO

Sistema de alto rendimiento que garantiza un funcionamiento fluido y unos resultados fiables.

Análisis de HbA1c por HPLC en 60 segundos (30 segundos en modo estándar)

Flexibilidad para adaptarse a las necesidades cambiantes de los laboratorios modernos al ofrecer la oportunidad única de actualización de cargador de 90 muestras a cargador de 290 muestras.

2026



HPLC

Analizador de HbA1c

HPLC G8

Análisis de HbA1c por HPLC en 1.6 min

**Determinación directa de estable HbA1c.
Menos de 2% Coeficiente de Variación (CV).
Formato compacto 53.3 (A) x 51 (P) x 48.3 (Alto) cm.
Mantenimiento automático.
Operación simple con pantalla táctil.
Tamaños de tubos flexibles.**



SKU: EQHPLCG8

2026

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA



443 233 0303



ventas@desego.com



desego.com



DESEGO

HPLC

Analizador de HbA1c

HPLC GX

Análisis de HbA1c por HPLC en 2.2 min

Determinación directa de estable HbA1c.

Menos de 2% Coeficiente de Variación (CV).

Formato compacto - 37 (A) x 52.5 (P) x 48.2 (Alto) cm.

Mantenimiento automático.

Operación simple con pantalla táctil



SKU: EQHPLCGX

2026

UR I A N A L I S I S



URIANÁLISIS

Analizador de Sedimento en Urianálisis con IA

US+30

300 P/H para análisis químico.

80 P/H para análisis de sedimentos.


80 P/H para ambos.

Tecnología IA.

Tipo de muestra: Orina.

Dimensiones 530 mm (largo) x 650 mm (ancho) x 695 mm (alto).

Peso del instrumento: 63 kg.



SKU: EQORUS1



2026

URIANÁLISIS

Analizador de Sedimento en Urianálisis con IA US+1

60 pruebas por hora (T/H) para prueba de Química Seca

30 pruebas por hora (T/H) para análisis de sedimentos


25 pruebas por hora (T/H) para ambos

Principio: Química, sedimento y conductividad

Volumen de muestra: 0.6 ml

Tipo de muestra: Orina

Almacenamiento de resultados: $\geq 100,000$



SKU: EQORUS

VER VIDEO



2026

ORINA



ORINA

Analizador de Orina UriPlus 6'

550 pruebas por hora

Semi-automático
Disponibile de 1 a 14 parámetros
Sistema de control de temperatura
integrado
Batería de litio mejorada

SKU: EQORU6



Analizador de Orina UriPlus II'

60 pruebas por hora.

- *Diseño compacto.
- Pantalla sensible al tacto.
- Incluye impresora inalámbrica térmica.
- Rendimiento: 60 pruebas/ hora.
- Función almacenaje automático.
- 14 parámetros por prueba.

SKU: EQORUII



2026

SO-T-CONTROL



Diestro 10.69Vv4
Auto Basic 0/0 745
2013/11/06 14:34:55

CONTROLab



ELECTROLITOS

Analizador Electrolitos PL4+ Autocargador

[VER VIDEO](#)

- Ion Selectivo, totalmente automatizado
- Electrodo digital y libres de mantenimiento
- Resultados: Na, K, Cl, Ca⁺⁺
- Expandible opcional: Li⁺
- Volumen de muestra: 120uL
- Costo por prueba \$24 pesos*
- Pantalla gráfica y táctil
- Conexión a LIS y Control de Calidad

SKU: EQELPL4



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Sodio	Potasio	Cloruro	Calcio
Rango de medición, Suero/Sangre	40-220 [mmol/L]	1-30 [mmol/L]	20-250 [mmol/L]	0,2-5 [mmol/L]
Rango de medición Orina	20-300 [mmol/L]	2-150 [mmol/L]	20-300 [mmol/L]	No aplicable
Resolución	0,1 [mmol/L]	0,01 [mmol/L]	0,1 [mmol/L]	0,01 [mmol/L]
Reproducibilidad en corridas de 20 Sueros	C.V. <=1%	C.V. <=1%	C.V. <=1%	
	S.D. <=1,6	S.D. <=0,08	S.D. <=1,25	S.D. <=0,05
Reproducibilidad en corridas de 20 Orinas	C.V. <=10%	C.V. <=5%	C.V. <=5%	No aplicable

ELECTROLITOS

VER VIDEO

Analizador Electrolitos PL4'

Ion Selectivo, totalmente automatizado.
Electrodos digitales y libres de mantenimiento.
Resultados: Na, K, Cl, Ca++
Expandible opcional: Li+
Volumen de muestra: 120uL
Costo por prueba \$19.5 pesos*
Pantalla gráfica y táctil

SKU: EQELPL4



Analizador

Electrolitos PL3'

VER VIDEO

Ion Selectivo, semiautomatizado.
Sin gasto fijo de reactivo.
Electrodos digitales y libres de
Mantenimiento.
Resultados: Na, K, Cl, Ca++
Expandible opcional: Li+
Volumen de muestra: 120uL.
Costo por prueba \$19.5 pesos*

SKU: EQELPL3



2026

GASOMETRIA



Analizador de Gasometría POCT i15

VER VIDEO

- Hasta 15 parámetros en 2.5 min.
- Cartuchos de un solo uso con pruebas múltiples.



SKU: EQGSI15



VALORES CALCULADOS:

	pH	pCO ₂	pO ₂	Na	K	Cl	Ca	Hct	Glu	Lac
BG3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BG8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BG4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BG9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BG10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BC4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



HCO₂-act, HCO₂-std, BE(efc), BE(B), BB(B), ctCO₂, sO₂(est), Ca++(7.4), AnGap, tHb(est), pO₂(A-a), pO₂(a/A), RI, pO₂/FIO₂, CH+(T), pH(T), pCO₂(T), pO₂(T), pO₂(A-a)(T), pO₂(a/A)(T), RI(T), pO₂(T)/FIO₂, CA++(7.4)



COAGULACIÓ



COAGULACIÓN

Analizador de Coagulación 4 canales FIB2000'

[VER VIDEO](#)

- 4 canales simultáneos.
- Método de dispersión de luz.
- Determina: tiempos, factores y proteínas.
- Pantalla Touch Screen.
- Pipeta automática.

SKU: EQCGF2000



2026

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA



443 233 0303



ventas@desego.com



desego.com



DESEGO

Coagulómetro semi automático FIB10

- Semiautomático de un solo canal
- Pruebas de rutina y especiales con facilidad
- Pruebas: TP, TTPa, TT, FIB, LA, etc.*
- Pantalla táctil de 3,5 pulgadas
- 500 resultados de pruebas
- Principio de medición: Mecánico: método de balón.

SKU: EQCGF10



2026

MICROELISA



MICROELISA



VER VIDEO

Analizador de Microelisa Eliread

- Incluye 4 filtros.
- Sistema de fibra óptica de 8 canales.
- Programación de 500 pruebas.
- Almacenaje de hasta 10,000 resultados.
- 12 pruebas en una misma placa.
- Multi-formas en impresión de resultados.
- Pantalla Touch Screen.

SKU: EQMEEliread

Analizador de Microelisa Eliwash

- Lavado de pocillos: plano, redondo y cónico.
- Sistema operativo compatible con Windows CE.
- Alta capacidad de memoria para guardar protocolos.
- Calibración automática, detección de fondo y último pozo.
- Monitoreo automático de vacío y presión.
- Ciclo automático de lavado.

SKU: EQMEEliwash



2026

ESPERMA



ESPERMA

Analizador de Espermatobioscopia SQA-iO³

- Espermigramas en tan solo 75 segundos.
- Cuenta millones de espermatozoides en una alícuota de muestra de 330 UI.
- Evalúa el porcentaje de movilidad progresiva de los espermatozoides.
- Calcula el porcentaje de Formas
- Morfológicas normales.
- Generar informes completos con gráfico circular para la diferenciación de la motilidad.

Parámetros de motilidad:

total | progresivo | no progresivo | inmóvil

SKU: EQESIO



[VER VIDEO](#)



2026

Analizador de Espermato BIOSCOPIA SQA-Vu

- Compatible únicamente con el equipo SQA-io
- Para grabar videos e imágenes y guardarlos en la carpeta del paciente
- Visualización en tiempo real, pantalla completa y cuadrícula activada.
- Se puede evaluar fácilmente: concentración, motilidad y morfología
- Vídeo: Grabación de vídeos de alta resolución de 1280 x 960 píxeles y de 40 FPS
- Imagen: 2560 x 1920 píxeles
- Dimensiones: 20 X 16 X 11 cm
- Peso: 1.40 kg

SKU:EQESVU



2026

A detailed image of the Opticum 1000 microscope. The microscope has a white main body and base, with black accents on the eyepieces, objective lenses, stage, and base. The eyepieces are labeled 'WF10X'. The objective lenses are labeled '10X', '20X', '40X', and '100X'. The base features the 'OPTISUM' logo in blue. The microscope is shown against a teal background with white geometric shapes.

MICROSCOPIOS

Microscopio Trinocular MIC 990T y Scopepad



SKU: EQMCMIC990T2

2026

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA



443 233 0303



ventas@desego.com



desego.com



DESEGO

Microscopio Trinocular con Epifluorescencia MIC990FT

- Cabezal: Con ajuste interpupilar con distancia de 50mm - 75 mm.
- Oculares WF10X /20mm.
- Fuente de Poder: 120V/60Hz
- Fototubo para utilizar cámara digital.
- Iluminación simple de halógeno de 6V/20W.
- Platina Mecánica con retenedor de laminillas removible de 190 x 140 mm.
- 5 Objetivos planacromáticos al infinito 4x, 10x, 20x, 40x(s,oil), 100x(s,oil).

SKU: EQMCMIC990FT



2026

MICROSCOPIOS

Microscopio Invertido INV 2011

Trinocular invertido

- Óptica Planacromática al infinito.
- Anulación de fase pre-centrable.
- 4 objetivos planacromáticos:
4x/0.1 wd18mm, 10x/0.25
wd10mm, 20x/0.4 wd5.1mm, 40x/0.6
wd2.6mm.
- Condensador ELWD NA0.3 lwd-
72mm.
- Telescopio de centrado ϕ 30mm.
- Filtro: diámetro de 45mm, azul,
verde y cristal ground.
- Intensidad de luz ajustable.

SKU: EQMCINV



2026

MICROSCOPIOS

Microscopio Doble Cabezal MIC204D

Binocular
Objetivos acromáticos: 4x, 10x, 40x(s),
100x(s,oil)
Oculares WF10x
Condensador (NA=1.25)
Iluminación LED ajustable
Puntero LED verde de brillo ajustable
Ajuste coaxial de enfoque fino



SKU: EQMCMIC204D

Microscopio Trinocular MIC900 FT

Oculares WF10X/20mm
Objetivos acromáticos: 4x, 10x, 40x, 100x
Ajuste coaxial de enfoque fino
Condensador (NA=1.25)
Iluminación LED ajustable
Módulo de paso de banda Tipo B y tipo G
Modulo de iluminación UV de paso largo



SKU: EQMCMIC900FT

2026

MICROSCOPIOS



Microscopio Trinocular MIC 990T

5 objetivos: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x
Óptica Planacromática al infinito.
Condensador tipo ABBE N.A.=1.25 con
diafragma de iris.
Revolver quíntuple con tope tipo click.
Sistema de iluminación tipo Köhler.
Ajuste de brillo luz y diafragma.

SKU: EQMCMIC990T

Microscopio Trinocular MIC900 T

Oculares WF10X/20mm. Objetivos acromáticos: 4x,
10x, 40x, 100x Ajuste coaxial de enfoque fino.

Condensador (NA=1.25). Iluminación LED ajustable.

SKU: EQMCMIC900T



2026

MICROSCOPIOS



SKU: EQMCMIC990

Microscopio Binocular MIC990

Binocular. 5 objetivos: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x Óptica planacromática al infinito. Condensador tipo ABBE N.A.=1.25. Revolver quintuple con tipo click.

Sistema de iluminación tipo Köhler. Ajuste de brillo luz y diafragma.

Microscopio MIC900

Binocular.
Oculares WF10x.
Ocular ajustable WF10X/22mm.
Objetivos acromáticos: 4x, 10x, 40x, 100x.
Ajuste coaxial de enfoque fino.
Condensador (NA=1.25).
Iluminación LED ajustable.

SKU: EQMCMIC900



2026

MICROSCOPIOS

Microscopio Binocular MIC890

Sistema de iluminación LED.

Binocular.

4 objetivos: 4x, 10x, 40x, 100x.

Óptica planacromática al infinito.

Condensador tipo ABBE N.A.=1.25.

Ajuste de brillo luz y diafragma.

SKU: EQMCMIC890



2026

MICROSCOPIOS



SKU: EQMCMIC440T

Microscopio Trinocular MIC440T

Trinocular

Objetivos acromáticos: 4x, 10x, 40x

(s), 100x(s,oil)

Oculares: WF10x

Condensador (NA=1.25)

Intensidad de luz ajustable

Microscopio Binocular MIC440

Binocular

Objetivos acromáticos: 4x, 10x, 40x(s), 100x(s,oil)

Oculares: WF10x

Condensador (NA=1.25)

Intensidad de luz ajustable

SKU: EQMCMIC440



2026

MICROSCOPIOS



Microscopio Monocular MIC141

Monocular
4 objetivos: 4x, 10x, 40x y 100x (oil)
Intensidad de luz ajustable

SKU: EQMCMIC141

Microscopio Monocular MIC131

Monocular 3 objetivos: 4x, 10x y 40x
Intensidad de luz ajustable

SKU: EQMCMIC131



2026

DESEGO[®]



ACCESO MICROSCOPIO



ACCESORIOS MICROSCOPIOS

Pantalla de Retina para Microscopio ScopePad LX97

Pantalla LCD touch ScopePad Retina HD a color para análisis de imágenes microscópicas.

Display de 9.7 pulgadas.

Sistema de operación Android

Resolución máxima: (2048*1536).

Soporta transmisión Bluetooth y WiFi.

Control de Cámara sin necesidad de PC,
sistema touch.

Puerto HDMI, USB y ranura para tarjeta de memoria.

SKU: EQMCScopePad



2026

ACCESORIOS MICROSCOPIOS

USB Cámara Digital OPT 14mp

Cámara digital para Microscopio Puerto:
Fototubo o tubo ocular Formatos: BMP,
Tiff, jpg, Pict, AVI, etc. Interfase: USB
Incluye Software

SKU: EQMCOPT5



USB Cámara Digital OPT10mp

Cámara digital para Microscopio Puer-
to: Fototubo o tubo ocular Formatos:
BMP, Tiff, jpg, Pict, AVI, etc. Interfase:
USB Incluye Software

SKU: EQMCOPT4

2026

ACCESORIOS MICROSCOPIOS

Campo Oscuro M8CO

Juego de Campo Oscuro M8CO

Para uso con el Microscopio
Binocular MIC-880

SKU: ACMCMIC8802



Campo Oscuro M9CO

Juego de Campo Oscuro M9-CO Para
uso con el Microscopio Binocular MIC-
990

SKU: ACMCMIC9902



2026

ACCESORIOS MICROSCOPIOS



Contraste de Fase

Contraste de Fase Para uso con el Microscopio Binocular MIC-990


SKU: ACMCMIC9904

Sistema de Polarización

Sistema de Polarización Para uso con la series de microscopio MIC990



SKU: ACMCMIC9903



SKU: ACMCMIC9901

Platina Térmica PT990

Platina térmica PT990
Para microscopios series MIC990 e INV2011

2026

CENTRIFUGAS



CENTRÍFUGAS



SKU: EQEBCNF10

Centrífuga de 48 Tubos High Performance Hplus

Centrífuga de 16 Tubos con cabezal horizontal M600D SUPER F PREMIUM

Rotor Oscilante.
Capacidad para 16 tubos de 15 ml.
Interior de acero inoxidable.
Centrífuga de enfriamiento por aire.
Temperatura Ambiente: 5°C~40°C.
Rango de potencia: AC230V 50 Hz/60 Hz.
Accesorios Opcionales.



SKU: EQEBCNF9

2026

CENTRÍFUGAS



SKU: EQEBCNF8

NextSpin 24'

Centrífuga de baja velocidad
24 tubos
Max. velocidad: 4000rpm
Max. fuerza de centrifugado:
3074rcf
Peso (con el rotor): 5.0kg
Dimensiones (W×D×H):
35mm×40mm×32mm

SFUGE 8'

Centrífuga de baja velocidad
8 tubos
Max. velocidad: 4000rpm
Max. fuerza de centrifugado:
3074rcf
Peso (con el rotor): 5.0kg
Dimensiones(W×D×H):
35mm×40mm×32mm

SKU: EQEBCNF4



2026

CENTRÍFUGAS



Spinplus SFUGE6

Electromagnética (No utiliza carbones)

Capacidad para 6 tubos.

Max. velocidad: 4000rpm

Max. fuerza de centrifugado: 3074rcf

Peso (con el rotor): 5.0kg

Dimensiones(W×D×H): 35mm×40mm×32mm

SKU: EQEBCNF2

CK 24

Electromagnética

24 tubos de 2 a 15ml

Velocidad variable 0 a 3700 rpm

Cámara interna de acero inoxidable

Fuerza G de 0 a 1,700 g



SKU: EQEBCNF7

2026

CENTRÍFUGAS



SKU: EQEBCNF6

CK 18'

Electromagnética 18 tubos de 2 a 15ml Velocidad variable 0 a 3700 rpm

Cámara interna de acero inoxidable
Fuerza G de 0 a 1,700 g

CK 12'

Electromagnética
12 tubos de 2 a 15ml Velocidad variable
0 a 3700 rpm Cámara interna de acero
inoxidable Fuerza G de 0 a 1,700 g

SKU: EQEBCNF5



2026

CENTRÍFUGAS

CK 8V'

Electromagnética 8 tubos de 2 a 15 ml

Velocidad Variable 200 a 3000 rpm Silenciosa y de centrifugado suave



Rotor inclinado a 45°

Electromagnética

12 tubos de 2 a 15ml

Velocidad variable 0 a 3700 rpm

Cámara interna de acero inoxidable

Fuerza G de 0 a 1,700 g

SKU: EQEBCNF3



2026

CENTRÍFUGAS

Mini Centrífuga MCV 8'

- Velocidad variable de: 4,000rpm-7,200rpm.
- Rotor de diseño simple para su remplazo sin requerir herramientas.
- Funcionamiento sorprendentemente silencioso

SKU: EQEBCNF12



Mini Centrífuga velocidad fija MFUGE PREMIUM'

- Bajo ruido en funcionamiento
 - Velocidad: 7,200rpm ($\pm 20\%$)
 - Bajas vibraciones
 - Capacidad máx: 1.5(2)mlX8
 - Se detiene rápidamente
 - Rotación Espacial de 360 ° forma de arco
 - Capacidad máx: 1.5(2)mlX8
- SKU: EQEBCNF11

2026

CENTRÍFUGAS

MiniCentrífuga de alta
velocidad

HFUGE PREMIUM



Rotor Metálico.

Gira hasta 14.500 rpm ,14,100 x g.

Tiempo de aceleración a velocidad máx: 13s.

Tiempo de frenado de velocidad máx: 12s.

Dimensiones en cm (WxDxH): 22.5x24x12.

Peso (incluido el rotor): 4.3kg.

Funcionamiento muy silencioso.

Pantalla digital de tiempo y velocidad clara y fácil de usar.

SKU: EQEBCNF13

2026

CENTRÍFUGAS

Centrifuga F 12 tubos Spinplus SFUGE12 PREMIUM

- Electromagnética (No utiliza carbones).
- Capacidad para 12 tubos.
- Max. velocidad: 5000rpm.
- Max. fuerza de centrifugado: 3074rcf.
- Peso (con el rotor): 5.0kg.

SKU: EQEBCNF2



Smart+

- Tubos de 12X1,5 ml/2,0 ml.
- Tubos PCR de 32x0,2 ml.
- 4 tiras XPR (8X0,2 ml).
- 4 tiras PCR (12X0,2 ml)

SKU: EQEBCNF19

2026

CENTRÍFUGAS

Centrifuga de Hematocrito Microcentrífuga HCT+



SKU: EQEBCNF20

CLICK AQUÍ

Capacidad del rotor de hematocrito: 24 capilares.

Pantalla LCD.

Control preciso de velocidad y tiempo por separado.

Velocidad máx. 12000rpm, RCF máx. 13680 x g.

Dimensiones: 364x280x213 mm.

Peso bruto 10 kg

2026

EQUIPO BASICO



EQUIPO BÁSICO

Baño Maria Digital DK98IV

Rango de temperatura: 0 ~ 400.0 °C;
Rango de tiempo: 0 ~ 9999 minutos u horas;
Tamaño exterior: 400 x 260 x 190 mm;
Tamaño de la cámara interior: 280 x 220 x 150 mm;
Potencia: 220V±10%. Corriente alterna;



SKU: EQEBBK4

2026

EQUIPO BÁSICO



Balanza Digital 303D'

Capacidad: Máxima 3000g Mínima 20g
Sensibilidad: 0.1 g
Plato de acero inoxidable: 13.5 x 13 cms
Diseño mejorado
SKU: EQEBBAL1

Balanza Triple Barra 750S'

Capacidad: 2610 g
Sensibilidad: 0.1 g
Plato de acero inoxidable: 15.2 cms
Incluye pesas
Diseño tradicional
SKU: EQEBBAL2



Lector Manual Hematocrito LectorA'

Base de Aluminio Manual
SKU: EQEBCNF17

2026

EQUIPO BÁSICO

Baño María Analógico BK 49



Capacidad: 0.5 lt. (49 tubos) Cámara de acero inoxidable de 15.5 x 15.5 x 11 cm.

Rango de Temperatura: de 5°C a 100°C Exactitud: $\pm 1^\circ\text{C}$ para altas temperaturas Gradilla metálica y tapa Control de temperatura (ambiente a 60°C)

SKU: EQEBBK1

Baño María Digital BK 49D



Capacidad: 0.5 lts. (49 tubos)
Cámara de acero inoxidable de 15.5 x 15.5 x 11 cm.
Rango de Temperatura: de 5°C a 100°C
Exactitud: $\pm 1^\circ\text{C}$ para altas temperaturas
Control de temperatura (ambiente a 60°C)
Control digital de temperatura.

SKU: EQEBBK2

2026

EQUIPO BÁSICO

Baño Seco 1 Block DBI33'

Capacidad: 24 tubos de 12 mm Control Digital de
Temperatura Timer Digital (hasta 999 minutos)

Rango de Temperatura: 35 °C a 70 °C



SKU: EQEBBK3

2026

EQUIPO BÁSICO

Contador Digital DC22'

8 teclas
Contador hasta 999999
Cronómetro integrado
Diseño ergonómico
Alarma digital audible de conteo a 100
Despliegue de conteo general y de porcentajes



SKU: EQEBCONT2

Contador Mecánico RBC 01'

8 teclas
Contador hasta 999
Sistema de funcionamiento metálico
Cubierta plástica alta duración




SKU: EQEBCONT1

2026

EQUIPO BÁSICO

Contador Digital DC 23'

8 teclas
Contador hasta 999 en cada célula
Modo creciente y decreciente
Cronómetro integrado
Diseño ergonómico
Alarma digital audible de conteo a 100
Despliegue de conteo general y de porcentajes



SKU: EQEBCONT3

Contador Digital DC'

Cantidad máxima de categorías: 10 grupos.
Capacidad de conteo de cada grupo: 0-99.
Dimensiones externas: 220×166×78 mm.
Voltaje: CA 100 V~240 V (50 Hz/60 Hz).
Consumo de energía: 5W.
Peso: 600g.



SKU: EQEBCONT4

2026

EQUÍPO BÁSICO



Estufa Incubación EK 36'

Capacidad: cámara interna 36X36X41.50 cm.

Estabilidad: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

Rango: 5°C a 60°C

2 entrepaños

SKU: EQEBMCB3

Estufa Incubación EK 25'

Capacidad: cámara interna
25x25x25 cm

Estabilidad: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

Rango: 5°C a 60°C

2 entrepaños

Control de temperatura digital

Indicador de encendido

Cámara interna de Acero

Inoxidable

SKU: EQEBMCB2



2026

EQUIPO BÁSICO

Horno Secado HK 25'

Capacidad: cámara interna 26x26x26 cm
Estabilidad: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
Rango: 5°C a 240°C
2 entrepaños

SKU: EQEBMCB4



Horno Secado HK 36'

Capacidad: cámara interna 26x26x26 cm
Estabilidad: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
Rango: 5°C a 240°C
2 entrepaños

SKU: EQEBMCB5



2026

EQUIPO BÁSICO

Campana de Bioseguridad Clase II A2'

Pantalla LCD digital de fácil operación

Zona de trabajo de acero inoxidable 304

Control remoto para operación conveniente

Enchufes impermeables al interior

Lámpara UV de 253.7 nanómetros

Filtro HEPA H14

Ventilador centrífugo de velocidad ajustable

Alarma sonora y visual

SKU: EQEBMEZ14



Campana Flujo Laminar FK 1S'

Ventilación vertical

Cantidad de aire ajustable

Sistema de ventilador

Mesa de acero inoxidable de alta calidad

Área de trabajo: 880x700x500mm Tamaño externo:

1040x790x1610mm

SKU: EQEBMCB7

2026

EQUIPO BÁSICO



Mini Campana Flujo Laminar FK 1S'

Ventilación horizontal o vertical. Velocidad del viento ajustable. Regulador de voltaje. Mesa de acero inoxidable de alta calidad. Radiación ultravioleta.

SKU: EQEBMCB6

Mechero eléctrico BACTICINERATOR STERILIZER MB3'

Fuente de alimentación 220 V - 60Hz

Poder 170W

La temperatura más alta en el núcleo 825°
C \pm 50°C

El mayor diámetro posible del artículo a esterilizar. ϕ 14mm

Longitud del área de calentamiento
150mm



SKU: EQEBMCB8

2026

EQUIPO BÁSICO



Autoclave Eléctrica AE+

Capacidad: 22 lts.
Aluminio reforzado
Válvulas de seguridad dual: puede usar su propio sistema eléctrico o trabajarse con otra fuente de calor externa
Indicador de presión: indica las presiones y temperatura dentro del autoclave

SKU: EQEBMCB1

Incinerador Agujas ND55

Alcanza + de 1000 grados C
Con cortador de puntas
Incinerar en segundos
Cubierta plástica



SKU: EQTMND55

2026

EQUIPO BÁSICO



Timer 4 tiempos TK 4'

Capacidad de 4 tiempos.
Función de cronómetro independiente.
2 alarmas programables.
Cuenta con imán en la base.

SKU: EQEBEB1

Lanceta Láser'

Dispositivo láser que crea un pequeño agujero en el dedo para muestras de sangre capilares sin necesidad de aguja.

Aplicaciones:

Monitoreo de glucosa

Hemoglobina glicada (HBA1C)

Punto de pruebas de atención (POCT)

Obtención de varias muestras de sangre



SKU: EQTMHRay

2026

EQUIPO BÁSICO

Mezclador de Pipetas PSK 6'

Capacidad: 6 pipetas

Mezclado continuo o mezclado por tiempo

(0 a 15 minutos)

Contenedor de pipetas de Acero Inoxidable

Indicador de encendido

Diseño de Alta Duración



SKU: EQEBMEZ1

Mezclador Plaquetas RPK 48'

Mantiene las Plaquetas en estado óptimo.

Diseño de alta duración.

Oscilación controlada de 70 rpm.

Gran capacidad, soporta hasta 42 unidades.

Manejo fácil de las unidades al colocarlas en 7 charolas deslizables de acero inoxidable.

Uso óptimo de su espacio: ocupa sólo un área de 46x35 cm.

Opera a 120V/60Hz.



SKU: EQEBMEZ12

2025

EQUIPO BÁSICO

Mezclador Tubos BM15'

Plataforma tipo Cama
Sistema con movimiento arriba-abajo
Capacidad 15 tubos
Ángulo de 1-48 grados
Velocidad Operación 24 rpm



SKU: EQEBMEZ7

2026

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA



443 233 0303



ventas@desego.com



desego.com



DESEGO

EQUIPO BÁSICO

Mini Vortex MiniV'

Mezclador para 1 tubo
Velocidad ajustable
Hasta 3200 RPM



SKU: EQEBMEZ2



SKU: EQEBMEZ15

Agitador Vortex VM8'

2026

EQUIPO BÁSICO



Rotos Placas RK 30'

Plataforma 30×30 cm.

Tiempo de 0 a 120 min.

Velocidad Variable 0 a 180 rpm.

Modos de trabajo: continuo o timer

SKU: EQEBMEZ10

Rotor Placas RK 23'

Plataforma 23×23 cm.

Tiempo de 0 a 30 min.

Velocidad Variable 0 a 240 rpm.

Modos de trabajo: continuo o timer



SKU: EQEBMEZ9

2026

MICROPIPETAS



MICROPIPETAS

Kit 4 Pipetas Autoclavable V. VAR



SKU: EQEBPIP24

Pipeta autoclavable V. VAR (0.5-10uL) (801180) 10H

Pipeta Autoclavable V. VAR (10-100uL) (801182) 100H

Pipeta Autoclavable de volumen variable (20-200uL) 200H

Pipeta Autoclavable V. VAR (100-1000ul) (801184) 1000H

2026

MICROPIPETAS



Micropipeta Fija Autoclavable¹

Volúmenes:

- 5uL
- 10uL
- 50uL
- 100uL
- 1000uL

Micropipeta Variable Autoclavable¹

Volúmenes:

- 0.5uL— 10uL
- 5uL— 50uL
- 10uL— 100uL
- 100uL— 1000uL
- 500uL— 5000uL



2026

MICROPIPETAS



SKU: EQEBPIP13

Portapipetas p/6 N6'

Portapipetas de acrílico. Sostiene 6 pipetas. Contenido: 1 pza

Portapiptas p/5 N5'

Portapipetas de acrílico. Sostiene 5 pipetas. Contenido: 1 pza.



SKU: EQEBPIP12

2026

MICROPIPETAS

Puntas de 1000UL azules TIP1000

Bolsa de Puntas de 1000ul
para Pipetas Contenido:
500 pzas.



SKU: CNEBPIP3

Puntas de 5000UL blancas TIP5000

Bolsa de Puntas de
5000ul para Pipetas.
Contenido: 100 pzas.



SKU: CNEBPIP4

2026

MICROPIPETAS



Puntas de 200µL amarillas **TIP200**

Bolsa de Puntas de 200ul
para Pipetas. Contenido:
1000 pzas.

SKU: CNEBPIP2

Puntas de 510µL blancas **TIP5**

Bolsa de Puntas de 5-10ul para pipetas
Contenido: 1000 pzas.

SKU: CNEBPIP1



2026

ACCESORIOS



ACCESORIOS

No Break «On line» 1600 Watts

Fuente de Respaldo 2kVA/ 1500W
Factor cresta 3;1.
Sistema de entrada: Monofásico y tierra a tierra.
Input máx.: 8.5A.
Output: 8.5A f.p. ≥ 0.99 .
Tamaño: 425 x 190 x 328 mm.
Peso: 22.5 kg.



SKU: ACVRVR46

No Break «On line» 900 Watts

Fuente de Respaldo: 1KVA/900W
Factor cresta: 3;1.
Sistema de entrada: Monofásico y tierra a tierra.
Input máx: 6.5A.
Output: 6.5A f.p. 0.9.
Tamaño: 350*144*236 mm.
Peso: 11.5 kg



SKU: ACVRVR1

2026

ACCESORIOS



SKU: ACVRVR47

Regulador de Voltaje 4000 Watts (p/Rayos X)

Ideal para equipo de Rayos X



SKU: ACVRVR2

Regulador Voltaje 1000 Watts

2026

MATERIAL DE LABORATORIO




MATERIAL DE LABORATORIO



Gradilla 21 Tubos

Capacidad para 21 tubos.
20 a 24 mm de diámetro.
Color blanco.
Fácilmente lavables.
Ligera.
Material de plástico de alta duración.
SKU: ACEBEB3

[CLICK AQUÍ](#)



Gradilla 21 Tubos

Capacidad para 21 tubos.
20 a 24 mm de diámetro.
Color blanco.
Fácilmente lavables.
Ligera.
Material de plástico de alta duración.
SKU: ACEBEB4

[CLICK AQUÍ](#)




Gradilla 44 Tubos

Capacidad para 44 tubos.
15 a 18 mm de diámetro.
Color azul.
Fácilmente lavables.
Ligera.
Material de plástico de alta duración.
SKU: ACEBEB2

2026

MATERIAL DE LABORATORIO



Gradilla 90 Tubos

Capacidad para 90 tubos.
10 a 13 mm de diámetro.
Fácilmente lavables.
Ligera.
Material de Plástico de alta duración

SKU: ACEBEB1

Bote Desecho Chico

Recipiente para desechos de Laboratorio.
Contenido: 1 pza.



SKU: EQTMBS

2026



**Morelia, CDMX, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Querétaro, Hermosillo
Puebla, Panamá, Chiriquí, Costa Rica, Miami, Colombia**

MORELIA CORPORATIVO

Oficina: **443 233 0303**
Celular: **443 627 0552**
Soporte Técnico: **443 331 9302**

GUADALAJARA

Gerencia: **333 576 6214**
Ventas: **333 1817 5008**
Soporte Técnico: **443 231 2324**
Atención a Clientes: **333 377 8173**

CDMX

Gerencia: **55 1081 3762**
Ventas: **55 5564 1316**
Soporte Técnico: **55 7886 8665**
Atención a Clientes: **55 5564 1098**

MONTERREY

Gerencia: **81 2063 0389**
Ventas: **81 2979 5792**
Soporte Técnico: **81 2939 1407**
Atención a Clientes: **81 3625 4442**

gerenciamty@desego.com

Conoce más de nosotros.

APPSTORE

GOOGLE PLAY

Descarga nuestra aplicación y obtén beneficios exclusivos:

2025

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA



443 233 0303



ventas@desego.com



desego.com



DESEGO



Morelia, CDMX, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Querétaro, Hermosillo Puebla, Panamá, Chiriquí, Costa Rica, Miami, Colombia

MÉRIDA

Gerencia: 999 950 2291

Ventas: 999 337 7689,

1 999 700 1052

Soporte Técnico: 999 304
8550

Atención a Clientes:
385 3361

gerenciamid@desego.com

QUERÉTARO

Sucursal: 442 258 8629

ventasqro@desego.com

PUEBLA

ventaspue@desego.com

HERMOSILLO

Gerencia: 662 166 1046

Ventas: 662 166 1046

Soporte Técnico: 662 513
6843

Atención a Clientes: 662 166
1046

gerenciahmo@desego.com

MIAMI, PANAMÁ, COSTA RICA,

☎ Sucursal MIA: (305) 503 3157

Gerencia PTY: +507 2098 480
+2098401 / +507 6317 3445

✉ gerencipty@desego.com

✉ Sucursal CR: +506 7119 9534
ventascr@desego.com

Sucursal COL: +57 314 2216954

gerenciaco@desego.com

NUESTRAS MARCAS:



2026

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA



443 233 0303



ventas@desego.com



desego.com



DESEGO