

Catálogo 2026

DESEGO[®]





Morelia, CDMX, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Querétaro, Hermosillo, Puebla, Oaxaca, Panamá, Costa Rica, Miami, Colombia

MORELIA CORPORATIVO

Oficina: 443 233 0303
 Celular: 443 627 0552
 Soporte Técnico: 443 331 9302
ventas@desego.com

GUADALAJARA

Gerencia: 333 576 6214
 Ventas: 333 1817 5008
 Soporte Técnico: 443 231 2324
 Atención a Clientes:
 333 377 8173
gerenciagdl@desego.com

CDMX

Gerencia: 55 1081 3762
 Ventas: 55 5564 1316
 Soporte Técnico: 55 7886 8665
 Atención a Clientes:
 55 5564 1098

gerenciadf@desego.com

MONTERREY

Gerencia: 81 2063 0389
 Ventas: 81 2979 5792
 Soporte Técnico: 81 2939 1407
 Atención a Clientes:
 81 3625 4442
gerenciamty@desego.com

Conoce más de nosotros.

App Store

Google Play

Descarga nuestra aplicación y obtén beneficios exclusivos:

2026

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA



Morelia, CDMX, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Querétaro, Hermosillo, Puebla, Oaxaca, Panamá, Costa Rica, Miami, Colombia

MÉRIDA

Gerencia: 999 950 2291
Ventas: 999 337 7689, 999 700 1052
Soporte Técnico: 999 304 8550
Atención a Clientes: 999 385 3361

QUERÉTARO

Sucursal: 442 258 8629
ventasqro@desego.com

PUEBLA

Sucursal: 222 754 5157

OAXACA

Sucursal: +52 1 951 293 3830
gerenciaoax@desego.com

HERMOSILLO

Gerencia: 662 166 1046
Ventas: 662 166 1046
Soporte Técnico: 662 513 6843
Atención a Clientes: 662 166 1046

MIAMI, PANAMÁ, COSTA RICA, COLOMBIA

Sucursal MIA: (305) 503 3157

Gerencia PTY: +507 2098 480
+2098401/+507 6317 3445
pty@desego.com

Sucursal CR: +506 7119 9534
ventascr@desego.com

Sucursal COL: +57 314 2216954
gerenciaco@desego.

NUESTRAS MARCAS



2026

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA

Índice

6

43

14

45

24

50

31

52

34

54

36

64

41

72

2026

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA



443 233 0303



ventas@desego.com



desego.com



DESEGO

Índice

76

108

79

118

81

136

86

142

91

147

93

103

2026

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA



443 233 0303



ventas@desego.com



desego.com



DESEGO

HEMOGRAMS



HEMOGRAMAS

Analizador Veterinario Hematología, Orina, Heces y Fluidos AIVet 2

Hemograma: 46 parámetros y reporte morfológico

Heces: 32 parámetros y reporte morfológico

Uroanálisis: 21 parámetros + reporte morfológico

Fluidos: 19 parámetros + reporte morfológico

Mejora de IA

Estandarización de microscopía y cuantificación de parámetros

SKU: EQHMAIV2



[CLICK AQUÍ](#)

2026

Analizador Hemogramas

7V+



CBC+DIFF: 60 P/H; CBC+DIFF+RET: 40 P/H.

33 parámetros notificables

Almacena hasta 150,000 resultados.

Pantalla táctil TFT de 12 pulgadas.

6 Especies precargadas

**33 parámetros,
3 histogramas y
2 diagramas**
.....

SKU: EQHM7V+



2026

HEMOGRAMAS



Analizador Hematología 6V+

Método de impedancia eléctrica

14 especies

Hasta 60 pruebas por hora

Almacena hasta 100,000 resultados incluyendo histogramas

Pantalla táctil a color de 12.1 pulgadas



SKU: EQHM6V+

25 parámetros 6 parámetros
3 histogramas 4 diagramas
de dispersión 2D

2026

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA



443 233 0303



ventas@desego.com



desego.com



DESEGO

HEMOGRAMAS

Analizador Hemogramas

5V+



13 especies precargadas y 3 espacios libres.

Hasta 60 pruebas por hora

Impresora térmica integrada

Pantalla táctil a color de 10.4"

Almacena hasta 200,000 resultados con histogramas

**34 parámetros,
2 histogramas y
4 diagramas**
.....

SKU: EQHM5V+



2026

HEMOGRAMAS

Analizador Hemogramas

4V+



50 pruebas por hora

21 parámetros reportables + 4 parámetros RUO (Parámetros de investigación)

Método de impedancia eléctrica

Pantalla táctil a color TFT de 10.4 pulgadas

14 especies a bordo y especies ilimitadas definidas por el usuario

Utiliza únicamente dos reactivos: : Diluyente y Lizante

DIFERENCIAL EN 4 PARTES



50 pruebas por hora

SKU: EQHM4V+

2026



HEMOGRAMAS

Analizador Hemogramas 3V+

21 parámetros y 3 histogramas


Principio de lectura: Impedancia

Pantalla táctil de 10.4" a color

13 especies de animales preprogramadas

y 3 canales abiertos.

Sistema de autolimpieza



70 pruebas por hora

SKU: EQHM3V+

2026

HEMOGRAMAS

Analizador Hemogramas

1V+


40 pruebas por hora

Principio de lectura: Impedancia

Pantalla táctil de 10.4" a color

13 especies de animales preprogramadas y 3 canales abiertos.

Sistema de autolimpieza



21 parámetros y 3 histogramas.....

SKU: EQHM1V+

2026

DESEGO[®]



QUÍMICA SANGUÍNEA



ES150w

Analizador de Química Automatizado



DESEGO[®]

Analizador de Química Clínica Automatizado ES150w

Fotometría Directa
150 pruebas por hora
Nuevo software amigable
48 cubetas de reacción
16 posiciones de muestra
48 posiciones de reactivo
Totalmente automatizado



SKU: EQQCES150W

2026




SKU: EQQCES430

Analizador Automatizado ES430


[VER VIDEO](#)

Fotometría Directa.
420 pruebas por hora y función STAT.
102 posiciones de muestra y 92 posiciones de reactivo con refrigeración.
Pruebas líquidas: química clínica, electrolitos y turbidimetría.
Estación de lavado inteligente de celdas.
Muestra inteligente de HbA1c.

Hasta 420 pruebas por hora.



2026



Pruebas:

Renal

UREA, CREA, UA

Electrolyte

P, Ca, Mg, Fe

Hepatic

TBA, PA, BIL-D, ALT,
ALB, TP, ALP, GGT,
AST, BIL-T, CHE

Diabetes

HbA1C, Glu

Lipid

HDL-C, TC, TG

Inflammation

RF, CRP, ASO

Pancreatitis

AMY, LIP

Anemia

UIBC

Próximas pruebas:

Renal RBP, TPUC, MALB, β 2-MG

Electrolyte CO₂

Hepatic AFU

Diabetes β -HB, FUN

Lipid Apo-A1, Apo-B, Lp(a), GGT, LDL-C

Inflammation IgA, IgG, IgM, IgE, C4, C3

Anemia G6PD, TRF, FER

Analizador EasyKem Pro

Pantalla táctil de 7 pulgadas
8 posiciones de incubación integradas
8 filtros y memoria para 300 canales

Fotometría:

Punto final

Dos puntos

Cinéticas

Bicromáticas

Almacena 30,000 resultados

SKU: EQQCEKPRO1



2026



Analizador de Química Seca Skyla VB1

3 simples pasos
Solo 200uL de sangre total
Hasta 15 parámetros en 15 min
Tecnología POC Walk-away
Calibración y QC integrado en cada disco
Compacto y libre de mantenimiento

SKU: EQQCVB1

[VER VIDEO](#)

Principales Bioquímicas, Electrolitos, tCO₂, T4, Ácidos Biliares, Fructosamina y más en la misma máquina

Sistema compacto diseñado para realizar test de bioquímica en la propia clínica veterinaria de manera rápida, fiable y precisa.

Es sencillo e intuitivo de manejar; ideal para Clínicas veterinarias, clínica ambulante, laboratorios, compañías farmacéuticas y bioquímicas.



2026

QUÍMICA SANGUÍNEA



VB1 (900-000) Panel Test Portfolio :

Multiple items in a rotor

* Developing items

Analyses	Assay Items	ALP	ALT	AST	BUN UREA	CREA	GLU	ALB	TP	TBIL	AMY	Ca	PHOS	Na	K	Cl	GGT	CPK	CHOL	Others	Calculated	Packing		
Preanesthetic Panel 900-100	7	ALP	ALT		BUN	CREA	GLU	ALB	TP												GLOB	A/G, B/C	20/Box	
Renal Panel 900-110	9				BUN	CREA		ALB				Ca	PHOS	Na	K	Cl				tCO2		AG Na/K, B/C	20/Box	
Diagnosis Panel 900-120	13	ALP	ALT	AST	BUN	CREA	GLU	ALB	TP	TBIL	AMY	Ca	PHOS								GLOB	A/G, B/C	20/Box	
Diagnosis Plus Panel 900-140	13	ALP	ALT		BUN	CREA	GLU	ALB	TP	TBIL	AMY	Ca	PHOS	Na	K						GLOB	A/G, B/C, Na/K	20/Box	
Equine Panel 900-150	14	ALP		AST	BUN	CREA	GLU	ALB	TP	TBIL		Ca		Na	K		GGT	CPK		tCO2		A/G, B/C, Na/K	10/Box	
Thyroid/T4 Panel 900-160	2																		CHOL		T4		10/Box	
Large Animal Panel 900-170	14	ALP		AST	BUN		GLU	ALB	TP			Ca	PHOS	Na	K	Cl	GGT	CPK			Mg	GLOB	A/G, Na/K	10/Box
Live Plus Panel 900-180	10	ALP	ALT	AST	BUN			ALB	TP	TBIL							GGT		CHOL	BA		GLOB	A/G	10/Box
Avian & Reptile Panel 900-190	12			AST			GLU	ALB	TP			Ca	PHOS	Na	K	Cl		CPK		BA	UA	GLOB	A/G, Na/K	10/Box
Diabetes Panel * Q3*18 900-300	4						GLU	ALB	TP												FRU			10/Box
Electrolytes Panel 900-310	4													Na	K	Cl				tCO2		AGap		10/Box
Diagnosis-II Panel 900-320	14	ALP	ALT		BUN	CREA	GLU	ALB	TP	TBIL	AMY	Ca	PHOS				GGT		CHOL		LIPA	GLOB	A/G, B/C	10/Box
Critical Care Panel 900-330	14	ALP	ALT		BUN	CREA	GLU	ALB	TP			Ca		Na	K	Cl		CPK		tCO2	LAC	GLOB	AGap, A/G, B/C, Na/K	10/Box

VB1 Single-Test & Dual-Test :

One or Two items in a cartridge

(Packing : 12/Box)

SA-02	900-202	1	CREA
SA-03	900-203	1	BUN

SA-10	900-210	1	TBIL
SA-12	900-212	2	AST CPK
SA-13	900-213	2	ALB TP
SA-14	900-214	2	ALP ALT

SA-16	900-216	2	GGT CPK
SA-17	900-217	1	LAC
SA-18	900-218	2	LIPA AMY
SA Diluent Tube	110-940	72 tubes /Bag	



2026

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA

An. Química e inmunoensayos Vet Skylar Solution P21

VER VIDEO

Ambiente de Trabajo 5°C ~ 35 °C
3 pruebas de especímenes a la vez
Toda la metodología en un solo dispositivo
Técnica de chip microfluídico



Solution: combina toda la metodología química y de inmunoensayo en un solo dispositivo para ofrecer la mejor eficiencia, accesibilidad y precisión de los análisis de sangre clínicos veterinarios.

SKU: EQQCSOL2

2026

An. Química e inmunoensayos Vet Skylia Solution P11'

VER VIDEO

Ambiente de Trabajo 5°C ~ 35 °C

2 pruebas de especímenes a la vez

Toda la metodología en un solo dispositivo

Técnica de chip microfluídico

Operación Sencilla

Interfaz de usuario gráfica icónica,
operación de alejamiento

SKU: EQQCSOL



2026

ULTRASOD-NZ



REGRESA AL ÍNDICE 

ULTRASONIDOS



Ultrasonido Samsung V8 CW



SKU: EQIMSA5



Equipo ergonómico para tu comodidad

Procesos sofisticados en 2D

Procesos sofisticados en DOPPLER

Pionero en funciones que te ayudarán a tener los mejores estudios con telemedicina en vivo.

Gran cantidad de funciones disponibles para tu día a día.

2026

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA



443 233 0303



ventas@desego.com



desego.com



DESEGO

Ultrasonido Samsung V7



Alta gama en diseño portátil.

Filtro de reducción de ruido ClearVision.

Aclaración de áreas borrosas con HQ-Vision.

Mejora de contraste e imagen uniforme con S Harmonic.

Doppler con potencia direccional.



VER VIDEO

SKU: EQIMSA3



2026



Ultrasonido Samsung HS40'



SKU: EQIMSA2

[VER VIDEO](#)



Diseño premiado con monitor articulado y ajuste de altura.

Incluye tecnología ClearVision, HQ Vision y S Harmonic del modelo HM70.

CEPA+ para medir movimiento del VI cuantitativamente.

StressEcho: puntuación e informes detallados para función cardíaca.

AutoIMT+ en 1 click obtiene medición útil en detección de enfermedad cardiovascular.

2026

Ultrasonido Samsung HS30 CW

Interfaz amigable e intuitiva para el usuario.

Diseño compacto.

Baja producción de ruido.

Monitor 21.5 pulgadas LED.



SKU: EQIMSA6



2026

Ultrasonido Samsung HM70EVO

El Ultrasonido más avanzado y completo.

Más de 20 herramientas de Samsung para mejora de imagen y medición automática.

Mediciones simplificadas con IA.

Nuevas tecnologías: TAI y TSI para medir cuantitativamente grasa hepática.

EzHRI: para medición Índice Hepatorenal.

S-Shearwave: Realice elastograma y detecte tejidos rígidos de forma no invasiva.



VER VIDEO

SKU: EQIMSA1



2026



Ultrasonido AX3 Vet

VER VIDEO



SKU: EQIMAX3

Pantalla de 15.6" LCD de alta resolución.
Pantalla de control táctil de 10.1" de alta sensibilidad.

Sistema Doppler Color.

Sistema TAI (Imagen Adaptativa de

Ultrasonido K10-Vet

VER VIDEO



Sistema Doppler Pulsado.

Software veterinario.

Pantalla LCD 12.1 pulgadas de alta definición.

Batería de litio recargable con más de 2 horas de uso continuo.

Modos de imagen: B, B+B, 4B, B+M, M, PW.

504 MB de almacenaje.

Puerto USB.

SKU: EQIMK10

2026

URINALYSIS



US+1 Vet

Sedimentación en Orina



Tecnología IA (CNN, aprendizaje profundo)

Anuncio hecho con IA (inteligencia artificial).

URIANÁLISIS

An. De Urianálisis US+1 VET



Semi-automático.

Principio: Química, sedimento y conductividad.

Volumen de muestra: 0.6 ml.

Tipo de muestra: Orina.

Almacenamiento de resultados:

Hasta 1 millón.

13 parámetros de la tira reactiva.

Especies: Gatos y perros.

TECNOLOGÍA IA



SKU: EQORUSV

2026



ORINA



ORINA



An. De Orina UriPlus 6

550 pruebas por hora (T/H)
Semi-automático
Disponible de 1 a 14 parámetros
Sistema de control de temperatura integrado
Batería de litio mejorada



SKU: EQORU6

An. De Orina UriPlus II

60 pruebas por hora



Diseño compacto.
Pantalla sensible al tacto.
Incluye impresora inalámbrica térmica.
Función almacenaje automático.
14 parámetros por prueba.

SKU: EQORUII

2026

PRUEBAS ESPECIALES





Analizador de Inmunoensayos CL900i

Automatizado de Quimioluminiscencia

El tamaño ideal para tu Laboratorio

180 pruebas por hora

Capacidad: 50 muestras y

15 reactivos

Reactivos: 50 pruebas o

100 pruebas

Libre de mantenimiento

SKU: EQINCL



VER VIDEO

Pruebas disponibles

<div>Tiroides</div> <div>FT3 FT4 T3 T4 TSH Anti-TG Anti-TPO Tg rT3** TRAB*</div>	<div>Óseo Metabólico</div> <div>PTH intacta** Calcitonina** Vitamina D total</div>	<div>Función Adrenal</div> <div>DHEA-S** Cortisol ACTH**</div>	<div>Hipertensión</div> <div>Angiotensina I* Angiotensina II* Renina Aldosterona</div>	<div>DS' Screening</div> <div>PAPP-A* β-HCG libre*</div>	<div>Enfermedades Infecciosas</div> <div>SARS COV2 IgG SARS COV2 IgM SARS COV2 Neut Ab's HIV Combo** SARS COV2 S-RBD IgG HBsAg** Anti-HBs** HBeAg Anti-HBe Anti-HBc Anti-HCV** Anti-TP (Sífilis) HBeAg cuantitativo* Anti-HBc IgM*</div>	<div>Marcadores Cardíacos</div> <div>CK-MB Mioglobina Troponina I BNP</div>	<div>Fibrosis Hepática</div> <div>LN** HA** PIIINP** CIV**</div>
<div>Hormona de crecimiento</div> <div>hGH* IGF-1*</div> <div>Inflamación</div> <div>PCT**</div>	<div>Fertilidad</div> <div>β-HCG Total FSH LH Prolactina E2 E3 TESTO PROG Testosterona libre* 17-OH PROG* SHBG* AMH**</div>	<div>Diabetes</div> <div>Insulina Péptido-C</div>	<div>ToRCH</div> <div>Toxo IgG** Toxo IgM** Rubéola IgG** Rubéola IgM** CMV IgG** CMV IgM** HSV-1/2 IgG** HSV-1/2 IgM** HSV- 1 IgG** HSV-2 IgG**</div>	<div>Marcadores Tumorales</div> <div>CEA AFP CA125 CA15-3 CA19-9 FPSA TPSA NSE** CYFRA 21-1** CA72-4** PG I** PG II** SCCA** HE4** ProGRP** CA50** CA242**</div>	<div>Anemia</div> <div>Ferritina Vitamina B12 Folato RBC Folato**</div>		

2026

PRUEBAS ESPECIALES



Analizador de Inmunoensayos VET Chroma

16 biomarcadores disponibles
Resultados en 15 min o menos
Impresora térmica integrada
Pantalla táctil de 7"
Uso fácil e intuitivo

SKU: EQINICHV

Incubador iChamber

Cámara de Incubación para Cortisol, de Progesterona y T4
Sistema de compensación de temperatura
Pantalla LCD
Numero de muestras procesadas: 6 cartuchos (Max)
Temperatura ajustable 20°C - 40°C
Voltaje: DC 12V 5A
Consumo de Energía



SKU: EQINiCh3

2026





Analizador de Inmunoensayo **VET Chroma**

NUEVO

PRUEBAS DISPONIBLES

Infección

Helicobacter SA
CDV IgG / IgM
CPV IgG / IgM
Canino 3D
Felino 3D
CDV Ag

Otros

Dímero D
AFP

Inflamación

cPCR
fSAA
cPL
fPL

Cardíaco

TN-I
fNT-proBNP
cNT-proBNP

Hormonas

Progesterona
cTSH
T4
Cortisol



- **Resultados en 3-15 min**
- **Bajo costo de mantenimiento**
- **Alta precisión y reproducibilidad**

Química Sanguínea, Hemogramas, Electrolitos, Progesterona, Coagulación, PCR, Ultrasonido, Rayos X, Digitalizador CR y DR, PetMap, Monitor, Anestesia Inhalada, Bomba infusión, Microscopio, Centrífuga, Otoscopio, Endoscopio, y mucho más...

Conócame



KONTROLab. RIQAS FDA CE PACAL

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, MIAMI, PANAMÁ Y COSTA RICA.

☎ 443 233 0303

✉ ventas@desego.com



desego.com



DESEGO

PRUEBAS ESPECIALES

Analizador Automatizado de PCR GlinX

Tecnología PCR

Más preciso

Totalmente automatizado

Paneles integrales, mejores resultados

Más de 20 paneles de diagnóstico

La solución molecular todo en uno

CLICK AQUÍ

SKU: EQPCRGLINX



2026

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA



443 233 0303



ventas@desego.com



desego.com



DESEGO

GASOMETRIA



REGRESA AL ÍNDICE 



Analizador de Gasometría POCT i15 VET

Hasta 15 parámetros en 2.5 min
 Cartuchos de un solo uso con pruebas múltiples
 Volumen de muestra requerido: 120uL
 Pantalla Táctil de 7"
 Modo de espera sin consumo de reactivo
 Libre de mantenimiento

SKU: EQGSi15



VALORES CALCULADOS:


	pH	pCO ₂	pO ₂	Na	K	Cl	Ca	Hct	Glu	Lac
BG3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BG8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BG4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BG9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BG10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BC4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



HCO₂-act, HCO₂-std, BE(efc), BE(B), BB(B), ctCO₂, sO₂(est), Ca++(7.4), AnGap, tHb(est), pO₂(A-a), pO₂(a/A), RI, pO₂/FIO₂, cH+(T), pH(T), pCO₂(T), pO₂(T), pO₂(A-a)(T), pO₂(a/A)(T), RI(T), pO₂(T)/FIO₂, CA++(7.4)

2026

COAGULACI



COAGULACIÓN

Coagulómetro QV3

Determina cuantitativamente PT y APTT.

Resultados confiables de 3 a 7 min.

Uso veterinario profesional de gatos, caninos y otros animales.

Almacena hasta 2000 registros de pacientes.

Dimensiones: 148mm x 70mm x 26mm (L x A x Alto).

Peso: 203 g.

SKU: EQCGQV3



2026

DESEGO[®]



ELECTROLAB



ELECTROLITOS

Analizador Electrolitos con Autocargador PL4+



Ion Selectivo, con autocargador de muestra
Electrodos digitales y libres de mantenimiento
Resultados: Na, K, Cl, Ca++
Expandible opcional: Li+
Volumen de muestra: 120uL
Costo por prueba \$15 pesos*
Pantalla gráfica y táctil
Conexión a LIS y Control de Calidad

SKU: EQELPL4+



[VER VIDEO](#)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Sodio	Potasio	Cloruro	Calcio
Rango de medición, Suero/Sangre	40-220 [mmol/L]	1-30 [mmol/L]	20-250 [mmol/L]	0,2-5 [mmol/L]
Rango de medición Orina	20-300 [mmol/L]	2-150 [mmol/L]	20-300 [mmol/L]	No aplicable
Resolución	0,1 [mmol/L]	0,01 [mmol/L]	0,1 [mmol/L]	0,01 [mmol/L]
Reproducibilidad en corridas de 20 Sueros	C.V. <=1%	C.V. <=1%	C.V. <=1%	
	S.D. <=1,6	S.D. <=0,08	S.D. <=1,25	S.D. <=0,05
Reproducibilidad en corridas de 20 Orinas	C.V. <=10%	C.V. <=5%	C.V. <=5%	No aplicable

2026

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA



443 233 0303



ventas@desego.com



desego.com



DESEGO



Analizador Electrolitos PL4

Ion Selectivo, totalmente automatizado
Electrodos digitales y libres de mantenimiento

Resultados: Na, K, Cl, Ca⁺⁺

Expandible opcional: Li⁺

Volumen de muestra: 120uL

VER VIDEO

SKU: EQELPL4



Analizador Electrolitos PL3

Ion Selectivo, semi-automatizado

Sin gasto fijo de reactivo!

Electrodos digitales y libres de mantenimiento

Resultados: Na, K, Cl, Ca⁺⁺

Expandible opcional: Li⁺

Volumen de muestra: 120uL

Costo por prueba \$28 pesos*

Pantalla gráfica y táctil

VER VIDEO



SKU: EQELPL3V

2026

ELECTROLITOS



Unidad de Cuidados Intensivos ICU+

Control termostático
Salida de temperatura constante
Monitoreo de CO2
Fisioterapia por infrarrojos
Anión
Rayos ultravioletas
Cámara de video

SKU: EQIMDIGIX20

CLICK AQUÍ



2026

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA



443 233 0303



ventas@desego.com



desego.com



DESEGO

ELECTROLITOS

Terapia Láser clase 4 V-HEAL

[CLICK AQUÍ](#)

Promueve la curación de los tejidos
Mejora la microcirculación
Alivia el dolor
Reduce la inflamación
Disminuye la formación de tejido cicatricial
Promueve la producción de ATP (energía)
Acelera la recuperación funcional de las células lesionadas

SKU: EQREVHEAL



2026

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA



443 233 0303



ventas@desego.com



desego.com



DESEGO®

PCR



PCR



Analizador PCRun Reader Biogal

Resultados tiempo real
semi-cuantitativos
Leptospira canina, Ehrlichia,
Leishmania, Anaplasma canina,
Babesia canis, Babesia gibsoni,
Parvovirus canino, Panleukopenia
y Mycoplasma Haemofelis felino.

VER VIDEO

SKU: EQPCRPCRUN

Analizador PCRun HeatBlock-Biogal

PCR = Diagnóstico Enfermedades Infecciosas
Método: Ampliación isotérmica molecular
Pasos: 1) Extracción 2) Detección 3) Análisis
Resultados cualitativos en 15 min.

VER VIDEO



SKU: EQPCRHEATB



2026

MICROELLISA



MICROELISA



Analizador Microelisa Eliread[™]



Incluye 4 filtros
Sistema de fibra óptica de 8 canales
Programación de 500 pruebas
Almacenaje de hasta 10,000 resultados
12 pruebas en una misma placa
Multi-formas en impresión de resultados
Pantalla Touch Screen

SKU: EQMEEliread

Analizador Microelisa Eliwash[™]

Lavado de pocillos: plano, redondo y cónico
Sistema operativo compatible con Windows CE
Alta capacidad de memoria para guardar protocolos
Calibración automática, detección de fondo y último pozo
Monitoreo automático de vacío y presión
Ciclo automático de lavado



SKU: EQMEEliwash

2026

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA



443 233 0303



ventas@desego.com



desego.com



DESEGO[™]

IMAGENOLOGIA



IMAGENOLÓGÍA

Sistema de Radiografía Digital Veterinario DIGIX 20

Potente sistema de Rayos X
Excelentes imágenes de Rayos X
Diseño robusto y estable
Tecnología de condensadores Visor
X-AQS integrado

CLICK AQUÍ

SKU: EQIMDIGIX20



2026

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA



443 233 0303



ventas@desego.com



desego.com



DESEGO

IMAGENOLOGÍA

Sistema de Fluoroscopia Digital Veterinario DIGIX 32F

Radiografía en tiempo real para mayor valor
Fluoroscopia para medicina de precisión
Fluoroscopia para gastroenterología
Fluoroscopia para cirugía

CLICK AQUÍ

SKU: EQIMDIGIX32F



2026

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA



443 233 0303



ventas@desego.com



desego.com



DESEGO®

Mesa para Rayos X c/sopORTE DIGIX 3

Consta de un cabezal de rayos X portátil y un pórtico

El cabezal de rayos X portátil transmite rayos X

El pórtico proporciona un soporte estable y un ajuste flexible Proporciona soporte de imágenes en tiempo real para el diagnóstico

Método de control: pedal mecánico

Capacidad de carga en estado bloqueado: ~200 kg

CLICK AQUÍ

SKU: EQIMDIGIX3



2026

Rayos X Portátil Xvet30'



Equipo extremadamente compacto y liviano.

Operación sencilla.


Fuente de alimentación de batería interna.

Ideal para aplicaciones móviles de Rayos X veterinarios.

SKU: EQIMXVET30





2026



Digitalizador Inalámbrico Rayos X DR'

[VER VIDEO](#)



El único en su tipo 17x17»
Inalámbrico o Cable conexión HDMI
Transmisión de datos a alta velocidad
Diseño Ligero y resistente
Detección Automática de Exposición
Sistema de actualización fácil de

Compatible con cualquier sistema de rayos X
.....
Resolución de 3072 X 3072 pixeles

SKU: EQIMATAL93

2026



Rayos X Portátil con Tablet'

Incluye tablet
Imágenes de alta resolución
Diseño duradero
Puntero láser integrado

SKU: EQIMXvet2D



Rayos X Portátil XVet 28'

Puntero láser integrado dual
Soft- Touch control con pantalla digital
Imágenes de alta resolución en dosis más
bajas
Compensador automático de línea dinámica
de dos etapas

SKU: EQIMXVET28

2026

Mesa de Rayos X con soporte'

Mesa con superficie flotante
de 4 vías

Espacio para digitalizador/casete

Diseño compacto y fácil de instalar

Interfaz de detección sencilla

Doble modalidad de pie



SKU: EQIMXVET



2026

Procesador Imagen para Endoscopio OR160

Sistema en videoendoscopia flexible Full HD

Sistema de endoscopia rígida Full HD

Sistema de endoscopia **All-in-one**

Sistema de endoscopia veterinario

Compatible con **endoscopios rígidos y flexibles**



CLICK AQUÍ

SKU: EQIMOR8

2026

Endoscopio Inalámbrico Digital

Captura imágenes y vídeos inalámbricamente
(30fps)

Ampliación hasta 50x óptica 150x digital

Transmite dentro de hasta 6mts

Fuente de luz LED ultrabrillante

.....

SKU: EQIMFIREFLY2



Otoscopio Inalámbrico Digital

Educa a los clientes rápidamente

Captura imágenes y vídeos inalámbricamente
(30fps)

Ampliación hasta 50x óptica 150x digital



VER VIDEO



SKU: EQIMFIREFLY1

2026

DIAGNOSTIC



DIAGNÓSTICO

Sistema Electrocardiógrafo TM312V

Adquisición de 12 derivaciones simultáneas.

Monitoreo en tiempo real con la posibilidad de guardar los registros.

Mediciones asistidas sobre la derivación elegida.

Conexión a PC por medio de un puerto USB.

Cable paciente de 10 terminales desmontables.

Software con moderna interfaz de usuario que lo hacen de fácil uso y comprensión.

SKU: EQDGTM312V



[VER VIDEO](#)

2026

DIAGNÓSTICO

Sistema Holter TM700

CLICK AQUÍ

Registra actividad cardíaca continua durante 24/48hrs.

Realiza diferentes análisis:

Arritmias

Frecuencia cardíaca y su variabilidad

Eventos relevantes y morfología de los latidos

Segmento ST y potenciales tardíos

Compacto, liviano y portátil.

Alta resolución de 16 bits

Frecuencia de muestreo de 500Hz

SKU: EQDGTM700



2026

DIAGNÓSTICO

Electrocardiógrafo TM1240V



Impresora de papel térmico y batería interna
10 hrs de monitoreo y 3 hrs de impresión continua
Software opcional para PC
Memoria interna de 4G para guardar hasta 10.000 estudios
Informes prediseñados y almacenamiento de registros
SKU: EQDGTM1240V

Electrocardiógrafo TM300V



Transmisión en tiempo real de las señales a la PC.
6-7 señales de ECG simultáneamente y FC.
Señal audible de FC.
Software EasyG de interfaz simple e intuitiva.
Mediciones asistidas y reportes PDF.
Sensibilidad, velocidad y parámetros configurables.

SKU: EQDGTM300V

2026

DIAGNÓSTICO

PetMap graficador veterinario de presión sanguínea g3

Modo de ciclo de PA automático.

Baterías recargables.

Pantalla más grande de 5'.

Compatibilidad de monitoreo de temperatura.

Capacidad de actualización de fábrica para agregar SpO2, ECG y CO2.

Dimensiones: 6.26' x 3.61' x 1.22'.

Peso: 1 libra (0,46 kg, aprox, con baterías de NiMH).



[CLICK AQUÍ](#)

SKU: EQDGPETMAPII3

2026

DIAGNÓSTICO

Monitor X12'



G2 CO2

ECG + temperatura

Lectura de NIBP

Sensor SpO2

Compacto y ultradelgado

SKU: EQDGX12V3

Monitor Touch Screen X12'

Pantalla táctil a color de 12.1



SKU: EQDGX12V2

Monitor Touch Screen con Capnógrafo X12'



SKU: EQDGX12V

2026

DIAGNÓSTICO

Terapia Laser LUNVET 4

VER VIDEO



Sistema de láser multi-funcional.

Compatible con terapia y cirugía.

Repara tejidos.

Acelera la cicatrización de heridas.

Hasta 8 categorías de especies.

Versátil y ampliable: opción de cabezales de tratamiento 4 en 1.

Potencia máxima de hasta 26.2 W.



SKU: EQRELV

2026

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA



443 233 0303



ventas@desego.com



desego.com



DESEGO

Refractómetro Portátil RHC 200

Diseñado para mediciones rápidas y precisas de fluidos
Triple escala de medición
Mango ergonómico
Sistema ATC

SKU: EQDGRefract



Termómetro Digital Parlante TemPet

Diseñado para uso 100% Veterinario
Exactitud: $\pm 0.3^{\circ} \text{C}$
Resultados en 1 segundo
No requiere contacto con la piel
Almacena 32 resultados

SKU: EQDGTemPet

2026

CIRUGIA



CIRUGÍA

Sistema electroquirúrgico de alta frecuencia ECO-800BI

Se utiliza para cirugías en animales grandes
Ayuda a reducir el sangrado intraoperatorio Se puede aplicar a procedimientos mínimamente invasivos Es adecuado para procedimientos en animales pequeños

[CLICK AQUÍ](#)

SKU: EQCR800BI



2026

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA

CIRUGÍA

Sistema electroquirúrgico de alta frecuencia ECO-800BII

Se utiliza para cirugías en animales grandes
Ayuda a reducir el sangrado intraoperatorio
Se puede aplicar a procedimientos mínimamente invasivos
Es adecuado para procedimientos en animales pequeños

CLICK AQUÍ

SKU: EQCR800BII



2026

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA

☎ 443 233 0303 ✉ ventas@desego.com 🌐 desego.com



DESEGO

CIRUGÍA

Sistema electroquirurgico de alta frecuencia ECO-800BIII

Se utiliza para cirugías en animales grandes
Ayuda a reducir el sangrado intraoperatorio
Se puede aplicar a procedimientos mínimamente invasivos
Es adecuado para procedimientos en animales pequeños

CLICK AQUÍ

SKU: EQCR800BIII



2026

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA

443 233 0303 ventas@desego.com desego.com      **DESEGO**



ANESTESIA INHALADA



ANESTESIA INHALADA



Máquina de Anestesia con ventilador AM250V

Válvula APL que controla el exceso de gas
y un caudalímetro de limitador
de presión ajustable

SKU: EQDGAM250V



Maquina de Anestesia 101A

Vaporizador anestésico de Isoflurano
Funciones de temperatura y compensación de
flujo

Opcionales: (Halothano, Enflurano, Desflurano,
Sevoflurano, Óxido nitroso)

Para todos los animales

Ventilación manual, norma 60601-2-13

SKU: EQDG101A



2026

ANESTESIA INHALADA

Concentrador de Oxígeno OX3'

Capacidad de 10 litros

Tasa de flujo: 0-10lts/min

Pureza o₂: 93±3%

Presión de salida (Mpa): 0.04-0.07/0.08-01

Nivel de Sonido: <50db

SKU: EQDGOX3-1



2026

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA

ANESTESIAS



ANESTESIA

Maquina de Anestesia AN8'

Vaporizador de alta precisión

Diseño de circuitos duales

Válvula APL con Oclusión Rápida

Buena eliminación de gases residuales

Diseño integrado

Elegancia optimizada



SKU: EQDGAN8



2026

BOMBAS- INFUSION- DESEGO



BOMBA DE INFUSIÓN

Bomba de infusión Jeringa V11S

Modo de infusión: Modo mL/h, modo peso corporal, modo dosis, modo carga-dosis, modo secuencia, entre otros.

Jeringa: 2ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml

VTBI: (0.01-9999.99) mL

Tasa KVO: 0,1 ~ 10 ml/h, incremento mínimo: 0.01 ml/h

Nivel de oclusión: 12 niveles seleccionables

Potencia de entrada: 50VA

[CLICK AQUÍ](#)

SKU: EQDGI100VET7



2026



Bomba de infusión V10Vet'

Pantalla táctil de 4.3

Sistema de agarre a jaulas

Ajuste de parámetros directo en pantalla

Compatible con cualquier set de suero

5 modos de infusión + control de modo micro

Tasa de infusión de 0.1 ml | ha 2000m | h



SKU: EQDGiV10Vet



2026

BOMBA DE INFUSIÓN

Bomba de infusión i100Vet'

Precisión de infusión: $\pm 5\%$.
Rango del flujo: 0.1-1200 ml/ hr.
Alarmas: Alarma visual y auditiva.
Batería: Polímero de Litio 7.4V 1900mAh.
Tiempo de recarga: 10hr prendido, 3 hr apagado.
Duración: más de 3 hr a una velocidad de 25ml/hr.
Dimensiones: 145(L)x 120(H)x 100(W, sin incluir el soporte de sujeción) mm.
Peso: 1.4 kg.



SKU: EQDGi100Vet



SKU: EQDGI100VET2

Calentador de Fluidos i100Vet'

[VER VIDEO](#)

Principio de transferencia térmica.
Compacto y ligero.
Pantalla LCD a color con información detallada.
Calentamiento de doble ranura para dos equipos de infusión.
Trabajo opcional con sensor de caída.
2 instalaciones flexibles: suspensión o abrazadera para poste.
Alarmas de temperatura muy alta o muy baja.
3-5 minutos para alcanzar la temperatura.

2026

Bomba de infusión Fluidos i200Vet'

VER VIDEO

Pantalla táctil de 3,5 pulgadas
Los caudales varían de 0.10ml/h a 2001.00ml/h en incrementos de 0.01ml/h
Batería de gran capacidad: 12 horas a 25ml/h
Tira de calentamiento opcional
Gancho opcional



SKU: EQDGI100VET5



SKU: EQDGI100VET6

Bomba de infusión s500'

Modo de infusión: Modo de frecuencia, modo de tiempo, modo de peso
Jeringuilla aplicable: Sistema abierto. 2ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50/60ml
VTBI: (0-9999,99) ml
Tasa KVO: 0,1 ~ 10 ml/h, incremento: 0,1 ml/h
Presión de oclusión: 13 niveles
Características: Con KVO, bolo, detección antirretroceso, etc.

2026

DENTAL



Equipo Dental Portátil Rayos X D7'

SKU: EQIMD7

- Fácil y sencillo de utilizar
- Actualización inteligente
- Carga inalámbrica
- Gestión inteligente de la batería
- Ligero y compacto
- Calidad de imagen superior y alta resolución



2026

DENTAL



SKU: : EQIMUD2

Sensor Dental DR #2'

Tecnología APS CMOS
DEA inteligente compatible con diversas fuentes de rayos X
Deposición directa CSI: imágenes de dosis más bajas USB
Conexión directa 2.0
IP68 Alta confiabilidad
Dimensiones mecánicas (mm3): 31.0*40.0*4.5

Sensor Dental DR #4'

Tecnología APS CMOS
DEA inteligente compatible con diversas fuentes de rayos x
Deposición directa CSI: imágenes con dosis más bajas
Conexión directa USB 2.0
IP68: alta confiabilidad
Dimensiones mecánicas (mm3): 53× 76× 14

SKU: EQIMUD4



2026

DENTAL



Limpiador Dental con luz S5'

Brazo con luz LED
Brazo desmontable de aluminio L3,
autoclavable
Perilla de energía a gran escala
Seguimiento automático de la frecuencia

SKU: : EQDGS5

Unidad Dental UD2'

Compresor de aire libre de aceite de gran calidad
Tanque de 8 litros de capacidad
Integral y profesional
Equipo multifuncional completo
Tamaño compacto y peso de solo 35 kg
Nivel bajo de ruido

SKU: EQDGUD2



VER VIDEO

2026

DENTAL

Kit de implantes maxilofaciales de titanio

Fijación interna de fracturas en las regiones maxilofaciales y craneales

Fijación del caparazón de tortuga

Completo para animales pequeños y tortugas

Sistema ortopédico

[CLICK AQUÍ](#)

SKU: EQCRUD2



2026

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA



443 233 0303



ventas@desego.com



desego.com



DESEGO

VACCICHECK





Felino Vaccichecks Antobody Test Kit 12'

Prueba para medir los anticuerpos frente a:
Panleucopenia Felina,
Virus De Herpes Felino
Virus Felino Calici

SKU: RRMEBIOGAL2



Vaccicheck es una herramienta indispensable para medir el título de anticuerpos que tiene el animal antes de la vacunación y determinar si la vacuna es necesaria o no.

También es utilizado después de la vacunación para indicar si se ha logrado el éxito de la inmunización. De esta manera el veterinario puede modificar los programas de vacunación para felinos individuales.

2026

DESEGO[®]



MICROSCOPIO



MICROSCOPIOS



Microscopio Trinocular MIC 990T y Scopepad



SKU: EQMCMIC990T2

2026

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA



443 233 0303



ventas@desego.com



desego.com



DESEGO

MICROSCOPIOS

Microscopio Trinocular Con Epifluorescencia MIC990FT

Cabezal: Con ajuste interpupilar con distancia de 50mm – 75 mm.

Oculares WF10X /20mm.


Fuente de Poder: 120V/60Hz.

Fototubo para utilizar cámara digital.

Iluminación simple de halógeno de 6V/20W.

Platina Mecánica con retenedor de laminillas removible de 190 x 140 mm.

5 Objetivos planacromáticos al infinito 4x, 10x, 20x, 40x(s,oil), 100x(s,oil).



SKU: EQMCMIC990FT

2026

MICROSCOPIOS

Microscopio Invertido INV 2011

Óptica Planacromática al infinito.

Anulación de fase precentrable.

4 objetivos planacromáticos:
4x/0.1 wd18mm, 10x/0.25
wd10mm, 20x/0.4 wd5.1mm,
40x/0.6 wd2.6mm.

Condensador ELWD NA0.3
lwd72mm.

Telescopio de centrado
ø30mm.

Filtro: diámetro de 45mm,
azul, verde y cristal ground.

Intensidad de luz ajustable.



SKU: EQMCINV

2026

MICROSCOPIOS

Microscopio Doble Cabezal MIC204D'

Binocular
Objetivos acromáticos: 4x, 10x, 40x(s),
100x(s,oil)
Oculares WF10x
Condensador (NA=1.25)
Iluminación LED ajustable
Puntero LED verde de brillo ajustable
Ajuste coaxial de enfoque fino



SKU: EQMCMIC204D

Microscopio Trinocular MIC900FT'

Oculares WF10X/20mm
Objetivos acromáticos: 4x, 10x, 40x, 100x
Ajuste coaxial de enfoque fino
Condensador (NA=1.25)
Iluminación LED ajustable
Módulo de paso de banda Tipo B y tipo G



SKU: EQMCMIC900FT

2026

MICROSCOPIOS



Microscopio Trinocular

MIC 990T'

5 objetivos: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x
Óptica Planacromática al infinito.
Condensador tipo ABBE N.A.=1.25 con
diafragma de iris.
Revolver quintuple con tope tipo click.
Sistema de iluminación tipo Köhler.
Ajuste de brillo luz y diafragma.

SKU: EQMCMIC990T

Microscopio Trinocular

MIC900T'

Oculares WF10X/20mm.
Objetivos acromáticos: 4x, 10x, 40x, 100x
Ajuste coaxial de enfoque fino.
Condensador (NA=1.25).

SKU: EQMCMIC900T



2026

MICROSCOPIOS



SKU: EQMCMIC990

Microscopio Binocular MIC990'

Binocular.

5 objetivos: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x

Óptica planacromática al infinito.

Condensador tipo ABBE N.A.=1.25.

Revolver quintuple con tope tipo click.

Sistema de iluminación tipo Köhler.

Microscopio MIC900'

Binocular.

Oculares WF10x.

Ocular ajustable WF10X/22mm.

Objetivos acromáticos: 4x, 10x, 40x, 100x.

Ajuste coaxial de enfoque fino.

Condensador (NA=1.25).

SKU: EQMCMIC900




2026

MICROSCOPIOS

Microscopio Binocular MIC-890'

Sistema de iluminación LED.
Binocular.
4 objetivos: 4x, 10x, 40x, 100x.
Óptica planacromática al infinito.
Condensador tipo ABBE N.A.=1.25.
Ajuste de brillo luz y diafragma.

SKU: EQMCMIC890



2026

Microscopio Trinocular MIC-440T

Trinocular

Objetivos acromáticos: 4x, 10x, 40x(s), 100x(s,oil)

Oculares: WF10x

Condensador (NA=1.25)

Intensidad de luz ajustable

SKU: EQMCMIC440T

[CLICK AQUÍ](#)



2026

MICROSCOPIOS



Microscopio Monocular MIC141

Monocular
4 objetivos: 4x, 10x, 40x y 100x (oil)

SKU: EQMCMIC141

Microscopio Monocular MIC131

Monocular
3 objetivos: 4x, 10x y 40x

SKU: EQMCMIC131



2026

ACCESORIOS MICROSCOPIOS



ACCESORIOS MICROSCOPIOS

Pantalla retina para Microscopio ScopePad LX105

Trinocular

Objetivos acromáticos: 4x, 10x, 40x(s), 100x(s,oil)


Oculares: WF10x

Condensador (NA=1.25)

Intensidad de luz ajustable

[CLICK AQUÍ](#)

SKU: EQMCSCOPEPAD1



2026

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA

443 233 0303 ventas@desego.com desego.com **DESEGO**

USB Cámara Digital OPT 14mp

Cámara digital para Microscopio
Puerto: Fototubo o tubo ocular
Formatos: BMP, Tiff, jpg, Pict, AVI, etc.
Interfase: USB
Incluye Software

SKU: EQMCOPT5



USB Cámara Digital OPT-10mp

Cámara digital para Microscopio
Puerto: Fototubo o tubo ocular
Formatos: BMP, Tiff, jpg, Pict, AVI, etc.
Interfase: USB
Incluye Software

SKU: EQMCOPT4

2026

Campo Oscuro M8-CO'

Juego de Campo Oscuro M8-CO
Para uso con el Microscopio

SKU: ACMCMIC8802



Campo Oscuro M9-CO'

Juego de Campo Oscuro M9-CO
Para uso con el Microscopio
Binocular MIC-990

SKU: ACMCMIC9902



2026



Contraste de Fase`

Contraste de Fase
Para uso con el Microscopio Binocular
MIC-990


SKU: ACMCMIC9904

Sistema de Polarización`

Sistema de Polarización
Para uso con la series de microscopio
MIC990



SKU: ACMCMIC9903



SKU: ACMCMIC9901

Platina Térmica PT990`

Platina térmica PT990
Para microscopios series MIC990 e

2026

CENTRIFUGAS



CENTRÍFUGAS



SKU: EQEBCNF10

Centrífuga de 48 Tubos High Performance Hplus'

Centrífuga de 16 Tubos con cabezal horizontal M600D

SUPER F PREMIUM'

Rotor Oscilante.
Capacidad para 16 tubos de 15 ml.
Interior de acero inoxidable.
Centrífuga de enfriamiento por aire.
Temperatura Ambiente: 5°C~40°C.
Rango de potencia: AC230V 50 Hz/60 Hz.



SKU: EQEBCNF9

2026

CENTRÍFUGAS



NextSpin' 24

Centrífuga de baja velocidad
24 tubos
Max. velocidad: 4000rpm
Max. fuerza de centrifugado: 2325xg
Peso con el rotor 5.0kg
Dimensiones WxDxH 35mmx40mmx32mm

SKU: EQEBCNF8

SFUGE 8'

Centrífuga de baja velocidad
8 tubos
Max. velocidad: 4000rpm
Max. fuerza de centrifugado: 3074rcf
Peso con el rotor 5.0kg
Dimensiones WxDxH
35mmx40mmx32mm

SKU: EQEBCNF4



2026

CENTRÍFUGAS



SKU: EQEBCNF2

Spinplus SFUGE-6

Electromagnética (No utiliza carbones)

Capacidad para 6 tubos.

Max. velocidad: 4000rpm

Max. fuerza de centrifugado: 3074rcf

Peso con el rotor 5.0kg

Dimensiones WxDxH 35mmx40mmx32mm

CK24

Electromagnética

24 tubos de 2 a 15ml

Velocidad variable 0 a 3700 rpm

Cámara interna de acero inoxidable

Fuerza G de 0 a 1,700 g



SKU: EQEBCNF7

2026

CENTRÍFUGAS



SKU: EQEBCNF6

CK18'

Electromagnética
18 tubos de 2 a 15ml
Velocidad variable 0 a 3700 rpm
Cámara interna de acero inoxidable
Fuerza G de 0 a 1,700 g

CK12'

Electromagnética
12 tubos de 2 a 15ml
Velocidad variable 0 a 3700 rpm
Cámara interna de acero inoxidable
Fuerza G de 0 a 1,700 g



SKU: EQEBCNF5

2026

CENTRÍFUGAS

CK 8V



Electromagnética
8 tubos de 2 a 15 ml
Velocidad Variable 200 a 3000 rpm
Silenciosa y de centrifugado suave

Rotor inclinado a 45°
Timer: de 1 a 30 minutos
Tapa de Seguridad (apagado automático cuando se abre)
Silenciosa y de centrifugado suave
Indicador de encendido
Uso óptimo de su espacio: ocupa sólo un área de 28×28 cm
Opera a 120V/60Hz.



SKU: EQEBCNF3

2026

CENTRÍFUGAS

Mini Centrífuga MCV 8 MFUGE^v

Velocidad variable de: 4,000rpm-
7,200rpm
Rotor de diseño simple para su rem-
plazo sin
requerir herramientas
Funcionamiento sorprendentemente
silencioso



SKU: EQEBCNF12

Mini Centrífuga velocidad fija MFUGE^v



Bajo ruido en funcionamiento
Velocidad: 7,200rpm ($\pm 20\%$)
Bajas vibraciones
Capacidad máx: 1.5(2)mlX8
Se detiene rápidamente
Rotación Espacial de 360 ° forma
de arco
Capacidad máx: 1.5(2)mlX8

SKU: EQEBCNF11

2026

CENTRÍFUGAS

MiniCentrífuga de alta velocidad HFUGE'

SKU: EQEBCNF13



Rotor Metálico.

Gira hasta 14.500 rpm ,14,100 x g.

Tiempo de aceleración a velocidad máx: 13s.

Tiempo de frenado de velocidad máx: 12s.

Dimensiones en cm (WxDxH): 22.5x24x12.

Peso (incluido el rotor): 4.3kg.

2026

CENTRÍFUGAS

Centrifuga F 12 tubos Spinplus SFUGE12- PREMIUM

Electromagnética (No utiliza carbones).
Capacidad para 12 tubos.
Max. velocidad: 5000rpm.
Max. fuerza de centrifugado: 3074rcf.
Peso con el rotor 5.0kg.
Dimensiones WxDxH 33cm x 30cm x 22cm.



SKU: EQEBCNF21

Smart+

Tubos de 12X1,5 ml/2,0 ml.
Tubos PCR de 32x0,2 ml.
4 tiras XPR (8X0,2 ml).
4 tiras PCR (12X0,2 ml).



SKU: EQEBCNF19

2026

Microcentrífuga HCT+

SKU: EQEBCNF20



Capacidad del rotor de hematocrito: 24 capilares.
Pantalla LCD.
Control preciso de velocidad y tiempo por separado.
Velocidad máx. 12000rpm, RCF máx. 13680 x α .

2026

DESEGO[®]



EQUIPO BASICO



EQUÍPO BÁSICO

Baño Maria Digital DK98IV



Rango de temperatura: 0 ~ 400.0 °C;

Rango de tiempo: 0 ~ 9999 minutos u horas;

Tamaño exterior: 400 x 260 x 190 mm;

Tamaño de la cámara interior: 280 x 220 x 150 mm;

Potencia: 220V±10%. Corriente alterna;



SKU: EQEBBK4

2026

EQUÍPO BÁSICO

Glucómetro G25Vet'

Principio: método de bioelectroquímica.

Rango de medición: 1,1 mmol/L-33,3 mmol/L (18 mg/dL - 600 mg/dL).

Tiempo de resultado: 5 s.

Tipo de muestra: sangre capilar.

Almacenamiento de datos: hasta 500 resultados de muestras.

SKU: EQDGVETPRO3



2026

EQUIPO BÁSICO



SKU: EQEBBAL1

Balanza Digital 303D'


Capacidad: Máxima 3000g Mínima 20g
Sensibilidad: 0.1 g
Plato de acero inoxidable: 13.5 x 13 cms
Diseño mejorado

Balanza Triple Barra 750S'

Capacidad: 2610 g
Sensibilidad: 0.1 g
Plato de acero inoxidable: 15.2 cms
Incluye pesas



SKU: EQEBBAL2



SKU: EQEBCNF17

Lector Manual Hematocrito LectorA'

Base de Aluminio
Manual

2026

EQUIPO BÁSICO



Baño María Analógico BK 49'

Capacidad: 0.5 lt. (49 tubos)
Cámara de acero inoxidable de 15.5 x 15.5 x 11 cm.
Rango de Temperatura: de 5°C a 100°C
Exactitud: + -1°C para altas temperaturas
Gradilla metálica y tapa
Control de temperatura (ambiente a 60°C)

SKU: EQEBBK1

Baño María Digital BK 49D'

Capacidad: 0.5 lts. (49 tubos)
Cámara de acero inoxidable de 15.5 x 15.5 x 11 cm.
Rango de Temperatura: de 5°C a 100°C
Exactitud: +-1°C para altas temperaturas
Control de temperatura (ambiente a 60°C)
Control digital de temperatura.



SKU: EQEBBK2

2026

EQUÍPO BÁSICO

Baño Seco 1 Block DBI33'

Capacidad: 24 tubos de 12 mm
Control Digital de Temperatura
Timer Digital (hasta 999 minutos)
Rango de Temperatura: 35 °C a 86 °C



SKU: EQEBBK3

2026

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA



443 233 0303



ventas@desego.com



desego.com



DESEGO

EQUIPO BÁSICO

Contador Digital DC22'

8 teclas
Contador hasta 999999
Cronómetro integrado
Diseño ergonómico
Alarma digital audible de conteo a 100
Despliegue de conteo general y de porcentajes

SKU: EQEBCONT2



Contador Mecánico RBC 01'

8 teclas
Contador hasta 999
Sistema de funcionamiento metálico

SKU: EQEBCONT1



2026

EQUÍPO BÁSICO

Contador Digital DC 23

SKU: EQEBCONT3



8 teclas.
Contador hasta 999 en cada célula.
Modo creciente y decreciente.
Cronómetro integrado.
Diseño ergonómico.
Alarma digital audible de conteo a 100.
Despliegue de conteo general y de por-

Contador Digital DC'

SKU: EQEBCONT4



Cantidad máxima de categorías: 10 grupos.
Capacidad de conteo de cada grupo: 0 ~ 99.
Dimensiones externas: 220×166×78 mm.
Voltaje: CA 100 V~240 V (50 Hz/60 Hz).
Consumo de energía: 5W.
Peso: 600g.

2026

EQUIPO BÁSICO



SKU: EQEBMCB3

Estufa Incubación EK36'

Capacidad: cámara interna 36X36X41.50 cm
Estabilidad: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
Rango: 5°C a 60°C
2 entrepaños
Control de temperatura digital
Indicador de encendido

Estufa Incubación EK 25'

Capacidad: cámara interna
25x25x25 cm
Estabilidad: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
Rango: 5°C a 60°C
2 entrepaños
Control de temperatura digital
Indicador de encendido



SKU: EQEBMCB2

2026

Horno Secado HK 25'

Capacidad: cámara interna 26x26x26 cm
Estabilidad: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
Rango: 5°C a 240°C
2 entrepaños



SKU: EQEBMCB4



SKU: EQEBMCB5

Horno Secado HK 36'

Capacidad: cámara interna 26x26x26 cm
Estabilidad: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
Rango: 5°C a 240°C
2 entrepaños

[CLICK AQUÍ](#)

2026

EQUIPO BÁSICO

Campana de Bioseguridad Clase II A2

Pantalla LCD digital de fácil operación
Zona de trabajo de acero inoxidable 304
Control remoto para operación conveniente
Enchufes impermeables al interior
Lámpara UV de 253.7 nanómetros
Filtro HEPA H14
Ventilador centrífugo de velocidad ajustable
Alarma sonora y visual



SKU: EQEBMEZ14



Campana Flujo Laminar FK 1S

Ventilación vertical
Cantidad de aire ajustable
Sistema de ventilador
Mesa de acero inoxidable de alta calidad
Área de trabajo: 880x700x500mm

SKU: EQEBMCB7

2026

EQUÍPO BÁSICO



SKU: EQEBMCB6

Mini Campana Flujo Laminar FK 1S

Ventilación horizontal o vertical.
Velocidad del viento ajustable.
Regulador de voltaje.
Mesa de acero inoxidable de alta calidad.

Mechero eléctrico BACTI-CINERATOR STERILIZER MB3

Fuente de alimentación 220 V - 60Hz
Poder 170W
La temperatura más alta en el núcleo $825^{\circ}\text{C} \pm 50^{\circ}\text{C}$



SKU: EQEBMCB

2026

EQUIPO BÁSICO



Autoclave Eléctrica AE+

Capacidad: 22 lts.
Aluminio reforzado
Válvulas de seguridad dual: puede usar su propio sistema eléctrico o trabajarse con otra fuente de calor externa
Indicador de presión: indica las presiones y temperatura

SKU: EQEBMCB1

Incinerador Agujas ND55

Alcanza + de 1000 grados C
Con cortador de puntas
Incinera en segundos



SKU: EQTMND55

2026

EQUÍPO BÁSICO

Timer 4 tiempos TK 4'



Capacidad de 4 tiempos.
Función de cronómetro independiente.
2 alarmas programables.
Cuenta con imán en la base.

SKU: EQEBEB1

Lanceta Láser

Dispositivo láser que crea un pequeño agujero en el dedo para muestras de sangre capilares sin necesidad de aguja.

Aplicaciones:

Monitoreo de glucosa

Hemoglobina glicada (HBA1C)

Punto de pruebas de atención (POCT)



SKU: EQTMH Ray

2026

EQUÍPO BÁSICO

Mezclador de Pipetas PSK 6'

Capacidad: 6 pipetas
Mezclado continuo o mezclado por tiempo
(0 a 15 minutos)
Contenedor de pipetas de Acero Inoxidable
Indicador de encendido



SKU: EQEBMEZ1

Mezclador de Plaquetas RPK 48'

Mantiene las Plaquetas en estado óptimo
Diseño de alta duración
Oscilación controlada de 70 rpm
Gran capacidad, soporta hasta 42 unidades



SKU: EQEBMEZ12

2026

EQUÍPO BÁSICO

Mezclador de Tubos BM-15

Plataforma tipo Cama
Sistema con movimiento arriba-abajo
Capacidad 15 tubos
Ángulo de 1-48 grados
Velocidad Operación 24 rpm



SKU: EQEBMEZ7

2026

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA



443 233 0303



ventas@desego.com



desego.com



DESEGO

Mini Vortex MiniV'



SKU: EQEBMEZ15



SKU: EQEBMEZ2

Agitador Vortex VM8'

2026

EQUÍPO BÁSICO



Rotor Placas RK 30'

Plataforma 30×30 cm
Tiempo de 0 a 120 min
Velocidad Variable 0 a 180 rpm
Modos de trabajo: continuo o timer

SKU: EQEBMEZ10

Rotor Placas RK 23'

Plataforma 23×23 cm
Tiempo de 0 a 30 min
Velocidad Variable 0 a 240 rpm
Modos de trabajo: continuo o timer



SKU: EQEBMEZ9

2026

MICROPIPETAS



MICROPIPETAS

Kit 4 Pipetas Autoclavable V. VAR



SKU: EQEBPIP24

Pipeta autoclavable V. VAR (0.5-10uL) (801180) 10H
 Pipeta Autoclavable V. VAR (10-100uL) (801182) 100H
 Pipeta Autoclavable de volumen variable (20-200uL) 200H
 Pipeta Autoclavable V. VAR (100-1000ul) 1000H

2025

MICROPIPETAS



Micropipeta Fija Autoclavable

Volúmenes:

5uL
10uL
50uL
100uL

Micropipeta Variable Autoclavable

Volúmenes:

0.5uL— 10uL
5uL— 50uL
10uL— 100uL
100uL— 1000uL
500uL— 5000uL



2026

MICROPIPETAS



Portapipetas p/6 PP6'

Portapipetas de acrílico.

SKU: EQEBPIP13

Portapipetas p/5 N5'

Portapipetas de acrílico.
Sostiene 5 pipetas.
Contenido: 1 pza



SKU: EQEBPIP12

2026

MICROPIPETAS


**Puntas de 1000uL
azules**

TIP1000'

Bolsa de Puntas de 1000ul
para Pipetas
Contenido: 500 pzas.



SKU: CNEBPIP3




SKU: CNEBPIP4

**Puntas de
5000uL blancas**
TIP5000'

Bolsa de Puntas de
5000ul para Pipetas.
Contenido: 100 pzas.

2026

MICROPIPETAS



Puntas de 200ul amarillas **TIP200'**

Bolsa de Puntas de 200ul
para Pipetas.
Contenido: 1000 pzas.

SKU: CNEBPIP2

Puntas de 510ul blancas **TIP5'**

Bolsa de Puntas de 5-10ul para
Pipetas
Contenido: 1000 pzas.



SKU: CNEBPIP1

2026

ACCESORIOS



EQUIPO BÁSICO

No Break «On line» 1600 Watts'

Fuente de Respaldo 2kVA/ 1500W.
Factor cresta 3;1.
Sistema de entrada: Monofásico y tierra a tierra.
Input máx.: 8.5A.
Output: 8.5A f.p. ≥ 0.99 .
Tamaño: 425 x 190 x 328 mm.
Peso: 22.5 kg.



SKU: ACVRVR46

No Break «On line» 900 Watts'

Fuente de Respaldo: 1KVA/900W.
Factor cresta: 3;1.
Sistema de entrada: Monofásico y tierra a tierra.
Input máx: 6.5A.
Output: 6.5A f.p. 0.9.



SKU: ACVRVR1

2026

ACCESORIOS



SKU: ACVRVR47

Regulador de Voltaje 4000 Watts (p/Rayos X)

Ideal para equipo de Rayos X



SKU: ACVRVR2

Regulador Voltaje 1000 Watts

2026

ACCESORIOS

Purificador de Agua con Osmosis Inv. 30Lts.

Tipo de salida de agua: Agua RO (Ósmosis inversa) y DI (Desionizada).

Velocidad de salida del agua: 30 L/H.

Consumo: 113W.

[VER VIDEO](#)

SKU: ACQCES4302



Maletín Metálico para procesador OR100

SKU: ACIMOR36



2026



SKU: ACIMOR37


Carro para OR100 1 estante'

- 1 soporte de monitor fijo.
- Un soporte para endoscopio ajustable.
- 1 soporte para endoscopio.
- 4 rodillos, los 2 delanteros tienen ajustes de freno.
- Todo el cuerpo está hecho de chapa de hierro y pulverización electrostática.

Carro para OR100 4 estantes'

- 4 estantes de seguridad, 2 de ellos ajustables.
- 1 soporte para endoscopio de altura ajustable.
- 4 rodillos, los 2 delanteros tienen ajustes de freno.
- Todo el cuerpo está hecho de chapa de hierro y pulverización electrostática.

SKU: ACIMOR38



2026

MATERIAL DE LABORATORIO




MATERIAL DE LABORATORIO



SKU: ACEBEB3

Gradilla 21 Tubos

Capacidad para 21 tubos.
20 a 24 mm de diámetro.
Color blanco.
Fácilmente lavables.
Ligera.
Material de plástico de alta duración.



SKU: ACEBEB3

Gradilla 21 Tubos

Capacidad para 21 tubos.
26 a 30 mm de diámetro.
Fácilmente lavables.
Ligera.
Material de plástico de alta duración.




SKU: ACEBEB2

Gradilla 44 Tubos

Capacidad para 44 tubos.
15 a 18 mm de diámetro.
Color azul.
Fácilmente lavables.
Ligera.
Material de plástico de alta duración.

2026

MATERIAL DE LABORATORIO



SKU: ACEBEB1

Gradilla 90 Tubos

Capacidad para 90 tubos.
10 a 13 mm de diámetro.
Fácilmente lavables.
Ligera.
Material de Plástico de alta duración.

Bote Desecho Chico

Recipiente para desechos de laboratorio
Contenido: 1 pza.



SKU: EQTMBS

2026



Morelia, CDMX, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Querétaro, Hermosillo, Puebla, Oaxaca, Panamá, Costa Rica, Miami, Colombia

MORELIA CORPORATIVO

Oficina: 443 233 0303
 Celular: 443 627 0552
 Soporte Técnico: 443 331 9302
ventas@desego.com

GUADALAJARA

Gerencia: 333 576 6214
 Ventas: 333 1817 5008
 Soporte Técnico: 443 231 2324
 Atención a Clientes:
 333 377 8173
gerenciagdl@desego.com

CDMX

Gerencia: 55 1081 3762
 Ventas: 55 5564 1316
 Soporte Técnico: 55 7886 8665
 Atención a Clientes:
 55 5564 1098

gerenciadf@desego.com

MONTERREY

Gerencia: 81 2063 0389
 Ventas: 81 2979 5792
 Soporte Técnico: 81 2939 1407
 Atención a Clientes:
 81 3625 4442

gerenciamty@desego.com

Conoce más de nosotros.

App Store

Google Play

Descarga nuestra aplicación y obtén beneficios exclusivos:

2026

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA

☎ 443 233 0303 ✉ ventas@desego.com 🌐 desego.com 🇨🇴 🇨🇷 🇺🇸 🇲🇪 🇩🇪 🇺🇸 **DESEGO**®



Morelia, CDMX, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Querétaro, Hermosillo, Puebla, Oaxaca, Panamá, Costa Rica, Miami, Colombia

MÉRIDA

Gerencia: 999 950 2291
Ventas: 999 337 7689, 999 700 1052
Soporte Técnico: 999 304 8550
Atención a Clientes: 999 385 3361

QUERÉTARO

Sucursal: 442 258 8629
ventasqro@desego.com

PUEBLA

Sucursal: 222 754 5157

OAXACA

Sucursal: +52 1 951 293 3830
gerenciaoax@desego.com

HERMOSILLO

Gerencia: 662 166 1046
Ventas: 662 166 1046
Soporte Técnico: 662 513 6843
Atención a Clientes: 662 166 1046

MIAMI, PANAMÁ, COSTA RICA, COLOMBIA

Sucursal MIA: (305) 503 3157

Gerencia PTY: +507 2098 480
+2098401/+507 6317 3445
pty@desego.com

Sucursal CR: +506 7119 9534
ventascr@desego.com

Sucursal COL: +57 314 2216954
gerenciaco@desego.

NUESTRAS MARCAS



2026

MORELIA, CDMX, GUADALAJARA, MÉRIDA, MONTERREY, HERMOSILLO, QUERÉTARO, PUEBLA, OAXACA, MIAMI, PANAMÁ, CHIRIQUÍ, COSTA RICA, COLOMBIA