



MICROSCOPIOS:

BINOCULAR MIC-450

Características Generales:

- OCULARES: WF10X.
- OBJETIVOS ACROMÁTICOS: 4X, 10X, 40X(S), 100X(S, ACEITE).
- CABEZAL: BINOCULAR
- SISTEMA DE ILUMINACIÓN: LED 3W (ENTRADA DC 5V/2A).
- CONDENSADOR ABBE N.A.=1.25
- ENTORNO DE TRABAJO: 0-40 °C, HUMEDAD ≤85%.
- INTENSIDAD DE LUZ AJUSTABLE